

Motive Plus

Orteza długa stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia.

Nr. katalogowy:

Instrukcja użytkownika

Wydanie: LM09.2017

Qmed®



Zastosowanie

Motive Plus jest długą ortezą tzw. typu otwartego o szerokim zastosowaniu terapeutycznym. Wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów i dysfunkcji stawu kolanowego i jego okolicy, w stanach nie wymagających opatrunku gipsowego lub w okresie doleczenia po zdjęciu unieruchomienia stałego.

Wskazania

- Podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego.
- Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej.
- Stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie).
- Urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Przeciwwskazania

- Stany wymagające unieruchomienia gipsowego
- Trudno gojące się rany i owrzodzenia
- Znaczne deformacje kości (niemożność dostosowania ortozy do stawu)
- Żylaki kończyny dolnej
- Otwarte rany skóry w obrębie działania ortozy

Opis produktu

Wyrób jest typem ortozy otwartej. Tutor został wykonany z nowoczesnej dzianiny dystansowej AirX, elastycznej i oddychającej, posiada wcięcie na rzepkę wykończone lamówką i zamknięty dół podkolanowy. Boczną stabilizację stawu zapewniają stalki z policentrycznymi zegarami umieszczone w zamkniętych tunelach, ale częściowo odkrytych w miejscu zegara, co zapobiega marszczeniu się ortozy. Stalki chronią przed niekontrolowanym przeprostem w stawie kolanowym. Dodatkową stabilizację zapewnia system poprzecznych pasków dociągowych. Pasy są zapinane o przeciwnym kierunku przebiegu w części górnej (udowej) i dolnej (goleniowej).

Instrukcja zakładania

1. Rozpiąć ortezę.
2. Należy wyciągnąć stalki, odkręcić śrubki znajdujące się w plastikowej osłonce zegara i umieścić odpowiednie blokady kątowe w otworach znajdujących się z boku zegara. Następnie dokręcić śrubki.
3. Założyć na kończynę dolną, zaczynając od tylnej powierzchni tak, aby dopasować wypełnienie dołu podkolanowego.
4. Zapiąć ortezę na rzepy na przedniej powierzchni kończyny dolnej z uwzględnieniem wcięcia na rzepkę.
5. Naciągnąć i zapiąć poprzeczne paski dociągowe w części górnej, następnie dolnej ortozy i dostosować siłę docisku do własnych potrzeb.

Rozmiar	Obwód stawu kolanowego* [cm]
1	36-39
2	40-43
3	44-48
4	49-54
5	55-60

* obwód stawu kolanowego mierzony 15 cm powyżej środka kolana

Przed praniem wyjąć stalki.





UWAGA

Nie przestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze zwożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. Nie należy stosować ortezy na żele i maści rozgrzewające. Należy pamiętać, że niewyplukane resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał z którego wykonano wyrób.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA

EN

Motive Plus

Open knee ROM brace.

Users manual

Edition LM09.2012



ASSINGMENT

Motive Plus is a long wrap-around brace of multifunctional, therapeutic use. It effectively supports treatment and rehabilitation for injuries and dysfunctions around the knee joint, in cases not requiring immobilisation.

- Repetitive, subacute pain related to strain injury and micro-injury of muscles and ligaments
- Gonarthrosis and knee joint instability,
- Stabilization after injury during the final phase of functional treatment
- Injury and dysfunction which do not require knee
- Immobilization (lateral ligament injuries).

CONTRAINDICATIONS

- Conditions which require cast immobilization
- Long-healing wounds and ulcers
- Significant bone deformations (brace cannot be adjusted to the joint)
- Lower extremity varicose vein

PRODUCT DESCRIPTION

It is made of advanced, breathable AirX knitted multidirectional elastic fabric, the orthosis ensures suitable comfort of use. Equipped with patellar opening and covered popliteal fossa. Polycentric hinges with stays provide lateral stabilisation. Additional, vertical straps improve stabilization.

PRODUCT ADJUSTMENT

1. Unfasten the brace.
2. Put it on the lower limb, so as to place the patella in the contoured orifice.
3. Fasten The straps.
4. Tighten the straps adjusting the stabilizing force to individual needs.

Size	1	2	3	4	5
Thigh circumference (cm)	36,0 – 39,0	40,0 – 43,0	44,0 – 48,0	49,0 – 54,0	55,0 – 60,0

Remove the stays before washing.





ATTENTION

Not observing the rules of personal hygiene and washing the product with inappropriate detergents may result in skin abrasion or other discomfort related to perspiration and spread of bacteria. Please do not use the product together with warming ointment or gel. After washing, rinse the product carefully - residue detergent left in the product may cause skin vexation and damage of the orthosis fabric.

THE FINAL DECISION CONCERNING THE APPLICATION AND CHOICE OF THE EQUIPMENT BELONGS
TO A MEDICAL SPECIALIST.



mdh sp.z o.o.

ul. Tymienieckiego 22/24 90-349 Lodz, Poland

tel: (0048) 42 212 32 08 fax: (0048) 42 674 04 99

www.mdh.pl <http://www.qmedinfo.pl>