

Instrukcja używania
Instructions for use

AFO-FIT

ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPE / FOOT-DROP ORTHOSIS

Numer katalogowy / Catalogue Number:	DRQI1A
Basic UDI-DI:	59017804DRQI1ALZ



Qmed[®]
BY MEYRA

CE

Producent/Manufacturer:

Mdh sp. z o.o.,
Ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź
Tel. +48 426 748 384
www.mdh.pl, www.qmedbymeysra.pl

Wydanie 15.09.2021
Edition 15.09.2021

INSTRUKCJA UŻYWANIA

AFO-FIT – Orteza na opadającą stopę

OPIS PRODUKTU:

AFO – FIT to orteza skokowo-goleniowa tylna wykonana z polipropylenu (dzięki, czemu jest tak lekka). Jej konstrukcja zapewnia wolną piętę i łydkę. Podstawową stabilizację umożliwia samoprzyczepne zapięcie goleniowe, jednakże wykorzystując dodatkową, sztywną opaskę można stabilizować także staw skokowy. Komfort użytkowania podwyższa również miękkie wyściełanie goleniowe. Orteza dostępna w wariantach na lewą i prawą kończynę dolną. **NIE można stosować równocześnie na obie nogi.**

WSKAZANIA:

Przeciwdziałanie opadaniu stopy w przypadku porażenia nerwu strzałkowego oraz innych schorzeń neurologicznych.

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA:

1. Ortezę umieścić w bucie.
2. Włożyć stopę do buta i zapiąć górną taśmę.
3. Zapiąć dodatkową opaskę w okolicy nadkostkowej, dostosowując siłę stabilizacji do indywidualnych potrzeb.

KONSERWACJA:

Czystość produktu jest ważna dla rehabilitacji pacjenta. Ortezę należy myć delikatnym mydłem i wodą. Można go również prać w delikatnych detergentach. Prosimy nie używać silnych chemicznych detergentów i wybielaczy.

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta (cm)	35 – 37	37-39	39 – 41	41 - 44



UWAGA!



Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. Nie należy stosować ortezy na żele i maści rozgrzewające. Należy pamiętać, że niewypłukane resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał z którego wykonano wyrób.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA.

INSTRUCTIONS FOR USE

AFO-FIT – Foot-drop orthosis

AFO-FIT is a light, hygienic orthosis AFOs which supports and positions a limb with tight, contracted muscles into a more normal position.

INDICATIONS:

Prevention of foot-drop in case of peroneal nerve palsy and neurosurgical diseases.

PRODUCT DESCRIPTION:

AFO-FIT is a foot-drop orthosis made of polypropylene. Due to its construction is light and leaves the calf and heel free. Self-fastening shin brace provides basic stabilisation reinforced by additional stiff brace embracing the ankle joint. Rectangular plate ensures optimal comfort of use. AFO-FIT is available in left and right leg version.

PUTTING ON:

1. Place the rectangular plate below the shin where the Velcro band is placed.
2. Put the orthosis into the shoe. Put on the shoe and fasten the upper band.
3. Then put the additional stiff brace above the ankle and fasten it adjusting the compression to the individual needs.

CONSERVATION AND MAINTENANCE:

Product hygiene is important for patient's rehabilitation. The brace should be washed with gentle soap and water. It can be also washed with gentle detergents. Please, do not use the strong chemical detergents and bleaches.

Size	S	M	L	XL
Shoe size (cm)	35 – 37	37-39	39 – 41	41 - 44



ATTENTION!



Not observing the rules of personal hygiene and washing the product with inappropriate detergents may result in skin abrasion or other discomfort related to perspiration and spread of bacteria. Please do not use the product together with warming ointment or gel. After washing, rinse the product carefully - residue detergent left in the product may cause skin vexation and damage of the orthosis fabric. The product is not fireproof. Do not use close to the open sources of fire.

THE FINAL DECISION CONCERNING THE APPLICATION AND CHOICE OF THE EQUIPMENT BELONGS TO A CONSULTANT.