

Instrukcja używania
Instructions for use

WHOSP - FT

SZYNA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ Z UJĘCIEM KCIUKA
SPLINT FOR PALM AND FOREARM WITH THUMB SPICA

Numer katalogowy / Catalogue Number:	DRQF0D
Basic UDI-DI:	59017804DRQF0DLM



Qmed[®]
BY MEYRA



Producent/Manufacturer:

Mdh sp. z o.o.,
Ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź
Tel. +48 426 748 384
www.mdh.pl, www.qmedbymeysra.pl

Wydanie 15.09.2021
Edition 15.09.2021

INSTRUKCJA UŻYWANIA

WHOSP - Szyna na dłoń i przedramię z ujęciem kciuka

OPIS PRODUKTU:

Szyna na dłoń i przedramię z możliwością korekcyjnego ustawienia ręki oraz zabezpieczenia kciuka. Orteza posiada szerokie możliwości zastosowania zarówno u pacjentów ortopedycznych jak i neurologicznych.

CECHY PRODUKTU:

Szyna, orteza nadgarstkowo-ręcznopalcowa z ujęciem kciuka, możliwość indywidualne go dopasowania i zmiany ustawień wraz z postęпами leczenia i usprawniania - dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką PVE, konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców, mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem, wersja lewa i prawa.

ZASTOSOWANIE:

- Schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka,
- reumatoidalne zapalenie stawów,
- profilaktyka przykurczów,
- uszkodzenia nerwów obwodowych,
- zabiegi chirurgiczne.

ZAKŁADANIE:

Przed założeniem lekarz lub fizjoterapeuta powinien dokonać właściwego, korekcyjnego ustawienia ręki. Załóż szynę tak, aby obejmowała dłoń i przedramię. Zapnij taśmy stabilizujące.

Rozmiar	S	M	L
Obwód nadgarstka (cm)	6,5 – 8,0	8,0 – 9,5	9,5 <

* Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki na wysokości stawów śródręczno-paliczkowych

KONSERWACJA:

Czystość produktu jest ważna dla rehabilitacji pacjenta. Ortezę należy myć delikatnym mydłem i wodą. Można go również prać w delikatnych detergentach. Prosimy nie używać silnych chemicznych detergentów i wybielaczy.



UWAGA!



Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. Nie należy stosować ortozy na żele i maści rozgrzewające. Należy pamiętać, że niewypłukane resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał z którego wykonano wyrób.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA.

INSTRUCTIONS FOR USE

WHOSP - Splint for palm and forearm with thumb spica

PRODUCT DESCRIPTION:

A splint for hand and arm. It has wide range of therapeutic uses, is suitable for patients with orthopedic and neurological disorders.

PRODUCT CHARACTERISTICS:

Wrist and forearm splint with thumb spica, adjustable to patient's needs and progress, light structure made of steel and aluminium covered with PVE foam, removable, soft padding with fingers separator, left and right version.

INDICATIONS:

- Wrist, hand and finger affections requiring support and stabilisation of the affected area in specified corrective and/or pain reducing settings;
- sinew inflammation;
- carpal tunnel syndrome;
- rheumatic joint inflammation;
- contractures preventive treatment;
- circumferential nerves injuries;
- surgery.

USE:

Before the first use, always consult your doctor or physiotherapist who should choose corrective position for the hand. Put on the brace - it should cover the hand and forearm. Fasten stabilization straps.

Size	S	M	L
Wrist circumference (cm)	6,5 – 8,0	8,0 – 9,5	9,5 <

* Size based on hand measurement at the height of metacarpophalangeal joints.

CONSERVATION AND MAINTENANCE:

Product hygiene is important for patient's rehabilitation. The brace should be washed with gentle soap and water. It can be also washed with gentle detergents. Please, do not use the strong chemical detergents and bleaches.



ATTENTION!



Not observing the rules of personal hygiene and washing the product with inappropriate detergents may result in skin abrasion or other discomfort related to perspiration and spread of bacteria. Please do not use the product together with warming ointment or gel. After washing, rinse the product carefully - residue detergent left in the product may cause skin vexation and damage of the orthosis fabric. The product is not fireproof. Do not use close to the open sources of fire.

THE FINAL DECISION CONCERNING THE APPLICATION AND CHOICE OF THE EQUIPMENT BELONGS TO A CONSULTANT.