

Instrukcja używania Instructions for use

PAS BRZUSZNY Z OTWOREM STOMIJNYM / Support Stoma Waistband

Numer katalogowy / Catalogue Number:	DRQH0T
Basic UDI-DI:	59017804DRQH0TMX



Qmed[®]
BY MEYRA



Producent/Manufacturer:

Mdh sp. Z o.o.,
Ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź
Tel. +48 426 748 384
www.mdh.pl, www.qmedbymeira.pl

Wydanie 15.09.2021
Edition 15.09.2021

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Pas brzuszny z otworem stomijnym

WSKAZANIA:

- Dla osób z przetoką jelita wytworzona na brzuchu (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym) pas zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny w okolicy przetoki.
- Przy już powstałych przepuklinach w okolicy przetoki.
- Pas wzmacnia mięśnie brzucha podczas wysiłku fizycznego.
- Pas można stosować w przypadkach różnego umiejscowienia przetoki.

DOPASOWANIE ROZMIARU:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli poniżej.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha (cm)	<80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-140	>140
Wysokość (cm)	25						

Pas zapinany jest na rzep.



UWAGA!
Opakowanie nie zawiera worków stomijnych.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

1. Odpiąć rzep.
2. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo-krzyżowy, tak by otwór na worek stomijny przypadł w miejscu gdzie znajduje się przetoka jelita.
3. Pas zapiąć na rzep dopasowując indywidualnie.
4. Po umocowaniu worka stomijnego zabezpieczyć go siateczką osłaniającą.

PRZECHOWYWANIE:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

KONSERWACJA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np.: przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia, nie prasować, nie chlorować!



UWAGA!



Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha. Zachować etykietę do uprawnień gwarancyjnych.

INSTRUCTIONS FOR USE

Support Stoma Waistband

INDICATIONS:

- For patients with intestine fistula (especially after surgical period) the waistband reduces the risk of hernia emergence.
- In case when hernia already occurred.
- Waistband strengthens the muscles of stomach during physical activities.
- Waistband can be applied in cases of various fistula location.

SIZE ADJUSTMENT:

In order to properly adjust the size, measure the circumference of the abdomen, and then choose the size of the table on the packaging.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Abdominal circuit (cm)	<80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-140	>140
Height (cm)	25						



WARNING!
Packaging does not contain ostomy bags.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

1. Unclip the fastener.
2. Arrange the waistband embracing the abdomen and lumbosacral area, so that the hole for ostomy bag composed in the correct position.
3. Fasten the velcro strap with proper compression force
4. After lashing an ostomy bag protect it with mesh shielding.

STORAGE:

In the original container, dry and dark place.

MAINTENANCE:

Hand wash using a mild detergent assigned for wool washing. Do not allow heavy soiling, do not iron, do not bleach!



UWAGA!



Not observing the rules of personal hygiene and cleaning the vest with inappropriate detergents may result in skin abrasion or other effects related to perspiration. Please, do not use gels or warming ointment. Before use, contact your doctor.