

**Instrukcja używania**  
**Instructions for use**

# **PAS BRZUSZNY**

ABDOMINAL BINDER

Numer katalogowy / Catalogue Number:	DRQH6P
Basic UDI-DI:	59017804DRQH6PN9



**Qmed<sup>®</sup>**  
BY MEYRA



**Producent / Manufacturer:**

Mdh sp. Z o.o.,  
Ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź  
Tel. +48 426 748 384  
[www.mdh.pl](http://www.mdh.pl), [www.qmedbymejra.pl](http://www.qmedbymejra.pl)

Wydanie 15.09.2021  
Edition 15.09.2021

## INSTRUKCJA UŻYWANIA PAS BRZUSZNY

### WSKAZANIA:

Ochrona i stabilizacja po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej i w okresie poporodowym.

### ZASADA DZIAŁANIA:

Pas zapewnia kompresję tkanek miękkich okolicy jamy brzusznej.

### SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

Pamiętaj o właściwym doborze rozmiaru, co zapewni właściwe działanie pasa. Załóż pas tak, aby wszyta od wewnętrznej strony metka znajdowała się na górze. Zapnij pas na rzep. Czas korzystania powinien być ściśle określony przez lekarza lub fizjoterapeutę. Jednocześnie zalecane jest wdrożenie programu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

### KONSERWACJA:

Sznurówkę można prać ręcznie w bardzo łagodnych środkach piorących w temperaturze do 35°C, nie chlorować, nie prać chemicznie nie wykręcać, nie odwirowywać, wycisnąć delikatnie przed suszeniem. Suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła. Suszyć w postaci rozłożonej. Nie prasować.



Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122

### UWAGA!



Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. Nie należy stosować ortezy na żele i maści rozgrzewające. Zaleca się zakładanie sznurówki na koszulkę bawełnianą. Należy pamiętać, że niewypłukane resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał, z którego wykonano wyrób.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA.

## INSTRUCTIONS FOR USE ABDOMINAL BINDER

### INDICATIONS:

Protection and stabilization after surgery, in postpartum period.

### PRODUCT DESCRIPTION:

Post-operative abdominal binder made of breath-able fabrics. Perfectly adjusts to body shape. Wide hook-and-loop fastener allows to regulate compression, provides optimal stabilization and soft tissue compression. The brace may be used as protection and stabilization after surgery or pregnancy.

### PUTTING ON:

Do not forget to make sure that the brace size has been chosen carefully that is essential for proper functioning of the brace. In order to put on the brace, the patient should lie down. Put the brace so that it would be placed 2 cm above the coccygeal vertebrae - brace's label (you can find it inside the brace), it should be directed upward. Back stays should adhere to lumbosacral area. Fasten the belt and the additional straps which regulate the dorsal compression. Make sure that the compression provides optimal stabilization (partly reduces the movement of L-S spine) but does not disturb breathing. Time of using the brace should be precised by medical specialist and should be accompanied by proper rehabilitation exercises program.

### CONSERVATION AND MAINTENANCE:

The brace should be washed with gentle detergents in max. temperature 35°. Do not chlorinate, do not dry clean, wring gently before drying. Do not dry close to the artificial heat sources. Dry in horizontal position. Do not iron.



Size	S	M	L	XL	XXL
Waist circumference(cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122

### UWAGA!



Not observing the rules of personal hygiene and cleaning the vest with inappropriate detergents may result in skin abrasion or other effects related to perspiration. Please, do not use gels or warming ointment. Always rinse carefully after washing-detergent residue can cause skin irritation and damage product material. The product is not fireproof. Do not use close to the open sources of fire.

THE FINAL DECISION CONCERNING APPLICATION AND CHOICE OF THE EQUIPMENT BELONGS TO A MEDICAL SPECIALIST.