



ian for AS Present
Ivie
JAKE VAGFK SENIOR PRESIDENT
KAM HAM JUN PRE
ie B OR VP

mdh

KATALOG PRODUKTÓW
ORTOPEDIA
SPRZĘT MEDYCZNY
2016/2017

Spełniamy oczekiwania Klientów w zakresie jakości, wzornictwa i nowoczesności naszych produktów i usług. Współpraca z nami gwarantuje sukces biznesowy każdemu Partnerowi.

Firma mdh Sp. z o.o. już od kilkunastu lat proponuje rozwiązania medyczne w zakresie ortopedii i rehabilitacji. Inspirują nas Pacjenci i ich potrzeby. W naszej misji zawiera się jakość, design i nowoczesność naszych produktów. Jesteśmy dumni, że możemy pomagać osobom z dysfunkcjami narządów ruchu. Każdego dnia podnosimy jakość życia osób potrzebujących - to przynosi nam ogromną satysfakcję i świadomość, że nasza praca ma sens. Dbamy także o interesy naszych Klientów – profesjonalizm w każdej

dziedzinie to kluczowy wyznacznik naszych działań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie kompleksowej obsługi handlowo-doradczej. Zadowolenie naszych Klientów to nasz priorytet.

Staniemy się niekwestionowanym liderem w zakresie największego udziału w portfelu zakupów towarów i usług przez dealerów w Polsce oraz innowacyjnym twórcą i wiodącym dostawcą wartości w zakresie nieinwazyjnych rozwiązań ortotyczno-rehabilitacyjnych w Europie centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej a przez to istotnym uczestnikiem tego rynku w Europie.

Zespół mdh Sp. z o.o.

Aktywność biznesowa spółki jest widoczna w wielu obszarach działalności (produkcja, import, eksport, dystrybucja). Jest producentem obuwia profilaktycznego, artykułów ortotycznych, wytwórcą przedmiotów rehabilitacyjnych.

Spółka prowadzi działalność w oparciu o sprzedaż własnych artykułów, posiada umowy wyłączności znanych marek światowych na terenie kraju i Europy, współpracuje aktywnie z kilkuset sklepami sprzętu medycznego w Polsce, eksportuje produkty pod własnym brandem do różnych krajów na świecie. MDH ma największy udział w portfelu zakupowym towarów i usług detalistów medycznych w Polsce. Poprzez konsekwentną realizację strategii buduje pozycję innowacyjnego twórcy i wiodącego dostawcy wartości w zakresie nieinwazyjnych rozwiązań ortotyczno-rehabilitacyjnych w Europie. Dział badawczo-rozwojowy spółki mieści się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, produkcja odbywa się w Polsce, na Ukrainie, na Litwie, oraz w krajach Bliskiego Wschodu. Przedstawiciele handlowi MDH działają na terytorium Polski. Spółka rozwija dystrybucję i produkcję także na terytorium Rosji, Węgier oraz Niemiec.

Oprócz sprzedaży własnych produktów, spółka jest także wyłącznym dystrybutorem wyrobów wiodących firm światowych. Od kilku lat z powodzeniem MDH rozwija sprzedaż eksportową do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Grecji, Czech, Bułgarii, Turcji, krajów Beneluksu, USA, a także do Libanu i Arabii Saudyjskiej. Wiele produktów spółki posiada ochronę patentową m.in. w Unii Europejskiej, USA, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej. Wszystkie nasze produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów i spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa. Nad jakością i rozwojem czuwa zespół konstruktorów, który wciąż udoskonala produkty zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i wiedzą medyczną, popartą badaniami, oferując tym samym sprzęt medyczny, który odpowiada funkcjonalnie i wzorniczo na zapotrzebowanie rynku i wpisuje się w światowe trendy branży medycznej. Na potwierdzenie tego MDH posiada system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001 oraz z wymaganiami normy dla wytwórców i dystrybutorów wyrobów medycznych EN ISO 13485 w zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji oraz serwisu wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych.

Nasze hasło brzmi „Wprawiamy świat w ruch”, co przekłada się nie tylko na pomoc osobom z dysfunkcjami ruchu, ale także na nasze zaangażowanie i aktywność handlową skierowaną do naszych Klientów. Profesjonalizm w każdej dziedzinie to kluczowy wyznacznik naszych działań. Nasza firma swój ciągły rozwój potwierdza licznymi nagrodami i certyfikatami.

Między innymi zostaliśmy zaproszeni do programu Najwyższa Jakość Quality International 2010 przez Media PRes, wydawcę cyklu gospodarczego „Forum Biznesu” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Złote Godło otrzymaliśmy w dwóch kategoriach - system zarządzania i produkt w grupie powyżej 100 pracowników. Jury konkursu oceniało nasz system diagnostyczny Memo zastosowany w obuwiu dla dzieci oraz procesy zarządzania jakością w obszarze projektowania i tworzenia wyrobu, zarządzania personelem oraz informacji zwrotnych z rynku. Kolejną nagrodą jaką otrzymaliśmy jest Eurocertyfikat 2010 w kategorii „Certyfikat Zarządzania Firmą zgodny z systemami jakości”. Jest to europejskie wyróżnienie przyznawane przedstawicielom kadry zarządzającej wyższego szczebla, stanowiące wyraz uznania Kapituły Konkursowej dla sprawnego i efektywnego zarządzania.

Nasza firma została wyróżniona także przez firmę Dun & Bradstreet „Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej” za najwyższą ocenę stabilności według kryteriów przyjętych przez D&B Poland. D&B to czołowa instytucja finansowa, która już od ponad 169 lat dostarcza usługi i wiedzę niezbędne do podejmowania pewnych i bezpiecznych decyzji biznesowych.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe.

Certyfikat „Dynamiczna Firma” został przyznany przez HBI Polska za osiągniętą przez naszą firmę dynamikę wzrostu w latach 2008, 2009 i 2010. Wskaźnik został obliczony na podstawie autorskiego algorytmu oceny wzrostu opracowanego przez HBI uwzględniającego zatrudnienie, obrót i zysk firmy.

W roku 2012 mdh zostało laureatem VII edycji konkursu „Gepardy Biznesu”, zaś w roku 2014 zostało wyróżnione prestiżową nagrodą „Gazele Biznesu”. Ranking Gazele Biznesu – to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

Najnowszym osiągnięciem w roku 2015 jest certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” przyznany przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w I edycji konkursu jakości, adresowanego do podmiotów leczniczych oraz innych jednostek działających na rynku ochrony zdrowia. Oprócz tego zaszczytnego certyfikatu mdh otrzymało dodatkowe wyróżnienie specjalne – statuetkę „Grand Quality” za utrzymywanie szczególnych standardów jakości w swojej działalności.



Gepard
Biznesu
2015



W ofercie spółki występują trzy grupy produktów:

1. Produkty ortopedyczne - wszelkiego rodzaju stabilizatory kończyn dolnych i górnych, pasy brzuszne i lędźwiowe, gorsety, kołnierze ortopedyczne, które ujęte są w tym katalogu
2. Produkty rehabilitacyjne i środki pomocnicze - wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym i ręcznym, wielofunkcyjne urządzenia do pionizacji pacjentów - parapodia, podpórki i balkoniki oraz matrace przeciwoleżynowe
3. Produkty profilaktyczne - obuwie profilaktyczne dla dzieci, artykuły kosmetyczne do korekcji i poprawy komfortu stóp, pasy poporodowe, profilaktyczne poduszki do snu oraz podróży

VITEA[®]
CARE

Vitea Care jest grupą produktów służących szeroko pojętej rehabilitacji - funkcjonalnej i społecznej, tworzonych z myślą o osobach z ograniczeniami mobilności. Dzięki sprawdzonej jakości i poszukiwaniu wciąż nowych rozwiązań technicznych Vitea Care poprawia komfort wykonywania codziennych czynności, pozwala na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym jak również przeciwdziała konsekwencjom unieruchomienia. Sprzęt Vitea Care służy na każdym etapie przywracania sprawności. Linia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego obejmuje: produkty do profilaktyki i wspomaganie terapii odleżyn, wózki inwalidzkie o różnym standardzie i funkcjonalności, sprzęt toaletowy i pomocniczy. W ramach brandu istnieją także produkty dla dzieci.

[/www.viteacare.com/](http://www.viteacare.com/)

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE

Marka Qmed obejmuje kompleksowe zaopatrzenie ortotyczne dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu, są to zarówno ortozy odcinka szyjnego, tułowia jak i kończyn górnych i dolnych. Produkty Qmed efektywnie wspomagają proces leczenia i rehabilitacji różnego typu dysfunkcji narządów ruchu. Wszystkie zastosowane materiały zapewniają komfort użytkownika, a przede wszystkim posiadają niezbędne atesty zezwalające na kontakt z ciałem, mają nowoczesny design, a dzięki szerokiej gamie rozmiarów są bardzo uniwersalne. Ortezy Qmed znajdują zastosowanie zarówno w leczeniu jak i profilaktyce przeciążeń oraz urazów narządu ruchu. Nowościami w ramach brandu Qmed są dwie linie produktów Qmed Active Line - nagrodzona za innowacyjne rozwiązania, nowoczesna, wykonana w zaawansowanej technologii dziewiarskiej z wysokiej jakości przędzy i z dodatkiem Lycry®, oraz linia Qmed Silver Line – rozbudowana produktowo, bardzo funkcjonalna linia zaopatrzenia z estetycznego neoprenu.

[/www.qmedinfo.pl/](http://www.qmedinfo.pl/)

*Wprawiamy
świat w ruch*

memo
OCHRONA NAJMŁODSZYCH STÓP

Memo jest marką opatentowanego, dynamicznego systemu kontroli wad stóp u dzieci, w skład którego wchodzi szeroka gama obuwia z diagnostyczną podeszwą i wkładki korekcyjne. Obuwie Memo zapewnia pełen komfort użytkowania, a przede wszystkim prawidłowy rozwój stóp dzieci, wyjątkowe właściwości profilaktyczne i terapeutyczne doceniają rodzice i lekarze.

[/www.memoinfo.pl/](http://www.memoinfo.pl/)

MEYRA[®]

MEYRA jest częścią Grupy MEDORT – polskiego lidera w branży ortopedyczno-rehabilitacyjnej. Meyra to firma legenda na światowym rynku sprzętu rehabilitacyjnego segmentu premium, osiemdziesięcioletnia tradycja, znakomite produkty oraz prestiż są jej głównymi atutami, a teraz i naszymi. Po włączeniu Meyry do Grupy Kapitałowej MEDORT, oferta spółki mdh powiększyła się o wszystkie produkty MEYRA występujące dotąd na rynku polskim. Dzięki szerokiej ofercie wózków inwalidzkich, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego sprawiamy, że życie codzienne staje się zwyczajne, a cele indywidualne stają się osiągalne – zarówno w zakresie opieki domowej jak i w procesie rehabilitacyjnym czy w rywalizacjach sportowych.

Łączymy kompetencje i doświadczenie różnych jednostek, aby dostrzec nowe perspektywy, a przez to wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Mamy nieustanny kontakt z osobami niepełnosprawnymi, lekarzami, klinikami, terapeutami, opiekunami, a ścisła współpraca z wykwalifikowanymi firmami medycznymi zapewnia rozwój funkcjonalności produktów. Dzięki naszym szkoleniom produktowym dla sprzedawców detalicznych i zróżnicowanym ofertom usług MEYRA to silna marka, której od dziesiątek lat towarzyszą duże zaangażowanie i doświadczenie.

SPIS TREŚCI

ORTEZY ODCINKA SZYJNEGO	8
ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH	14
ORTEZY TUŁOWIA	28
ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH	44
MEYRA MEDICAL	84



ORTEZY ODCINKA SZYJNEGO

Ortezy odcinka szyjnego to kołnierze ortopedyczne różnego rodzaju służące do unieruchomienia tego odcinka kręgosłupa. Kołnierze stosuje się w zmianach zniekształcających odcinek szyjny kręgosłupa, w leczeniu schorzeń mięśni szyi, w zmianach zwyrodnieniowych szyjnego odcinka kręgosłupa oraz w leczeniu uzupełniającym.

Kołnierz ortopedyczny

typu Schantza (NT-BAC)

nr kat. DRQA0B



CECHY PRODUKTU:

- miękki kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki poliuretanowej,
- zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa,
- obszycie kołnierza posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
- wyprofilowany anatomicznie,
- kolor biały i szary.

ZASTOSOWANIE:

dysfunkcje obszaru szyjnego wymagające względnego unieruchomienia, artrozy, dyskopatia, inne zespoły bólowe, doleczenie stłuczeń, skręceń, stany zapalne i przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego odcinka szyjnego.

*	29,5 - 32,5	32,6 - 35,5	35,6 - 38,5	38,6 - 41,5	41,6 - 44,5	44,6 - 47,5
** 7,0	A1	A2	A3	A4	A5	A6
** 8,5	B1	B2	B3	B4	B5	B6
** 10,0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
** 12,0	D1	D2	D3	D4	D5	D6

* obwód szyi (cm) ** wysokość kołnierza

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Kołnierz ortopedyczny

typu Florida (NT-BAC Plus)

nr kat. DRQA0C



CECHY PRODUKTU:

- półsztywny kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki poliuretanowej z wyciepialną, polipropylenową wkładką usztywniającą,
- zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa,
- obszycie kołnierza posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
- wyprofilowany anatomicznie,
- kolor biały i szary.

ZASTOSOWANIE:

dysfunkcje obszaru szyjnego: uszkodzenia mięśni i więzadeł, przeciążenia i stany zapalne, dysfunkcje stawów międzykręgowych, uszkodzenie krążka międzykręgowego (ból korzeniowy, bóle odniesione), artrozy, choroby reumatoidalne, doleczenie stłuczeń, skręceń, złamań.

*	29,5 - 32,5	32,6 - 35,5	35,6 - 38,5	38,6 - 41,5	41,6 - 44,5	44,6 - 47,5
** 7,0	A1	A2	A3	A4	A5	A6
** 8,5	B1	B2	B3	B4	B5	B6
** 10,0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
** 12,0	D1	D2	D3	D4	D5	D6

* obwód szyi (cm) ** wysokość kołnierza

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Philadelphia Tracheotomy Collar

Kołnierz stabilizujący typu Philadelphia
nr kat. ORRPHP-T

10



CECHY PRODUKTU:

- dwuczęściowy, sztywny,
- bardzo lekki,
- kontaktowo „ciepły”,
- wykonany z nietoksycznej i hipoalergicznnej pianki poliuretanowej Plastazote®,
- zapinany dwustronnie taśmami Velcro®,
- posiada otwór tracheotomijny oraz otwory dla swobodnego przepływu powietrza,
- przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI,
- łatwy w użytkowaniu i konserwacji,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

unieruchomienie szyjnego odcinka kręgosłupa, odciążenie dla elementów stawowych, stabilizacja, pomoc w rehabilitacji, w stanach pooperacyjnych, do zastosowania nagłego i transportowego. Możliwość rozbudowy do ortozy półgorsetowej szyjno-piersiowej lub szyjno-czaszkowej (dodatkowe elementy konstrukcyjne).

Dostępne wysokości: 6 cm, 8 cm, 11 cm, 13 cm.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Obwód szyi (cm)	< 25	25 - 33	33 - 41	41 - 48	> 48



Adjustable Philadelphia® Tracheotomy Collar

Kołnierz sztywny
nr kat. ORRPHP-AA



CECHY PRODUKTU:

- kołnierz wykonany z nietoksycznej, hipoalergicznnej pianki Plastazote®, pianka nie zawiera lateksu, oraz nie powoduje otarć,
- możliwa regulacja wysokości kołnierza i obwodu (umożliwia zaopatrzenie pacjentów o różnej budowie),
- stałe ustawienie wysokości,
- anatomiczny kształt,
- profil kołnierza zapewnia neutralne (anatomiczne) ustawienie szyjnego odcinka kręgosłupa,
- wodoodporny,
- otwory wentylacyjne,
- przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI.

ZASTOSOWANIE:

stany wymagające unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa.

Możliwość ustawienia trzech wysokości: 6 cm, 8 cm, 11 cm



Patriot®

Kołnierz sztywny typu Philadelphia

nr kat. ORRPHP-PA

nr kat. ORRPHP-PP - wersja dziecięca



CECHY PRODUKTU:

- jednoczęściowy kołnierz z opatentowanym podbródkiem wykonany z materiałów hipoaergiczych, nie zawiera lateksu ani substancji toksycznych,
- część przednia i tylna kołnierza wykonane z polietylenu zapewniają sztywność i wytrzymałość,
- ograniczenie zgięcia, wyprostu oraz ruchów rotacyjnych w odcinku szyjnym kręgosłupa,
- regulowane napięcie na rzepy typu Velcro® zapewniające dokładne dopasowanie kołnierza,
- posiada otwór tracheotomijny,
- tylny panel poprawiający wentylację i redukuje uczucie nadmiernego ciepła i wilgotności,
- przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI,
- łatwa i szybka aplikacja w pozycji leżącej lub siedzącej,
- występuje także w kolorze biało-pomarańczowym,
- występuje także w wersji dziecięcej.

ZASTOSOWANIE:

pourazowa konieczność unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa, w przypadku podejrzenia złamania kręgow w odcinku szyjnym, unieruchomienie podczas transportu sanitarnego.

Rozmiar	dziecięcy	dorosły
Obwód szyi (cm)	20-46	28-58

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Miami J® Advanced

Kołnierz sztywny typu Philadelphia

nr kat. ORRMJA-101



CECHY PRODUKTU:

- opatentowana konstrukcja kołnierza zapewnia właściwą stabilizację oraz dbałość o skórę pacjenta (zapobiega jej otarciom i podrażnieniom),
- innowacyjna konstrukcja zmniejszająca nacisk na najbardziej narażone punkty tj.: podbródek, potylicę, obojczyki, mięsień czworoboczny,
- wyściółka wykonana z sorbatexu zapobiega rozwojowi flory bakteryjnej, zapewnia komfort i bezpieczeństwo skóry pacjenta,
- możliwość regulacji ustawień kołnierza i jego nacisku na potylicę oraz usunięcia podkładki mostkowej pozwala dostosować kołnierz do pozycji i stanu pacjenta (pozycja leżąca) a także dla zwiększenia jego komfortu podczas np. połykania,
- przyciski szybkiego zamykania są odporne na przypadkowe zmiany, co zabezpiecza przed nagłą regulacją wysokości,
- kołnierz nie zawiera lateksu, przenikalny dla promieni RTG, MRI, CT.

ZASTOSOWANIE:

unieruchomienie szyjnego odcinka kręgosłupa, odciążenie dla elementów stawowych, stabilizacja, pomoc w rehabilitacji, w stanach pooperacyjnych, do zastosowania nagłego i transportowego.

Rozmiar uniwersalny

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Philadelphia® Stabilizer

Orteza półgorsetowa stabilizująca
nr kat. ORRNPS

12



CECHY PRODUKTU:

- konstrukcja pództywna, wyjątkowo lekka i trwała,
- do stosowania z kołnierzem typu Philadelphia,
- polepsza stabilizację odcinka szyjnego względem odcinka piersiowego kręgosłupa,
- nie posiada metalowych części,
- przenikalna dla promieni RTG, CT, MRI,
- zapinana na rzepy,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

unieruchomienie odcinka szyjno-piersiowego do poziomu Th 10 - 11, odciążenie w.w odcinka - **do zastosowania z kołnierzem typu Philadelphia.**

Rozmiar uniwersalny

UWAGA!

Kołnierz Philadelphia nie występuje w komplecie z ortezą półgorsetową.



Philadelphia® Halo

Orteza czaszkowa typu Halo
nr kat. ORRNPH



CECHY PRODUKTU:

- zwiększa stabilizację uzyskaną przez kołnierz typu Philadelphia, oddziałując na górną część czaszki,
- nie posiada metalowych elementów,
- przenikalna dla promieni RTG, CT, MRI,
- zapinana na rzep,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

element typu Halo zwiększa siłę stabilizacji czaszkowej w połączeniu z kołnierzem sztywnym tworzącym ortezę szyjno-czaszkową lub dodatkowo z ortezą półgorsetową ORRNPS.

Rozmiar uniwersalny

UWAGA!

Element typu Halo nie występuje w komplecie z ortezą półgorsetową ani kołnierzem Philadelphia.





ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH

Do ortez kończyn górnych zaliczają się: ortozy obojczykowo-ramienne, barkowe, na staw łokciowy i przedramię, a także na dłoń i staw nadgarstkowy. Sprzęt tego typu stosuje się w doleczaniu i rekonwalescencji przy urazach stawów barkowych, łokciowych lub nadgarstka.

Kamizelka ortopedyczna

nr kat. DRQC



CECHY PRODUKTU:

- ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej,
- pozwala na regulację zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90°-120°,
- posiada dodatkowy element zabezpieczająco-odciążający dłoń,
- umożliwia zminimalizowanie okresu stosowania opatrunków gipsowych,
- duże możliwości regulacji,
- konstrukcja maksymalnie zbliżona do klasycznego opatrunku Desaulta,
- wykonana z materiałów o wyjątkowej trwałości, zapewniających jednocześnie maksymalny komfort użytkowania,
- kolor czarny,
- wersja uniwersalna.

ZASTOSOWANIE:

leczenie, doleczenie kontuzji i urazów obszaru barku, obręczy barkowej, stawu ramiennego i łokciowego wymagające unieruchomienia kończyny w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej, stany zapalne i zmiany zwyrodnieniowe wymagające unieruchomienia i odciążenia kończyny górnej, zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego lub mostkowo-obojczykowego.

Typ	Dzieciocy: <3 lat	Dzieciocy: 3-9 lat	Dzieciocy: 9-14 lat	Mały dla dorosłych	Średni dla dorosłych	Duży dla dorosłych
Rozmiar	R0	R1	R2	R3	R4	R5
Obwód klatki piersiowej (cm)	<60	60-70	70 - 80	80 - 90	90 - 120	>120

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Aparat odwodzący kończynę górną

nr kat. DRQJ0A



CECHY PRODUKTU:

- aparat został wykonany ze stalowej, lekkiej i wytrzymałej ramy z zamkiem umożliwiającym ustabilizowanie ramienia w odpowiednim, terapeutycznym ustawieniu kątowym (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°),
- rama pokryta jest miękką wyściółką wykonaną z oddychającej dzianiny zapewniającej komfort użytkowania,
- dzięki regulowanemu systemowi taśm stabilizujących aparat można idealnie dopasować do wymiarów antropometrycznych pacjenta,
- właściwie usytuowane taśmy zapewniają stabilizację kończyny odwiedzonej oraz równo rozkładają jej ciężar nie przeciążając przeciwnego ramienia oraz odcinka szyjnego kręgosłupa,
- zaopatrzenie zarówno na prawą jak i lewą stronę.

ZASTOSOWANIE:

leczenie po zwichnięciach barku, plastyka lub uszkodzenie stożka rotatorów, artroskopia stawu ramiennego, podgłównikowe złamanie kości ramiennej, uszkodzenie typu Bankarta, pooperacyjna stabilizacja stawu barkowego, endoprotezoplastyka stawu barkowego.

Rozmiar	S	M	L
Wzrost (cm)	150 - 165	165 - 170	Powyżej 170

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Aparat odwodzący kończynę górną

nr kat. QSM00020 - rozmiar S
nr kat. QSM00030 - rozmiar M
nr kat. QSM00040 - rozmiar L
nr kat. QSM00050 - rozmiar XL

16



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej pianką poliuretanową,
- dzięki systemowi klinów orteza zapewnia możliwość unieruchomienia ramienia w 15°, 30°, 45° i 60° odwiedzenia,
- otwarta konstrukcja zapewnia możliwość aktywizacji mięśni przedramienia (w trakcie unieruchomienia barku),
- system taśmowy pozwala na łatwe zakładanie ortozy oraz jej regulację zgodnie z potrzebami pacjenta,
- zaopatrzenie zarówno na prawą jak i lewą stronę.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja kończyny górnej w odwiedzeniu w stawie ramiennym po urazach (skręcenia, zwichnięcia) lub zabiegach chirurgicznych, doleczenie po zabiegu rekonstrukcji stożka rotatorów, unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej w przypadku zmian zapalnych w obrębie stawu ramiennego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Długość przedramienia (cm)	25 - 28	28 - 30	30 - 33	33 - 36

Qmed[®] CE
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

Orteza na ramię i bark

nr kat. QSM00090



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej pianką poliuretanową,
- szeroka i długa taśma nośna zaopatrzona w dodatkową miękką osłonę zapewnia prawidłowe rozłożenie ciężaru kończyny oraz szybkie dopasowanie tembla, a
- dodatkowa taśma stabilizująca zapewnia ograniczenie ruchu odwiedzenia.

ZASTOSOWANIE:

zespoły bólowe kończyny górnej i obręczy barkowej o różnej etiologii, stany zapalne i urazy tkanek miękkich w/w okolicy wymagające odciążenia i ograniczenia ruchomości (zwłaszcza ruchu odwiedzenia) kończyny górnej, podtrzymanie opatrunków gipsowych, profilaktyka podwichnięć stawu ramiennego w przypadku porażenia i niedowładów.

Rozmiar uniwersalny

Qmed[®] CE
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

Temblak

4-ARM

nr kat. DRQG0A



CECHY PRODUKTU:

- miękki temblak, wykonany z włókniny polipropylenowej,
- temblak całkowicie ujmuje łokieć, przedramię i rękę,
- szeroka i długa taśma nośna z zapięciem na rzep zapewnia prawidłowe rozłożenie ciężaru kończyny oraz szybkie dopasowanie temblaka,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia, dysfunkcje i urazy wymagające podtrzymania, stabilizacji lub ograniczenia ruchomości w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej, podostre zespoły bólowe, stany zapalne i urazy tkanek miękkich, podtrzymanie opatrunków gipsowych, profilaktyka podwichnięć stawu ramiennego, barkowego przy porażeniach i niedowładach.

Rozmiar ustalamy na podstawie pomiaru przedramienia w centymetrach.

Rozmiar	S	M	L
Długość przedramienia (cm)	<30,0	31,0 - 40,0	>41,0

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Form Fit Tennis Elbow

Orteza stawu łokciowego

nr kat. ORB-24700000



CECHY PRODUKTU:

- okrągły, ergonomiczny kształt zapewnia optymalną kompresję,
- pofalowane poduszeczki zmniejszają wibracje transmitowane do ścięgien,
- wytrzymały materiał, przeznaczony do codziennego użytku,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny górnej.

ZASTOSOWANIE:

doleczanie zapaleń nadkłykci kości ramiennej: bocznego (łokieć tenisisty), przyśrodkowego (łokieć golfisty), przeciążenia przyczepów mięśni prostowników i zginaczy nadgarstka, profilaktyka przeciążeń stawu łokciowego.

Rozmiar	S	M	L
Obwód przedramienia (cm)	22,0 - 26,5	26,5 - 32,5	32,5 - 38,0

ÖSSUR[®]
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Orteza stawu łokciowego

nr kat. QEM061/62

18



CECHY PRODUKTU:

- aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10°),
- możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
- możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu leczenia,
- dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny,
- możliwość regulacji długości i obwodów,
- wersja prawa i lewa,
- kolor szary.

ZASTOSOWANIE:

leczenie, doleczenie i rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych, wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z kontrolą zakresu ruchu w stawie łokciowym.

Rozmiar uniwersalny
Długość aparatu od 34 cm do 43 cm

Qmed[®] CE
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

Innovator Elbow

Aparat na ramię i przedramię

nr kat. ORRW823100 - prawa, ORRW823101 - lewa



CECHY PRODUKTU:

- aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10°),
- możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
- możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu leczenia,
- dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny,
- możliwość regulacji długości i obwodów,
- możliwość zastosowania z uchwytem na dłoń,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie, doleczenie, rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z regulacją ruchów zgięcia i wyprostu w stawie łokciowym.

Rozmiar uniwersalny
Długość aparatu od 34 cm do 43 cm

ÖSSUR[®] CE
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Brian
Ivie
FOR
ASK
Pre
ent

STATE OF CALIFORNIA

JAKE
VAGEK
SENIOR
PRESIDENT

KAT
HAMM
4
JUN
PRE

Ivie B.
OR
VP

ANDRIA
PETER
SECRETARY

P
E
P



Exoform Carpal Tunnel Wrist

orteza na rękę i przedramię

nr kat. ORR51708 - lewa, ORR51707 - prawa



CECHY PRODUKTU:

- lekka, otwarta konstrukcja z tworzywa,
- miękkie wyściełanie z trójwarstwowej tkaniny, zapewniające komfort użytkowania,
- konstrukcja zapewnia swobodne ruchy kciuka oraz pełne zgięcie stawu śródrečno-palczkowego piątego palca,
- nie powoduje ucisku na wyrostki rylcowate kości promieniowej i łokciowej,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- wersja prawa i lewa.

ZASTOSOWANIE:

zespół cieśni kanału nadgarstka - leczenie zachowawcze oraz doleczenie po zabiegach operacyjnych, zmiany zwyrodnieniowe i stany przeciążeniowe nadgarstka, zespoły bólowe lub stany zapalne w przebiegu uszkodzeń nadgarstka, ochrona nadgarstka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów (przeciążeń).

Rozmiar	S	M	L
Obwód nadgarstka (cm)	13,0 - 16,5	16,6 - 19,5	19,5 - 25,5
Obwód dłoni* (cm)	17,0 - 20,5	20,5 - 23,5	23,5 - 26,0

* pomiaru dokonujemy na wysokości stawów śródrečno-palczkowych.

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Orteza na rękę i przedramię

Nr. kat. Q41301



CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru oraz lycry wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- konstrukcja zapewnia swobodne ruchy kciuka,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- wyjmowalna anatomicznie wyprofilowana stalka,
- zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
- kolor czarno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

zmiany zwyrodnieniowe i stany przeciążeniowe nadgarstka, zespoły bólowe lub stany zapalne w przebiegu uszkodzeń nadgarstka, ochrona nadgarstka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów (przeciążeń).

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka (cm)	13-15	15-18	18-20	20-22

Qmed[®]
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze



Exoform Wrist

Orteza na rękę i przedramię

nr kat. ORR50708 - lewa, ORR50707 - prawa

22



CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja,
- miękkie wyściełanie z trójwarstwowej tkaniny, zapewniające komfort użytkowania,
- konstrukcja zapewnia swobodne ruchy kciuka oraz pełne zgięcie stawu śródrečno-paliczkowego piątego palca,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- wersja prawa i lewa.

ZASTOSOWANIE:

zespół cieśni kanału nadgarstka - leczenie zachowawcze oraz doleczenie po zabiegach operacyjnych, zmiany zwyrodnieniowe i stany przeciążeniowe nadgarstka, zespoły bólowe lub stany zapalne w przebiegu uszkodzeń nadgarstka, ochrona nadgarstka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów (przeciążeń).

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka (cm)	13,5 - 16,0	16,0 - 18,5	18,5 - 20,5	20,5 - 23,0	23,0 - 25,5

Długość ortezy 20,5 cm.



Form Fit Wrist&Forearm®

Orteza na rękę i przedramię

nr kat. ORR6170



CECHY PRODUKTU:

- anatomiczny profil,
- lekka otwarta konstrukcja,
- miękkie wyściełanie z trójwarstwowej tkaniny,
- przewiewny materiał,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

orteza zapewnia unieruchomienie i ochronę dla pacjentów cierpiących na zapalenie ścięgien oraz urazy tkanek miękkich w tym przy łagodnych i umiarkowanych skręcaniach. Idealnie nadają się do zabezpieczenia kończyny po zakończeniu stosowania opatrunku gipsowego. Lekkie i przewiewne materiały wykorzystane do wykończenia ortezy sprawiają iż jest niezwykle komfortowa w codziennym użytkowaniu.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka (cm)	13 - 16	16 - 18,5	18,5 - 20,5	18,5 - 20,5	23,5 - 25,5

Długość ortezy 25 cm



Form Fit Thumb Spica

Orteza na rękę i przedramię z ujęciem kciuka

nr kat. ORR31 - prawa, ORR30 - lewa



CECHY PRODUKTU:

- lekka, otwarta konstrukcja,
- miękkie wyściełanie z trójwarstwowej tkaniny, zapewniające komfort użytkowania,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- usztywnione ujęcie kciuka,
- posiada wyprofilowane wzmocnienie dłoniowe,
- stabilizacja trójpunktowa i regulowane zapięcie z trzema samoprzyczepnymi taśmami,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów (przeciążeń).

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka (cm)	13,5 - 16,0	16,0 - 18,5	18,5 - 20,5	20,5 - 23,0	23,0 - 25,5

Długość ortezy 20 cm



WHO - STAB PLUS

Orteza nadgarstkowo-ręczna z ujęciem kciuka

nr kat. DRQF0B



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu zamkniętego,
- wykonana z włókniiny technicznej pokrytej wewnątrz dzianiną,
- usztywnione ujęcie kciuka,
- posiada wyprofilowane, szynowe, silne wzmocnienia promieniowe i dłoniowe,
- stabilizacja trójpunktowa i regulowane zapięcie samoprzyczepnymi taśmami,
- wersja prawa i lewa,
- kolor szaro-czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dolnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, choroby zapalne np. RZS i choroba zwyrodnieniowa w obrębie nadgarstka, części dystalnej przedramienia i kłębu kciuka, uszkodzenie nerwów obwodowych promieniowego i pośrodkowego, doleczenie złamań, ochrona podczas podejmowania aktywności fizycznej po okresie rekonwalescencji, oraz podczas uprawiania sportów.

Rozmiar	S	M	L
Obwód nadgarstka (cm)	14,0 - 16,0	16,0 - 18,0	18,0 - 21,0



Szyna na dłoń i przedramię

Z ujęciem kciuka

nr kat. Q42006

24



CECHY PRODUKTU:

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja lewa i prawa.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopartywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródrečno-paliczkowych.

Rozmiar	XS	S	M	L
Szerokość ręki (cm)	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10

Qmed[®] CE
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

WHOSP - F

Szyna na dłoń i przedramię

nr kat. DRQF0C



CECHY PRODUKTU:

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa bez ujęcia kciuka,
- możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postępami leczenia i usprawniania - dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA,
- konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja uniwersalna.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopartywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródrečno-paliczkowych.

Rozmiar	S	M	L
Szerokość ręki (cm)	6,5 - 8,0	8,0 - 9,5	Powyżej 9,5

Qmed[®] CE
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE

WHOSP - FT

Szyna na dłoń i przedramię z ujęciem kciuka

nr kat. DRQF0D



CECHY PRODUKTU:

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka,
- możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postępami leczenia i usprawniania - dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA,
- konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja lewa i prawa.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrzanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródrečno-palczkowych.

Rozmiar	S	M	L
Szerokość ręki (cm)	6,5 - 8,0	8,0 - 9,5	Powyżej 9,5

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Aparat Stacka

nr kat. DRQF3A



CECHY PRODUKTU:

- lekka, higieniczna orteza palcowa ręki z szyną naparstkową do natychmiastowego zastosowania,
- skuteczna w terapii,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

unieruchomienie stawów międzypalczkowych dalszych ręki, uszkodzenie prostownika palca, złamania awulsyjne, złamania kości palczków dalszych.

Rozmiar	2	3	4	5	5,5	6	7
Obwód palca w stawie międzypalczkowym dalszym (cm)	5,5-6,0	6,0-6,5	6,5-7,0	7,5-8,0	8,5-9,0	9,5-10,0	10,5-11,0

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE





ORTEZY TUŁOWIA

Grupa ortez tułowia to zarówno zaopatrzenie odcinka piersiowego jak i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Należą do nich różnego rodzaju gorsety, mniej lub bardziej sztywne, odpowiednio wyprofilowane. Wyroby z tej grupy winny być stosowane w przebiegu ostrych lub przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego i piersiowo-lędźwiowego.

Pas brzuszny

nr kat.: DRQH6



CECHY PRODUKTU:

- pas został wykonany z elastycznej taśmy,
- zapinany przy pomocy rzepa,
- szeroki zakres obwodu w jednym rozmiarze,
- kolor: biały.

ZASTOSOWANIE:

Ochrona i stabilizacja po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej i w okresie poporodowym.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122

Wysokość: 26 cm

Qmed[®] life CE
by życie stało się łatwiejsze

Pas brzuszny z otworem stomijnym

nr kat.: DRQH0T1FG



CECHY PRODUKTU:

- pas został wykonany z elastycznej taśmy,
- ze specjalnym otworem do stomi,
- zapinany przy pomocy rzepa,
- szeroka tabela rozmiarów,
- kolor: beżowy.

ZASTOSOWANIE:

- dla osób z przetoką jelita wytworzona na brzuchu (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym) pas zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny w okolicy przetoki,
- przy już powstałych przepuklinach w okolicy przetoki,
- pas wzmacnia mięśnie brzucha podczas wysiłku fizycznego,
- pas można stosować w przypadkach różnego umiejscowienia przetoki.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha (cm)	<80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-140	>140

Wysokość: 25 cm

Qmed[®] life CE
by życie stało się łatwiejsze

Orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. QBE010

30



CECHY PRODUKTU:

- sznurówka została wykonana z elastycznych taśm,
- dwie taśmy dociągowe dają lepszą możliwość regulacji docisku grzbietowego z uwzględnieniem poziomu uszkodzenia,
- bierną stabilizację zapewniają metalowe stalki.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122

Wysokość: 24 cm

Qmed[®] CE
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

Spincare Flex III

Orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0B1FG



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- cztery półelastyczne stalki z tworzywa sztucznego zapewniające bierną stabilizację (możliwość wyjęcia stalek do prania),
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurologicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód pasa (cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122	120 - 135

Wysokość: 27 cm

Qmed[®] CE
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE

Spinactive

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg. Wiliamsa

nr kat. DRQH0A



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- cztery półelastyczne stalki z tworzywa sztucznego oraz dodatkowo stalki wymienne (2szt. PCV i 2szt. metalowe),
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- system wyczepialnych taśm dodatkowych, umożliwiających regulację docisku grzbietowego (siły oraz miejsca przyłożenia),
- kolor biały, beżowy.

ZASTOSOWANIE:

ostre i podostre bóle lędźwiowe, dyskopatia, rwa kulszowa, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe, stabilizacja okolicy lędźwiowej po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, zaburzenia napięcia mięśniowego powłok brzusznych (interwencja chirurgiczna, zagrożenie przepuklinami).

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

Wysokość: 25,5 cm

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Spinactive - LS II

Orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0K



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- cztery metalowe, profilowane stalki zapewniające bierną stabilizację,
- taśmy dociągowe umożliwiające regulację i kierunek siły docisku,
- kolor szaro-czarny.

ZASTOSOWANIE:

ostre i podostre bóle lędźwiowe, dyskopatia, rwa kulszowa, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe, stabilizacja okolicy lędźwiowej po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, zaburzenia napięcia mięśniowego powłok brzusznych (interwencja chirurgiczna, zagrożenie przepuklinami).

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

Wysokość: 25,5 cm

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Spincare Frame

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa

nr kat. DRQH01

32



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznej dzianiny z domieszką Lycry®,
- materiał umożliwi odprowadzanie wilgoci i ciepła z miejsca przylegania,
- bierną stabilizację zapewniają cztery metalowe, profilowane stalki,
- szlufki ułatwiają zapięcie,
- kolor szaro-biały, szaro-fioletowy.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowo-krzyżowego (LS), dyskopatie, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa okolicy L-S z zespołem bólowym, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, niestabilność obszaru L-S.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120

Wysokość: 26 cm

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Premium S

Gorset lędźwiowo-krzyżowy

nr kat. DRQH0R



CECHY PRODUKTU:

- sznurówka wykonana z miękkiej, elastycznej, oddychającej i hipoalergicznnej dzianiny,
- dwie półsztywne stalki z tworzywa oraz dwie fiszbiny w części grzbietowej oraz dwie fiszbiny w części brzusznej (umieszczone na pasach dociągowych zapewniają zewnętrzną stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego),
- dodatkowe taśmy dociągowe dają możliwość regulacji docisku grzbietowego z uwzględnieniem poziomu uszkodzenia oraz kontroli kierunku działania dynamicznej korekty postawy,
- posiada wymienne stalki (półsztywne PCV 2 szt. lub profilowane metalowe 2 szt.),
- kolor jasnoszary.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 135

Wysokość: 29 cm

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Spincare PIN

Orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. QBE23020



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z miękkiej i przewiewnej dzianiny dystansowej o podwójnej strukturze,
- intuicyjny system dociągowy zapewniający indywidualną siłę kompresji w zależności od wymagań pacjenta,
- poliamidowa linka dociągowa wytrzymałe siłę rozciągającą o wartości nie przekraczającej 16 kg,
- szeroki wybór rozmiarów,
- kolor czarny,
- wysokość 24 cm.

ZASTOSOWANIE:

przepuklina odcinka lędźwiowego kręgosłupa, stabilizacja odcinka lędźwiowego w przypadku niestabilności segmentarnej, profilaktyka ponownych urazów, przewlekłe dolegliwości bólowe o różnej etiologii, intuicyjna i niezwykle prosta konstrukcja zapewnia optymalne dopasowanie siły kompresji.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód talii (cm)	56-71	69-84	81-96	94-109	107-122	120-135

Qmed[®] CE
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

Spincare Flex

Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0B1AA



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- dynamiczna kontrola zakresu ruchu,
- bierną stabilizację zapewnia pięć półelastycznych, wykonanych z tworzywa stałego (stalki wszyto asymetrycznie),
- pełne dopasowanie anatomiczne,
- doskonała przepuszczalność powietrza i wilgoci,
- możliwość regulacji wysokości i siły stabilizacji odcinka T-L-S,
- kolor biały, beżowy.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe bóle lędźwiowe, dyskopatia, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, stenozą kanału kręgowego.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

Wysokość: 31 cm

Qmed[®] CE
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE

Spincare Flex II

Wysoka sznurówka
piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa
nr kat. DRQH0B

34



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- w części grzbietowej zastosowano dzianinę dystansową, a także dwie dodatkowe taśmy skośne,
- możliwość kontroli siły docisku za pomocą systemu taśm dociągowych,
- bierną stabilizację zapewnią cztery półelastyczne stalki,
- kolor czarny i biały.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

Wysokość: 31 cm

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Spincare Cross

Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa
nr kat. DRQH0M



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- wysokie stalki: dwie metalowe, dwie wykonane z tworzywa oraz dwie fiszbyni,
- dynamiczna kontrola zakresu ruchu,
- pełne dopasowanie anatomiczne,
- ukośne taśmy dociągowe - regulacja siły i wysokości stabilizacji,
- bardzo dobra przepuszczalność powietrza i wilgoci,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

zapobieganie i leczenie zespołów bólowych obszaru piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, rozłożenie stref nacisku na grzbietowej powierzchni kręgosłupa, w zwyrodnieniach kręgosłupa, podtrzymanie ściany brzucha przy opuszczaniu trzewi, zapobieganie ostrym "zaburzeniom" lędźwiowym pochodzenia urazowego, szczególnie spowodowanych przez urazy sportowe.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130

Wysokość: 31 cm

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Gorset Premium

Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0U



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznej pianki laminowanej z jednej strony dzianiną siatkową z miękkich włókien poliamidowych oraz z drugiej strony dzianiną bawełnianą,
- elastyczny materiał nie ogranicza konwekcyjnego odprowadzania ciepła, odprowadza wilgoć z powierzchni skóry,
- dwie profilowane aluminiowe stalki pozwalają na ograniczenie ruchomości i odciążenie elementów mięśniowo-więzadłowych oraz na idealne dopasowanie się ortezy do pacjenta,
- zastosowanie czterech tworzywowych fiszbin w części brzusznej i grzbietowej wspomaga stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- system taśm dociągowych zapewnia możliwość regulacji siły stabilizacji,
- może być stosowany jako sznurówka lędźwiowo-krzyżowa, w tym celu posiada wymienne fiszliny tworzywowe, kolor jasnoszary.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy piersiowo lędźwiowo krzyżowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka piersiowo- lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	85 – 95	95 – 105	105 – 115	115 – 125	125 – 135
Wysokość (cm)	33	33	35	35	35

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Spincare Rigid

Sznurówka wysoka

nr kat. DRQH0C



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych rozciągliwych taśm,
- część grzbietowa wykonana z dwóch warstw elastycznej tkaniny, wzmocnionej fiszbinami,
- cztery wysokie, metalowe stalki oraz dwie fiszliny,
- dynamiczna kontrola zakresu ruchu,
- pełne dopasowanie anatomiczne,
- taśmy dociągowe - regulacja siły stabilizacji,
- bardzo dobra przepuszczalność powietrza i wilgoci,
- kolor biały.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego (TLS), dyskopatie, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołem bólowym, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, niestabilności obszaru T-L-S.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

Wysokość: 38 cm

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

Spincare Rigid II

Sznurówka wysoka

nr kat. DRQH0J

36



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznej, rozciągliwej dzianiny z domieszką Lycry®, materiał ten posiada zdolność odprowadzania wilgoci z powierzchni skóry i nie utrudnia oddawania nadmiaru ciepła w miejscu przylegania ortozy,
- bierną stabilizację tułowia zapewniają cztery metalowe, profilowane stalki,
- fiszbiny umieszczone po bokach tułowia zapewniają stabilizację boczną,
- regulację kierunku i siły docisku umożliwiając dodatkowe elastyczne taśmy dociągowe,
- kolor szaro-czarny.

ZASTOSOWANIE:

zapobieganie i leczenie zespołów bólowych obszaru piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego (rozłożenie stref nacisku na grzbietowej powierzchni kręgosłupa), choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, podtrzymanie ściany brzucha przy opuszczaniu trzewi, kontrola ruchomości odcinka TLS.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120

Wysokość: do rozm. 3: 33 cm, od rozm. 4: 35 cm

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

Spincare High

Sznurówka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0N



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- dwie wysokie, metalowe stalki, dwie wykonane z tworzywa oraz fiszbiny,
- pełne dopasowanie anatomiczne,
- taśmy dociągowe - regulacja siły stabilizacji,
- dodatkowe szelki wspomagające stabilizację odcinka piersiowego oraz korekcję postawy,
- bardzo dobra przepuszczalność powietrza i wilgoci,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowego, dyskopatie - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stenoza kanału kręgowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, w trakcie leczenia czynnościowego, hiperkifoza, choroba Scheuermanna, osteoporoza, wady postawy (okrągłe plecy).

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód pasa (cm)	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130	130 - 140

Wysokość korpusu: 30 cm, wysokość całości: 54 cm

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Spincare High Plus

Sznurówka piersiowo-łędźwiowo-krzyżowa
nr kat. DRQH0P



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- składa się z dwóch części: sznurówki łędźwiowo-krzyżowej oraz prostotrzymacza (dopinany przy pomocy rzepów),
- w części łędźwiowo-krzyżowej znajdują się dwie metalowe, profilowane stalki, dwie półelastyczne stalki oraz dwie fiszbiny, w części prostotrzymacza znajdują się dwie możliwe do profilowania stalki,
- miękkie wyściełanie dołu pachowego zapobiegające otarciom i podrażnieniom,
- trzy taśmy dociągowe umożliwiające regulację siły docisku,
- możliwość stosowania w dwóch wariantach: samej sznurówki lub wraz z prostotrzymaczem.
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru łędźwiowego, dyskopatie, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stenoza kanału kręgowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, hiperkifoza piersiowa, choroba Scheuermanna, zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), osteoporoza, osłabienie mięśni brzucha, wady postawy (okrągłe plecy).

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód pasa (cm)	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130	130 - 140

Wysokość korpusu: 31 cm

Wysokość z prostotrzymaczem: 54 cm

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Miami Lumbar® Posteo

Wysoki gorset krzyżowo-łędźwiowo- piersiowy
nr kat. ORLMB-POSTEO



CECHY PRODUKTU:

- możliwość indywidualnego dopasowania,
- aktywne odciążenie kręgosłupa poprzez stabilizację i kompresję,
- dodatkowe wyściełanie w obrębie aluminiowej stalki zapewnia komfort użytkowania,
- system ściągający w pasie brzuszny pozwala dopasować indywidualną siłę kompresji,
- zimno odkształcalna stalka stabilizująca pozwala na dopasowanie do anatomicznych krzywizn kręgosłupa,
- możliwość przycięcia pasów pachowych zapewnia uzyskanie odpowiedniego napięcia i optymalnej stabilizacji.

ZASTOSOWANIE:

wielopoziomowa dyskopatia, niestabilność kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa z zespołami bólowymi, dolegliwości bólowe w obszarze TLS o różnej etiologii, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, doleczenie po gorsetowe.

Rozmiar	Wysokość (cm)	Rozmiar	Obwód pasa (cm)
XS	37-44 cm	XS	66-76
S	44-51 cm	S	76-86
M	49-56 cm	M	86-96
L	55-61 cm	L	96-106
		XL	106-116
		2XL	116-127
		3XL	127-137
		4XL	137-147
		5XL	147-157
		6XL	157-167

Zmierz odległość od podstawy kości krzyżowej do wyrostka kolczystego kręgu C7 u podstawy szyi.

ÖSSUR®
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

Premium TLS

Wysoka orteza kręgową

nr kat. DRQH05

38



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznej pianki laminowanej z jednej strony dzianiną siatkową z miękkich włókien poliamidowych oraz z drugiej strony dzianiną bawełnianą,
- elastyczny materiał nie ogranicza konwekcyjnego odprowadzania ciepła, odprowadza wilgoć z powierzchni skóry,
- cztery elastyczne stalki w części grzbietowej pozwalają na ograniczenie ruchomości i odciążenie elementów mięśniowo-więzadłowych oraz na idealne dopasowanie się ortezy do pacjenta,
- dwie dodatkowe elastyczne stalki w części LS wzmacniają siłę stabilizacji tego odcinka,
- zastosowanie czterech tworzywowych fiszbin w części brzusznej wspomaga stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- dodatkowe taśmy naramienne wspomagają korekcję i utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
- system taśm dociągowych zapewnia możliwość regulacji siły stabilizacji,
- kolor jasnoszary.

ZASTOSOWANIE:

wielopoziomowa dyskopatia, niestabilność kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa z zespołami bólowymi, dolegliwości bólowe w obszarze TLS o różnej etiologii, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, doleczenie pogorsetowe.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 135

Wysokość: 51 cm





Gorset ortopedyczny HX-3

Typu Jewetta

nr kat. DRQB0D,

nr kat. DRQB0C - pelota w kształcie litery V

40



CECHY PRODUKTU:

- lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyściełanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiające regulację jej docisku grzbietowego,
- gorset dostępny w wersji z pelotą V.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6-L5) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja odcinka T6-L5 po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

Rozmiar	S	M	L
Wysokość od rękocyści mostka do spojenia łonowego (cm)	37,0 - 44,0	41,0 - 48,0	45,0 - 52,0

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Gorset ortopedyczny HX-3

Typu Jewetta z uchylną ramą

nr kat. DRQB0B



CECHY PRODUKTU:

- lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyściełanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiające regulację jej docisku grzbietowego,
- przystosowany do pozycji siedzącej (powyżej 90° zgięcia w stawach biodrowych).

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6-L5) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja odcinka T6-L5 po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

Rozmiar	S	M	L
Wysokość od rękocyści mostka do spojenia łonowego (cm)	37,0 - 44,0	41,0 - 48,0	45,0 - 52,0

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Prostotrzymacz ósemkowy

nr kat. QSM00091



CECHY PRODUKTU:

- wykonany z taśm z dzianiny welurowej laminowanej pianką,
- konstrukcja ortozy posiada duże możliwości regulacyjne, co pozwala na korekcję wad postawy u osób w różnym wieku.

ZASTOSOWANIE:

urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa, hyperkifoza piersiowa.

Rozmiar uniwersalny

Qmed[®] CE
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

Spincare Extensor

Prostotrzymacz

nr kat. DRQH0L



CECHY PRODUKTU:

- wykonany z elastycznych taśm,
- cztery półelastyczne stalki zapewniające stabilizację,
- materiał umożliwia odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- zaopatrzone w peloty chroniące doły pachowe.

ZASTOSOWANIE:

urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa, hiperkifoza piersiowa.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód klatki piersiowej (cm)	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100

Qmed[®] CE
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

Grupa ortez kończyn dolnych, które w zależności od typu doskonale stabilizują, unieruchamiają lub zabezpieczają stawy kolanowy lub skokowy. To sprzęt o szerokim zakresie zastosowania – od prostych ortez uciskowych do skomplikowanych aparatów pooperacyjnych z regulacją kąta zgięcia.

Orteza stabilizująca rzepekę

nr kat. QKN00091



CECHY PRODUKTU:

- opaska wykonana z miękkiej dzianiny,
- zawiera silikonową wkładkę wywierającą miejscowy nacisk na więzadło własne rzepek,
- regulowana taśma pozwala na dopasowanie obwodowe ortezy oraz aplikację właściwej kompresji.

ZASTOSOWANIE:

zespół rzepkowo-udowy, zapalenie więzadła rzepek, zapalenia przyczepu więzadła do szczytu rzepek, choroba Osgood-schlattera, kolano skoczka.

Rozmiar uniwersalny

Qmed[®] CE
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

Motive

Orteza stawu kolanowego otwarta

nr kat. DRQ10C



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego wykonana z nowoczesnej dzianiny dystansowej AIR-X (elastyczna, oddychająca),
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu wyprostu: 0°, 20°, 30°, 40° i zgięcia: 45°, 60°, 75°, 90°,
- wycięcie na rzepekę wykończone lamówką,
- zamknięty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki, zapobiegają one także przed przeprostem,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód uda* (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepek.

Długość ortezy 32,5 cm

Qmed[®] CE
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE

Rebound Knee Sleeve

Orteza stabilizująca staw kolanowy

nr kat. ORR7040 – zamknięta

46 Rebound Knee Wrap

Orteza stabilizująca staw kolanowy

nr kat. ORR7030 – otwarta



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z oddychającego, o strukturze przestrzennej (dystansowej) materiału ograniczającego utrzymywanie ciepła, poprawiającego komfort użytkowania,
- szyny boczne umożliwiają doksztaltowanie do anatomicznych kształtów kończyny co wpływa na poprawę kontroli ruchu i wygodę użytkowania,
- wyjmowane taśmy umożliwiają aplikację z prawej i lewej strony, a umiejscowione na nich oznaczenia zapewniają pacjentom ich prawidłowe zapięcie,
- delikatny, nie marszczący się materiał o specjalnym naprężeniu zapobiega podrażnieniom i uciskom w dole podkolanowym,
- dla wszystkich wersji zamkniętych występuje dodatkowo pierścień stabilizujący rzepkę, którego położenie i długość można dostosować do potrzeb i rodzaju dysfunkcji,
- wersja otwarta i zamknięta.

ZASTOSOWANIE:

łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL**
Obwód uda* (cm)	29 - 35	35 - 41	41 - 46	46 - 52	52 - 57	57 - 63	63 - 72

* Pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki ** dotyczy ortozy otwartej

Długość ortozy krótkiej - 30 cm, długość ortozy długiej - 38 cm



Orteza stawu kolanowego stabilizująca

typ: bez regulacji kąta zgięcia

nr kat. QKN01021, QKN01031, QKN01041, QKN01051



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej neoprenem,
- boczna stabilizację stawu zapewniają policentryczne stalki,
- system taśm dociągowych umożliwia regulację siły docisku,
- otwór na rzepkę oraz odkryty dół podkolanowy zapewniający swobodny ruch zgięcia stawu.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe o względnie niewielkim nasileniu o różnej etiologii, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego, urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu, wspomaganie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód uda (cm)	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53

Doboru rozmiaru dokonuje się na podstawie pomiaru obwodu uda (w cm) 15 cm powyżej środka rzepki.

Długość ortozy 31 cm



Orteza stawu kolanowego stabilizująca

typ: z regulacją kąta zgięcia

nr kat. QKN04020, QKN04030, QKN04040, QKN04050



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej neoprenem,
- zegar daje możliwość blokady zgięcia i wyprostu w kątach 15°, 30°, 60°, 90°,
- boczną stabilizację stawu zapewniają stalki z policentrycznymi zamkami dającymi możliwość podwójnego ograniczenia kąta zgięcia i wyprostu,
- system taśm dociągowych umożliwi regulację siły docisku,
- otwór na rzepkę oraz odkryty dół podkolanowy zapewniający swobodny ruch zgięcia stawu.

WSKAZANIA:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe o względnie niewielkim nasileniu o różnej etiologii, leczenie czynnościowe urazów stawu kolanowego wymagające ograniczenia zakresu ruchu, urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu, wspomaganie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód uda* (cm)	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

Długość ortezy 31 cm

Qmed[®] CE
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

S-move

Orteza stawu kolanowego otwarta

nr kat. DRQ101



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z nowoczesnej, wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny AirX z wykończeniem „moisture management” - szybkooschnąca, odprowadzająca wilgoć, nie tracąca właściwości po praniu,
- korpus dzianinowy profilowany anatomicznie do kształtu kończyny z uwzględnieniem fizjologicznej pozycji rzepki,
- otwarta konstrukcja korpusu zapewnia łatwe i szybkie zakładanie, a także możliwość regulacji obwodowej,
- boczną stabilizację stawu zapewniają dwie aluminiowe stalki,
- czteroosiowy opatentowany zegar pozwala na ograniczenie zakresu ruchu w wybranych terapeutycznym, zakresie wyprostu: 10°, 20°, 30°, zgięcia: 45°, 60°, 90° oraz unieruchomienia w 0°,
- dodatkowe taśmy stabilizujące o przeciwnym przebiegu zapewniają właściwe umiejscowienie stałek oraz zapobiegają przemieszczaniu i obracaniu się ortezy względem kończyny,

ZASTOSOWANIE:

przeciążenia i mikrourazy aparatu mięśniowo-więzadłowego, dolegliwości bólowe w obrębie stawu kolanowego różnej etiologii, zmiany zwyrodnieniowe, niestabilności bocznej stawu kolanowego różnej etiologii, doleczanie uszkodzeń więzadeł pobocznych stawu kolanowego.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód uda* (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60

* obwód mierzony 15 cm powyżej środka rzepki

Długość ortezy 34,5 cm

Qmed[®] CE
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE

S-move

Orteza stawu kolanowego zamknięta

nr kat. DRQ10D

48



CECHY PRODUKTU:

- orteza została wykonana z nowoczesnej, wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny AirX,
- boczna stabilizację stawu zapewniają policentryczne stalki,
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 10°, 20°, 30° i zgięcia 45°, 60°, 90° oraz unieruchomienia 0°,
- dwie dodatkowe taśmy stabilizujące pozwalają na regulację siły kompresji,
- orteza posiada wyprofilowany otwór na rzepkę, który zapewnia jej boczna stabilizację oraz odciążenie stawu rzepkowo-udowego.

ZASTOSOWANIE:

podostre, przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód uda* (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60

* obwód mierzony 15 cm powyżej środka rzepki

Długość ortezi 35,5 cm

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Rebound ROM Knee Wrap

Orteza stabilizująca staw kolanowy

z regulacją kąta zgięcia

nr kat. ORR7070 - wersja krótka, ORR7071 - wersja długa



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z oddychającego, o strukturze przestrzennej (dystansowej) materiału ograniczającego utrzymywanie ciepła, poprawiającego komfort użytkowania,
- zegar o płaskim profilu z możliwością podwójnego ograniczenia zakresu ruchu - zgięcie i wyprost,
- początkowe ustawienie z 10° ograniczeniem wyprostu.
Blokady wyprost: 0°, 5°, 10°, 20°, 30°, 40°
Blokady zgięcie: 0°, 45°, 60°, 75° i 90°,
- szyny boczne umożliwiają doksztaltowanie do anatomicznych kształtów kończyny co wpływa na poprawę kontroli zakresu ruchu i wygodę użytkowania,
- wyjmowane taśmy umożliwiają aplikację z prawej i lewej strony, a umiejscowione na nich oznaczenia zapewniają pacjentom ich prawidłowe zapięcie,
- delikatny, nie marszczący się materiał o specjalnym naprężeniu zapobiega podrażnieniom i uciskom w dole podkolanowym.

ZASTOSOWANIE:

łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii. Doleczanie po uszkodzeniach więzadeł stawu kolanowego, skręceniach. Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód uda* (cm)	29 - 35	35 - 41	41 - 46	46 - 52	52 - 57	57 - 63	63 - 72

* Pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki

Długość ortezi krótkiej - 30 cm, długość ortezi długiej - 38 cm

ÖSSUR[®]
LIFE WITHOUT LIMITATIONS







Rebound ROM Knee Sleeve

Orteza stabilizująca staw kolanowy z regulacją kąta zgięcia

nr kat. ORR7080 - wersja krótka, ORR7081 - wersja długa



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z oddychającego, o strukturze przestrzennej (dystansowej) materiału ograniczającego utrzymywanie ciepła, poprawiającego komfort użytkowania,
- zegar o płaskim profilu z możliwością podwójnego ograniczenia zakresu ruchu - zgięcie i wyprost,
- początkowe ustawienie z 10° ograniczeniem wyprostu.
Blokady wyprost: 0°, 5°, 10°, 20°, 30°, 40°
Blokady zgięcie: 0°, 45°, 60°, 75° i 90°,
- szyny boczne umożliwiają doksztaltowanie do anatomicznych kształtów kończyny co wpływa na poprawę kontroli zakresu ruchu i wygodę użytkowania,
- wyjmowane taśmy umożliwiają aplikację z prawej i lewej strony, a umiejscowione na nich oznaczenia zapewniają pacjentom ich prawidłowe zapięcie,
- delikatny, nie marszczący się materiał o specjalnym naprężeniu zapobiega podrażnieniom i uciskom w dole podkolanowym,
- pierścień stabilizujący rzepkę, którego położenie i długość można dostosować do potrzeb i rodzaju dysfunkcji.

ZASTOSOWANIE:

łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii. Doleczanie po uszkodzeniach więzadeł stawu kolanowego, skręceniach. Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód uda* (cm)	29 - 35	35 - 41	41 - 46	46 - 52	52 - 57	57 - 63	63 - 72

* Pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki

Długość ortezy krótkiej - 30 cm, długość ortezy długiej - 38 cm



Exoform Knee Immobilizer

Orteza na goleń i udę

nr kat. ORR222000



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z wytrzymałego tworzywa,
- tylne ujęcie uda i goleni zapewnia komfort użytkowania i gwarantuje skuteczne unieruchomienie,
- cztery samoprzyczepne taśmy stabilizujące,
- łatwa w dopasowaniu,
- uniwersalna obwodowo.

ZASTOSOWANIE:

unieruchomienie stawu kolanowego po urazach i zabiegach operacyjnych.

Rozmiar uniwersalny

Regulacja długości od 46 cm do 61 cm



Aparat na goleń i udo

nr kat. QKM010

52



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z welurowej dzianiny poliamidowej,
- wewnątrz ortezi wyściełane jest miękką dzianiną frotte,
- trzy stalki (jedna z tyłu i dwie symetrycznie z boków stawu),
- dzięki systemowi taśm dociągowych oraz możliwości przepinania stałek bocznych orteza daje duże możliwości regulacji obwodu oraz idealnego dopasowania do kształtu kończyny,
- orteza posiada wyprofilowany otwór na rzepkę.

ZASTOSOWANIE:

stany wymagające unieruchomienia stawu kolanowego po zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód uda* (cm)	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	>53

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

UWAGA! Produkt występuje w trzech długościach: 45, 50 i 56 cm.

Qmed[®] CE
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego z zegarem

nr kat. QKM06090



CECHY PRODUKTU:

- dwuszytnowa boczna stabilizacja,
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiegająca otarciom i odparzeniom skóry,
- cztery taśmy stabilizujące, samoprzyczepne,
- łatwy w obsłudze zamek, możliwość ograniczenia kąta zgięcia/wyprostu (zgięcia 0°-120° co 10°, wyprostu 0-90° co 10°),
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.

WSKAZANIA:

stany wymagające unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu w stawie kolanowym po zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.

Rozmiar uniwersalny
Regulacja długości od 49,5 do 62 cm

Qmed[®] CE
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

Orteza stawu kolanowego obejmująca goleń i udo

z regulacją ruchomości

numer katalogowy: DRQ135



CECHY PRODUKTU:

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiegająca otarciom i odparzeniom skóry,
- cztery taśmy stabilizujące samoprzyczepne,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne
- ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- płaska konstrukcja zamka,
- możliwość zablokowania zamka w 0°, 15°, 30°, 45°,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.

ZASTOSOWANIE:

stany wymagające unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu w stawie kolanowym po zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.

Długość ortezy od 56 do 72 cm

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Innovator Cool

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego (aparat na goleń i udo)

nr kat. ORR4031



CECHY PRODUKTU:

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiegająca otarciom i odparzeniom skóry,
- cztery taśmy stabilizujące samoprzyczepne,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- płaska konstrukcja zamka,
- możliwość zablokowania zamka w 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- możliwość skrócenia do 41 cm,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagające kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar	regular	Xlarge
Obwód uda* (cm)	do 69,0	69,0 - 89,0

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

Długość ortezy 71 cm

ÖSSUR[®]
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Innovator Premium

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego
(aparatus na gołen i udo)

nr kat. ORR4032

54



CECHY PRODUKTU:

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- lekka, otwarta konstrukcja,
- sześć pasów stabilizujących samoprzyczepnych,
- tkanina osłaniająca zapewniająca kompresję,
- staw kolanowy odkryty,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- płaska konstrukcja zamka,
- możliwość zablokowania zamka w 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagające kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar	regular	Xlarge
Obwód uda* (cm)	do 69,0	69,0 - 89,0

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

Długość ortezy 61 cm



Innovator DLX + Cool

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego
(aparatus na gołen i udo)

nr kat. ORR423100



CECHY PRODUKTU:

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- płynna regulacja długości szyn,
- staw kolanowy odkryty,
- cztery samoprzyczepne taśmy stabilizujące,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- płaska konstrukcja zamka,
- możliwość zablokowania zamka w 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- możliwość natychmiastowego zwolnienia blokady zamka (Quick lock) i jego zablokowania w 0°, 10°, 30°, 45°,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar uniwersalny

Regulacja długości od 58 cm do 71 cm



Innovator DLX + Premium

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego
(aparatus na goleń i udo)

nr kat. ORR423200



CECHY PRODUKTU:

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- płynna regulacja długości szyn,
- lekka, otwarta konstrukcja,
- sześć pasów stabilizujących samoprzyczepnych,
- tkanina osłaniająca zapewniająca kompresję,
- staw kolanowy odkryty,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- płaska konstrukcja zamka,
- możliwość zablokowania zamka w 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- możliwość natychmiastowego zwolnienia blokady zamka (Quick lock) i jego zablokowania w 0°, 10°, 30°, 45°,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar uniwersalny

Regulacja długości od 58 cm do 71 cm



Rehab

nr kat. OR080009



CECHY PRODUKTU:

- lekka, otwarta konstrukcja,
- dwie szyny boczne z dodatkowymi wzmocnieniami dla większej stabilizacji,
- szyny boczne dostosowane do anatomicznych kształtów kończyny,
- dodatkowa taśma stabilizująca rzepkę,
- elementy wyściółki wykonane z lekkiej, oddychającej pianki,
- możliwość regulacji zakresu zgięcia (od 0° do 105°, co 15°) i wyprostu (-15° do 90°, co 15°),
- płynna regulacja długości szyny,
- możliwość adaptacji obwodowej ortezy,
- wersja prawa, lewa, uniwersalna.

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wybranym zakresie do pełnego unieruchomienia po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar uniwersalny

Regulacja długości od 49,0 do 54 cm



Rush

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego
(Aparat na goleń i udo)

56 nr kat. DRQI0N



CECHY PRODUKTU:

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- pięć samoprzyczepnych niezależnie regulowanych taśm stabilizujących w tym pas podrzepkowy,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia: od 0° do 120°, co 10° i wyprostu: od -10° do 90° co 10°,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
- panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
- możliwość podpięcia opaski chłodzącej do konstrukcji zegara,
- miękkie wyściełanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- waga ortezy nie przekracza 800 g,
- regulacja długości w przedziale: 48 – 61 cm (udo: 22 – 28 cm, goleń: 26 – 33 cm).

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar uniwersalny

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Trainer

nr kat. OR080002



CECHY PRODUKTU:

- zewnętrzna (kryta) szyna boczna,
- monocentryczny zamek, dający możliwość regulacji kąta: 10° i 20° - wyprost, 70° - zgięcie,
- wykonany z oddychającego, elastycznego materiału CoolFlex[®], mieszanki Lycry, nylonu i poliestru,
- taśmy DSF[®] dające dodatkową kontrolę przemieszczenia pęczki i jej ruchów rotacyjnych - maksymalna ochrona więzadła krzyżowego przedniego ACL,
- wersja prawa i lewa.

ZASTOSOWANIE:

doleczanie urazów więzadeł: pobocznego pęczkowego (MCL), krzyżowego przedniego (ACL), niestabilność stawu kolanowego spowodowana niewydolnością więzadeł, rehabilitacja wymagająca kontroli zakresu ruchu, ochrona stawu kolanowego podczas pourazowego powrotu do aktywności sportowej.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Obwód uda* (cm)	34,3 - 39,4	39,4 - 44,5	44,5 - 52,1	52,1 - 59,7	59,7 - 67,3

*pomiaru dokonujemy 15,0 cm powyżej środka rzepki.

ÖSSUR[®]
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Follow

Orteza stawu kolanowego z regulacją zakresu ruchomości

nr kat. DRQ10E



CECHY PRODUKTU:

- specjalnie wyprofilowana lekka konstrukcja,
- rama wykonana z aluminium o podwyższonej wytrzymałości stosowanej w przemyśle lotniczym,
- opatentowany czteroosiowy zegar odzwierciedlający fizjologiczny ruch stawu kolanowego (toczenia i poślizgu),
- czteropunktowy system podparcia,
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 10°, 20°, 30° i zgięcia 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 110° oraz unieruchomienia w 0°,
- ruchome uchwyty pasów,
- orteza wykonana z materiałów nierdzewnych, odpornych na substancje takie jak: woda, chlor, sól, niska temperatura,
- wersja na prawą i lewą nogę.

ZASTOSOWANIE:

orteza przeznaczona dla osób z niestabilnością stawu kolanowego różnej etiologii, stosowana w przypadku uszkodzeń więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, pomaga w procesie rehabilitacji po zabiegu i powrocie do pełnej sprawności.

Rozmiar	Obwód uda* (cm)	Obwód kolana (cm)	Obwód łydki** (cm)
XS	33 - 39	30 - 33	25 - 30
S	39 - 47	33 - 35	30 - 35
M	47 - 53	35 - 38	35 - 40
L	53 - 59	38 - 43	40 - 47
XL	59 - 67	43 - 48	47 - 50

* mierzony 15 cm powyżej środka rzepki, ** mierzony 15 cm poniżej środka rzepki

Qmed[®] **CE**
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE

First

Orteza stabilizująco-korygująca stawu kolanowego

nr kat. DRQ15A



CECHY PRODUKTU:

- anatomicznie wyprofilowana, niezwykle lekka rama aluminiowa,
- policentryczny zamek dający możliwość podwójnego ograniczenia zakresu kątownego ruchu zgięcia 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, wyprostu 0°, 10°, 20°, 30°, 40° oraz unieruchomienia w 0°,
- taśmy stabilizujące zapewniające właściwe umiejscowienie oraz skuteczność działania ortezy,
- przepuszczające powietrze podkładki kłykciowe (pod zegarem) zapewniające komfort użytkowania - zapobiegające podrażnieniom skóry i otarciom,
- w zestawie wymienne elementy wyściółki,
- orteza w wersji na prawą i lewą kończynę.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja po urazach ACL, PCL, MCL, LCL, ochrona stawu kolanowego podczas pourazowego powrotu do aktywności sportowej, doleczenie po zabiegach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego.

Rozmiar	XS	S	M	L
Obwód uda* (cm)	33 - 39	39 - 47	47 - 53	53 - 60

* pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki

Długość ortezy dla rozm. XS, S - 35 cm, dla rozm. M i L - 36 cm

Qmed[®] **CE**
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE

Unloader Spirit

nr kat. OR080008

58



CECHY PRODUKTU:

- rama ortozy wykonana z materiału umożliwiającego idealne dopasowanie do anatomicznych kształtów kończyny,
- zamek ADJ umożliwiający korekcję osi stawu kolanowego (skorygowanie ustawienia szpotawego bądź koślawego),
- trzypunktowe przyłożenie siły korygującej szpotawość lub koślawość kolana (biernie elementy stabilizacji: szyna i elementy ramy, czynne elementy stabilizujące - taśma DSF®),
- możliwość ograniczenia wyprostu w zakresie 5°, 10°, 15°,
- wersja prawa, lewa, MA (medial - koślawiąca) i LA (lateral - szpotawiąca).

ZASTOSOWANIE:

jednoprzędziałowa gonartroza, jednoprzędziałowe uszkodzenia stawu kolanowego wymagające odciążenia przedziału przyśrodkowego lub bocznego tj. uszkodzenia chrząstki stawowej, urazy łąkotek, wrodzone dysfunkcje stawu kolanowego wymagające jednoprzędziałowego odciążenia i korekcji osi stawu.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Obwód uda* (cm)	34 - 39	39 - 45	45 - 52	52 - 60	60 - 67

*pomiaru dokonujemy powyżej środka rzepki



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

Unloader One

Orteza OA

nr kat. ORR240



CECHY PRODUKTU:

- lekka, perforowana, elastyczna rama,
- podkładki z nowoczesnego, oddychającego silikonu zapewniające stabilne umiejscowienie ortozy (system antymigracyjny),
- system jednorazowego dopasowywania taśm stabilizujących, wygodne w użytkowaniu zapięcia,
- powtarzalny, łatwo mierzalny system aplikacji siły korygującej,
- płaski, lekki zamek z blokadą przeprostu,
- zewnętrzne pokrycie dla lepszego efektu estetycznego.

ZASTOSOWANIE:

jednoprzędziałowe zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego, doleczenie pooperacyjne lub okres rehabilitacji wymagający jednoprzędziałowego odciążenia stawu, korekcja osi stawu i jego stabilizacja, wskazany dla pacjentów podejmujących aktywności o małej i średniej intensywności.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód*(cm)	31,0 - 35,5	35,5 - 42,5	42,5 - 51,0	51,0 - 61,5

* Aby dobrać odpowiedni rozmiar należy zmierzyć obwód kończyny 15 cm poniżej dolnej krawędzi rzepki



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE





Gmed
Follow

EXEL
ACTIVE

ACTIVE

C-180

Orteza stawu kolanowego stabilizacyjna

nr kat. ORRC180



CECHY PRODUKTU:

- pólsztywna rama wykonana z włókna węglowego i żywicy akrylowej,
- bardzo lekka, doksztaltowalna pod wpływem ciepła rama dla większego komfortu pacjenta i idealnego dopasowania,
- policentryczny zamek odtwarzający fizjologiczny ruch stawu kolanowego, dający możliwość ograniczenia wyprostu w 0°-10°, 10°-20°, 20°-30°, 30°-40°,
- zegar wykonany z niekorodujących materiałów,
- regulowalna taśma piszczelowa zabezpieczająca przed przednim przesunięciem piszczeli,
- zaopatrzenie na prawą i lewą nogę.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja po urazach ACL, PCL, MCL, LCL, doleczenie po rekonstrukcjach więzadeł stawu kolanowego, ochrona podczas pourazowego powrotu do aktywności sportowej, orteza przeznaczona dla pacjentów podejmujących aktywności o niskiej i średniej intensywności.

Rozmiar	S	L	XL
Obwód*(cm)	24,1 - 27,9	26 - 29,8	27,9 - 32,1

* Aby dobrać odpowiedni rozmiar należy zmierzyć obwód kończyny 15 cm poniżej dolnej krawędzi rzepki



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

Flex

Orteza stawu kolanowego stabilizacyjna

nr kat. ORRAF



CECHY PRODUKTU:

- orteza jest podobna po względem konstrukcji i funkcji do C180, główną różnicą jest policentryczny zegar dający możliwość podwójnego ograniczenia zgięcia (45°, 60°, 75°, 90°) i wyprostu (10°, 20°, 30°, 40°),
- jako dodatkowe akcesoria dostępne są blokady zegara dające możliwość ograniczenia ruchu zgięcia w 10°, 20°, 30° i wyprostu 10°, 20°, 30°,
- lekka doksztaltowalna pod wpływem ciepła rama wykonana z włókna węglowego,
- regulowana taśma podrzepkowa zabezpieczająca przed przednim ślizgiem piszczeli żelowo-silikonowe podkładki zabezpieczające przed przemieszczeniem ortezy oraz zapewniające komfort użytkowania.
- zaopatrzenie na prawą i lewą nogę.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja po urazach ACL, PCL, MCL, LCL, doleczenie po rekonstrukcjach więzadeł stawu kolanowego, ochrona podczas pourazowego powrotu do aktywności sportowej, orteza przeznaczona dla pacjentów podejmujących aktywności o niskiej i średniej intensywności.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód*(cm)	27,9 - 32,1	32,1 - 36,2	36,2 - 39,1	39,1 - 42,2

* Aby dobrać odpowiedni rozmiar należy zmierzyć obwód kończyny poniżej dolnej krawędzi rzepki



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

CTI Custom

Orteza stawu kolanowego stabilizująca

nr kat. ORRB11

62



CECHY PRODUKTU:

- sztywna rama wykonana z włókna węglowego z systemem nieelastycznych taśm zapewniająca wyjątkową siłę stabilizacji,
- unikatowy system zabezpieczający przed przednim ślizgiem piszczeli (zabezpieczenie ACL) - ATS,
- wyjątkowe podkładki wykonane z najnowocześniejszego typu silikonu (również pod taśmami stabilizującymi), nie powodującego pocenia i odparzeń skóry, zabezpieczają przed przemieszczaniem się ortezy,
- pierścienie mocujące taśmy umieszczone od wewnątrz ortezy i wykonane z elastycznego materiału,
- policentryczny, wykonany z tytanu zamek odtwarzający fizjologiczny ruch stawu kolanowego.

ZASTOSOWANIE:

stosowana w przypadku uszkodzeń więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, niestabilności rotacyjnych i niestabilności złożonych, orteza może być stosowana dla wszystkich pacjentów podejmujących dowolne aktywności sportowe włącznie ze sportami ekstremalnymi, orteza dostępna w dwóch wersjach: standard i prosport (rama wzmocniona dodatkowymi warstwami włókna węglowego).

UWAGA! Orteza na miarę, wykonywana na podstawie indywidualnych pomiarów pacjenta. W celu umówienia wizyty na pomiar proszę o kontakt z regionalnym przedstawicielem handlowym.



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

CTI OTS

Orteza stawu kolanowego stabilizująca

nr kat. ORRB23



CECHY PRODUKTU:

- sztywna rama wykonana z włókna węglowego z systemem nieelastycznych taśm zapewniająca wyjątkową siłę stabilizacji,
- unikatowy system zabezpieczający przed przednim ślizgiem piszczeli (zabezpieczenie ACL) - AMS,
- wyjątkowe podkładki wykonane z najnowocześniejszego typu silikonu (również pod taśmami stabilizującymi), nie powodującego pocenia i odparzeń skóry, zabezpieczają przed przemieszczaniem się ortezy,
- pierścienie mocujące taśmy umieszczone od wewnątrz ortezy i wykonane z elastycznego materiału,
- policentryczny, wykonany z tytanu zamek odtwarzający fizjologiczny ruch stawu kolanowego.

ZASTOSOWANIE:

stosowana w przypadku uszkodzeń więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, niestabilności rotacyjnych i niestabilności złożonych, orteza może być stosowana dla wszystkich pacjentów podejmujących dowolne aktywności sportowe włącznie ze sportami ekstremalnymi, orteza dostępna w dwóch wersjach: standard i prosport (rama wzmocniona dodatkowymi warstwami włókna węglowego).

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód*(cm)	27,9 - 32,1	32,1 - 36,2	36,2 - 39,1	39,1 - 42,2	42,2 - 46

* Aby dobrać odpowiedni rozmiar należy zmierzyć obwód kończyny poniżej dolnej krawędzi rzepki



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE





Orteza typu KAFO

Aparat szynowo-opaskowy na kończynę dolną

nr kat. DRQ15D



CECHY PRODUKTU:

- cztery taśmy stabilizujące samoprzyczepne,
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiega otarciom i odparzeniom skóry,
- element stabilizujący stopę wykonany z aluminium i pianki EVA,
- możliwość regulacji wysokości elementu stabilizującego stopę,
- dwuszynowa boczna stabilizacja wykonana ze stopów aluminium,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcie:
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- płaska konstrukcja zamka 0°, 15°, 30°, 45°,
- możliwość wsunięcia elementu stabilizującego stopę w but.

ZASTOSOWANIE:

stany po zabiegach operacyjnych stawu kolanowego z koniecznością wyłączenia ruchów stawu skokowego dla lepszego efektu stabilizacyjnego, urazy bądź stany chorobowe stawu kolanowego pochodzenia neurologicznego bądź ortopedycznego wymagające jego stabilizacji, unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu połączone z niedowładem stopy.

TABELA ROZMIARÓW:

Rozmiar uniwersalny

Długość ortezy od 56 do

72 cm (A)

Element stabilizujący stopę

od 13,5 do 16 cm (B)

Długość ortezy z elementem

stabilizującym stopę

od 69,5 do 88 cm (C)

	Długość elementu unieruchamiającego stopę (D)	Długość stopy (cm)
Rozmiar	cm	cm

S

16

< 22

M


17,5

22 - 25

L

19

>25



Orteza stawu biodrowego

nr kat. DRQ10B



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się z elastycznej taśmy obejmującej biodra oraz taśmy udowej wykonanej z dzianiny poliamidowej i Lycry®, zakończonej rzepem,
- pomiędzy taśmami znajduje się pelota biodrowa wykonana z pianki poliuretanowej laminowanej dzianiną welurową,
- dodatkowo orteza posiada dopinane usztywnienie wykonane z folii pentapro obszytej dzianiną welurową,
- dzięki swojej konstrukcji orteza zapewnia stabilizację stawu biodrowego, jego kontrolowany ruch oraz kompresję tkanek miękkich w obrębie biodra i górnej części uda,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

orteza wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji stawu biodrowego poprzez zapewnienie kontroli zakresu ruchów oraz kompresję tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego. Pooperacyjna kompresja biodra po zespoleniach złamań międzykrętarzowych, pooperacyjna kompresja biodra po osteotomiach międzykrętarzowych oraz endoprotezoplastyce, zmiany przeciążeniowe stawu biodrowego, zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego, zespoły bólowe stawu biodrowego różnej etiologii.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód biodra (cm)	75 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 140

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



UNLOADER® HIP

teza stawu biodrowego
nr kat. ORRB-465350030-39

66



CECHY PRODUKTU:

- redukuje siły nacisku działające na zniszczoną powierzchnię stawową,
- zapewnia rotację i przywiedzenie głowy kości udowej,
- odciąża staw biodrowy podczas cyklu chodu dzięki zastosowaniu kompresyjnego systemu dociągowego,
- zapewnia proprioceptywne wsparcie poprzez kompresję,
- orteza wykonana z oddychającego materiału
- możliwość łatwego dopasowania do indywidualnych potrzeb pacjenta
- redukuje dolegliwości bólowe

ZASTOSOWANIE:

łagodna i umiarkowana forma choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego, stany wymagające zmiany pozycji głowy kości udowej w panewce stawu biodrowego oraz kompresji w obrębie krętarza większego.

Rozmiar	Obwód bioder	Kobiety	Mężczyźni
Small	80 – 88 cm	ORRB-465350030	ORRB-465350031
Medium	88 – 96 cm	ORRB-465350032	ORRB-465350033
Large	96 – 104 cm	ORRB-465350034	ORRB-465350035
X-Large	104 – 114 cm	ORRB-465350036	ORRB-465350037
XX-Large	114 – 124 cm	ORRB-465350038	ORRB-465350039

Zmierz obwód bioder na wysokości kolca biodrowego przedniego górnego.



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



AFO - Soft

Orteza stawu skokowego
nr kat. DRQ10H



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu ortwarego, wykonana z dzianiny dystansowej AIR-X charakteryzującej się bardzo dobrą przepuszczalnością powietrza i wilgoci,
- „strefy komfortu” umieszczone w miejscach wrażliwych w celu zabezpieczenia przed otarciami oraz lepszej stabilizacji,
- zapinana na rzepy,
- dodatkowa elastyczna taśma umożliwiająca regulację siły stabilizacji oraz ustawienie stopy w zgięciu grzbietowym,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego.

ZASTOSOWANIE:

orteza o szerokim zastosowaniu terapeutycznym, efektywnie wspomaga proces doleczenia i rehabilitacji urazów stawu skokowego lub dysfunkcji tego obszaru, wspomaga pośrednie ustawienie stopy.

Rozmiar	S	M	L
Obwód nogi nad kostką (cm)	19,0 - 22,0	23,0 - 25,0	26,0 - 28,0

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



AeroStab

Orteza stabilizująca staw skokowy

nr kat. DRQI0P



Cechy produktu:

- orteza wykonana z dzianiny dystansowej charakteryzującej się bardzo dobrą przepuszczalnością powietrza i wilgoci,
- intuicyjny system sznurowania zapewnia indywidualną siłę kompresji w zależności od wymagań pacjenta,
- stabilizację zapewniają wyprofilowane stalki wzmocnione dodatkowo termoplastycznym tworzywem,
- miękkie wyściełanie chroni tkanki miękkie w obrębie stawu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowy,
- kolor czarny,

Zastosowanie:

- skręcenie stawu piszczelowo- skokowego I° i II°,
- zabezpiecza staw przed nadmiernymi ruchami ewersyjnymi i inwersyjnymi,
- nawykowe skręcenie stawu piszczelowo- skokowego,
- wsparcie w procesie rekonwalescencji po przebytych urazach,
- profilaktyka występowania urazów.

Rozmiar	S	M	L
Obwód stawu skokowego przez piętę (cm)	27-30	30-33	33-36

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



AeroStab Premium

Orteza stabilizująca staw skokowy

nr. kat DRQI0R



Cechy produktu:

- stabilizację zapewnia wyprofilowany anatomicznie korpus z tworzywa termoplastycznego, który dostosowuje się do kształtu kończyny,
- orteza wykonana z dzianiny dystansowej charakteryzującej się bardzo dobrą przepuszczalnością powietrza i wilgoci,
- intuicyjny system sznurowania zapewnia indywidualną siłę kompresji w zależności od wymagań pacjenta,
- indywidualne ósemkowe zapięcie taśmy,
- miękkie wyściełanie chroni tkanki miękkie w obrębie stawu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowy,
- kolor czarny,

Zastosowanie:

- skręcenie stawu piszczelowo- skokowego I°, II° i III°,
- zabezpiecza staw przed nadmiernymi ruchami ewersyjnymi i inwersyjnymi,
- nawykowe skręcenie stawu piszczelowo- skokowego,
- wsparcie w procesie rekonwalescencji po przebytych urazach,
- profilaktyka występowania urazów.

Rozmiar	S	M	L
Obwód stawu skokowego przez piętę (cm)	27-30	30-33	33-36

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Rebound® Ankle Brace

Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy

nr kat. ORB231600 wersja lewa bez dodatkowej taśmy
ORB231500 wersja prawa bez dodatkowej taśmy
ORB231602 wersja lewa z dodatkową taśmą
ORB231502 wersja prawa z dodatkową taśmą

68



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego, dostępna w dwóch wersjach handlowych,
- orteza dająca możliwość dopasowania rozmiaru do indywidualnych potrzeb pacjenta,
- krzyżowe zapięcie z przodu ułatwiające zakładanie i regulację siły stabilizacji,
- dodatkowa taśma stabilizująca umożliwiająca różne sposoby zapięcia (stabilizacji) w zależności od progresu leczenia.

ZASTOSOWANIE:

doleczanie skręceń I, II, III stopnia, chroniczna niestabilność stawu skokowego, doleczenie po zabiegach chirurgicznych lub unieruchomieniu gipsowym, profilaktyka uszkodzeń stawu skokowego.

Rozmiar	S	M	L
Rozmiar buta	35 - 39,5	39,5 - 42	42+



Form Fit

Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy

nr kat. ORB21201



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z trójwarstwowej oddychającej tkaniny,
- wzmocniona wyprofilowanymi fiszbinami zapewniającymi unieruchomienie stawu skokowego,
- sznurowanie na grzbietowej stronie stopy dające możliwość lepszego dopasowania do kształtu kończyny,
- odkryta pięta, przodostopie wolne,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego,
- kolor czarno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

leczenie uszkodzeń więzadeł stawów skokowych, podwichnięć stawowych, w razie czasowej lub trwałej niestabilności (zwichnięcia nawykowe), profilaktyka przeciążeń ww. okolicy.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Obwód przez guza piętowego i podbicie (cm)	28,0 - 30,5	30,5 - 33,0	33,0 - 35,5	35,5 - 38,0	38,0 - 40,5







Form Fit Figure

Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy

nr kat. ORB21200



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z trójwarstwowej oddychającej tkaniny,
- wzmocniona wyprofilowanymi fiszbinami zapewniającymi unieruchomienie stawu skokowego,
- sznurowanie na grzbietowej stronie stopy dające możliwość lepszego dopasowania do kształtu kończyny,
- dwie dodatkowe taśmy stabilizujące dla bocznego i przyśrodkowego wzmocnienia więzadeł stawów skokowych,
- odkryta pięta, przodostopie wolne,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego,
- kolor czarno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

leczenie uszkodzeń więzadeł stawów skokowych, podwichnięć stawowych, w razie czasowej lub trwałej niestabilności (zwichnięcia nawykowe), profilaktyka przeciążeń ww. okolicy.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Obwód przez guza piętowego i podbicie (cm)	28,0 - 30,5	30,5 - 33,0	33,0 - 35,5	35,5 - 38,0	38,0 - 40,5

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Orteza stabilizująca staw skokowy

(pneumatyczno-żelowa)

nr kat. QAR03091



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z tworzywa,
- taśma podeszwowa o regulowalnej długości dająca możliwość dopasowania obwodowego ortezy oraz zapewniająca swobodny ruch zgięcia podeszwowego i grzbietowego,
- część wewnętrzna ortezy składa się z dwóch elementów: górny wypełniony powietrzem, dolny wypełniony żelom (możliwość schładzania i ogrzewania).

ZASTOSOWANIE:

stany pourazowe stawów skokowych (skręcenia, zwichnięcia) w fazie leczenia czynnościowego, niestabilność stawu skokowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, ochrona stawów skokowych podczas pourazowego powrotu do czynności sportowych lub zawodowych.

Rozmiar uniwersalny

Qmed[®]
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze



Airform Stirrup Ankle Brace

Orteza stabilizująca staw skokowy

nr kat. ORR80101 - prawa, ORR80100 - lewa

72



CECHY PRODUKTU:

- orteza stabilizująca wykonana z częściowo elastycznego tworzywa zapewniającego doskonałe dopasowanie oraz stabilizację,
- ruchoma taśma podeszwowa zapewnia komfort użytkowania oraz swobodny ruch zgięcia grzbietowego i podeszwowego,
- wypełnione powietrzem przestrzenie umożliwiają regulację stopnia kompresji i zapobiegają obrzękom,
- orteza otwarta zapinana dwiema taśmami stabilizującymi,
- wersja prawa i lewa.

ZASTOSOWANIE:

stany pourazowe stawów skokowych (skręcenia, zwichnięcia) w fazie leczenia czynnościowego, stabilizacja pooperacyjna, zapobieganie obrzękom, ochrona stawów skokowych podczas pourazowego powrotu do czynności sportowych lub zawodowych.

Rozmiar uniwersalny



Airform Inflatable Stirrup Ankle Brace

Orteza stabilizująca staw skokowy

nr kat. ORR80201 - prawa, ORR80200 - lewa



CECHY PRODUKTU:

- orteza stabilizująca, wykonana z tworzywa,
- orteza otwarta zapinana dwiema taśmami stabilizującymi,
- regulowana i ruchoma taśma podeszwowa zapewniająca swobodne zgięcie grzbietowe i podeszwowe,
- wypełnione powietrzem przestrzenie posiadają odpowiednio usytuowane otwory pozwalające na jego cyrkulację, dzięki czemu orteza idealnie dopasowuje się do kształtu kończyny,
- efekt masażu przeciwobrzękowego,
- wersja prawa i lewa.

ZASTOSOWANIE:

stany pourazowe stawów skokowych (skręcenia, zwichnięcia) w fazie leczenia czynnościowego, stabilizacja pooperacyjna, zapobieganie obrzękom, ochrona stawów skokowych podczas pourazowego powrotu do czynności sportowych lub zawodowych.

Rozmiar uniwersalny



AFO-Walker 3/4

Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. DRQI3H



CECHY PRODUKTU:

- orteza stopowo-goleniowa krótka o lekkiej, sztywnej i wytrzymałej konstrukcji,
- osłonięty zegar umożliwia ograniczenie zgięcia podszwowego i grzbietowego w zakresie 0° - 70° co 10°,
- wypinana miękka wyściółka,
- zapięcie przy pomocy taśm samoprzyczepnych,
- wysokość ortezy 25,4 cm,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym, leczenie zachowawcze po zabiegach operacyjnych.

Rozmiar	S	M	L
Rozmiar buta	36 - 37	38 - 40	41 - 44

Qmed[®]
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. QAM04010, QAM04020,
QAM04030, QAM04040, QAM04050



CECHY PRODUKTU:

- wyjmowana wyściółka wykonana z welurowej dzianiny podklejanej pianką,
- pięć taśm dociągowych z rzepów twardych,
- dwie szyny, które zapewniają odpowiednią stabilizację boczną,
- osłonięty zegar umożliwiający regulację kąta zgięcia w zakresie 0° - 45° co 15°,
- profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

złamania i pęknięcia kości śródstopia w stanach ostrych lub leczeniu pooperacyjnym, pęknięcia kości stępu, kości piętowej, pęknięcia kości palucha, zabieg operacyjny na stawie palucha, uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, poważne skręcenie, zwłknięcie stawu skokowego, ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym, leczenie zachowawcze po zabiegach operacyjnych.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Rozmiar buta:	<32	32 - 36	36 - 41	41 - 46	46 - 50

Wysokość ortezy: XS - 42 cm, S/M - 43 cm, L/XL - 45 cm

Qmed[®]
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze



Orteza stopowo-goleniowa

(pneumatyczna)

nr kat. QAM04011, QAM04021, QAM04031,
QAM04041, QAM04051

74



CECHY PRODUKTU:

- miękka, pneumatyczna wyściółka pozwalająca na regulację stopnia kompresji tkanek miękkich,
- zapinana przy pomocy taśm rzepowych,
- osłonięty zegar umożliwiający podwójne ograniczenie zakresu kąтового ruchu zgięcia podeszwowego i grzbietowego od 0° - 45° co 15°,
- profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja oraz przeciwdziałanie obrzękom w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego drugiego i trzeciego stopnia, doleczenie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego, śródstopia, unieruchomienie w wybranym zakresie terapeutycznym po zabiegach operacyjnych, zabieg operacyjny na stawie palucha, uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Rozmiar buta:	<32	32 - 36	36 - 41	41 - 46	46 - 50

Wysokość ortez: XS - 42 cm, S/M - 43 cm, L/XL - 45 cm

Qmed[®] CE
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

Ovation Gen 2 Walker

Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. OV1000



CECHY PRODUKTU:

- rama buta wykonana z włókna szklanego, specjalnie wzmocnionego nylonem,
- wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
- bez dodatku lateksu,
- unikalnie zaprojektowana podeszwa zapewnia zachowanie naturalnych właściwości przetoczenia stopy, wspierając przy tym stabilizację na każdej powierzchni,
- kolor czarno-niebieski,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy, goleni,
- skręcenia stawu skokowego II i III stopnia,
- doleczenie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

PRZECIWSKAZANIA:

- zaburzenia czucia,
- owrzodzenia skóry, rany otwarte,
- odrętwienia, objawy bólowe.

Wysokość ortezi 43 cm

TABELA ROZMIARÓW:

Rozmiar	Rozmiar obuwia
XS	34-36
S	37-39
M	40-44
L	45-47

OvationMedical[®] CE

Ovation Gen 2 Walker

Orteza stopowo-goleniowa krótka

nr kat. OV1010



CECHY PRODUKTU:

- rama buta wykonana z włókna szklanego, specjalnie wzmacnianego nylonem,
- wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
- bez dodatku lateksu,
- unikalnie zaprojektowana podeszwa zapewnia zachowanie naturalnych właściwości przetoczenia stopy, wspierając przy tym stabilizację na każdej powierzchni.
- kolor czarno-niebieski,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy tkanek miękkich okolicy stawu skokowego i stopy,
- doleczenie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

PRZECIWSKAZANIA:

- zaburzenia czucia,
- owrzodzenia skóry, rany otwarte,
- Odrętwienia, objawy bólowe.

Wysokość ortezy 32 cm

TABELA ROZMIARÓW:

Rozmiar	Rozmiar obuwia
XS	34-36
S	37-39
M	40-44
L	45-47



OvationMedical®



Power Walking Boot

Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. Q62011



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację, ale umożliwia jednocześnie swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka wykonana z miękkiego, oddychającego materiału zawierająca dodatkową ochronę palców oraz wewnętrzne komory powietrzne umożliwiające regulację kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie obrzękom i stabilizacja w przypadku: urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy i dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego, śródstopia i stępu drugiego i trzeciego stopnia, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia, po zabiegach operacyjnych w/w okolicy, zmian zapalnych ścięgna Achillesa oraz ścięgien prostowników i zginaczy stopy.

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta	36 - 39	38 - 42	42 - 46	> 46

Wysokość ortezy: S - 42 cm, M - 46 cm, L/XL - 48 cm

Qmed®
Silver Line
by życie stało się łatwiejsze



Rebound® Air Walker

Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. ORB-24290000 wysoki

ORB-24290006 niski

76



CECHY PRODUKTU:

- sztywny, perforowany korpus zapewniający dopływ powietrza do kończyny a jednocześnie jej właściwą stabilizację,
- dodatkowy element zabezpieczający palce z możliwością docięcia według potrzeb pacjenta,
- wykończenia korpusu wykonane z elastycznego tworzywa dla lepszego dopasowania do kształtu kończyny oraz zmniejszenia punktów nacisku (zmniejszenia ryzyka podrażnień skóry i dyskomfortu pacjenta) – system Flex Edge®,
- możliwość przycięcia górnej krawędzi korpusu dla lepszego dopasowania do wymiarów antropometrycznych pacjenta (długości podudzia),
- odpowiednio wyprofilowana podeszwa umożliwiająca zbliżony do fizjologicznego chód,
- oddychająca, miękka wyściółka,
- dwie odpowiednio wyprofilowane komory powietrzne, zapewniające właściwą kompresję,
- zintegrowany, bardzo prosty w obsłudze system napełniania i opróżniania komór powietrznych umożliwiający szybką i łatwą regulację poziomu kompresji.

ZASTOSOWANIE:

skręcenia stawu skokowego II i III stopnia, stabilne złamania kości stopy, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w obrębie stopy i dystalnych części goleni, unieruchomienie w przypadku zmian zapalnych lub urazów ścięgna Achillesa oraz ścięgien zginaczy i prostowników palców.

Rozmiar		XS	S	M	L	XL
Rozmiar buta		33 - 35,5	36,0 - 39,0	39,5 - 44,0	44,5 - 46,5	47 - 50
Wysokość ortezi (cm)	Wysoka	35	37	41	44	46
	Niska	23	25	27	28	30

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Equalizer Air Walker

Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. ORRAW0



CECHY PRODUKTU:

- orteza stopowo-goleniowa, lekka, stabilna konstrukcja, zapinana przy pomocy taśm,
- pneumatyczna wyściółka pozwalająca na regulację kompresji tkanek miękkich - zapobiegająca obrzękom oraz umożliwiająca idealne dopasowanie ortezi do kształtu kończyny,
- profilowana podeszwa zapewniająca stabilny, zbliżony do fizjologicznego chód,
- perforowana wkładka amortyzująca wstrząsy podczas chodu,
- uniwersalne zaopatrzenie na prawą i lewą kończynę.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie obrzękom i stabilizacja w przypadku: urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy, dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego drugiego i trzeciego stopnia, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia, po zabiegach operacyjnych w/w okolicy.

Rozmiar		S	M	L
Rozmiar buta		36,0 - 40,0	40,0 - 44,0	44,0 - 47,0
Wysokość ortezi (cm)	Wysoka	43	47	47
	Niska	35	36	36

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Podpiętki do ortozy stopowo-goleniowej

nr kat.: DRQR5A1



CECHY PRODUKTU:

- podpiętki wykonane z pianki EVA pokrytej włókniną,
- w zestawie pięć różnych rozmiarów,
- dostępna wersja prawa i lewa,
- kolor: biały.

ZASTOSOWANIE:

stosowane w leczeniu i rehabilitacji urazów i dysfunkcji ścięgna Achillesa, stosowane z ortezą stopowo-goleniową pozwalają na uniesienie pięty oraz dają możliwość końskiego ustawienia stopy co zapobiega jej rotacji, wyjmowanie kolejnych podpiętek pozwala stopniowo rozciągać ścięgno Achillesa.

Qmed[®] CE
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE

Scamper

But pneumatyczny z kontrolą ciśnienia

nr kat. DRQI3T



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację, ale umożliwia jednocześnie swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka wykonana z miękkiego, oddychającego materiału zawierająca dodatkową ochronę palców oraz wewnętrzne komory powietrzne umożliwiające regulację kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- zastosowany system kontroli ciśnienia zapobiega niekontrolowanej aplikacji zbyt silnej kompresji, a w efekcie zaburzeniom trofiki skóry zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czucia, krążenia w obszarze działania ortozy czy diabetyków,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie obrzękom i stabilizacja w przypadku: urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy i dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego, śródstopia i stępu drugiego i trzeciego stopnia, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia, po zabiegach operacyjnych w/w okolicy, zmian zapalnych ścięgna Achillesa oraz ścięgien prostowników i zginaczy stopy.

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta	36 - 38	38 - 42	42 - 46	>46

Qmed[®] CE
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

DH Offloading Walker™

Orteza stopowo-goleniowa z wkładką dla diabetyków

nr kat. ORRDHO

78



CECHY PRODUKTU:

- orteza stopowo-goleniowa, długa o lekkiej, sztywnej i wytrzymałej konstrukcji,
- wkładka odciążająca z systemem wyjmowanych elementów (sześciokątów) do efektywnego leczenia owrzodzenia podeszwowego,
- redukcja sił ścinających dzięki stabilizacji w stawie skokowym pod kątem 90°,
- wyściółka utrzymująca stopę w prawidłowej, odciążonej pozycji, zapobiegająca przesuwaniu stopy po wkładce,
- bezpieczny dla jednoczesnego zastosowania materiałów opatrunkowych,
- zapięcia przy pomocy taśm rzepowych,
- możliwość kupienia osobno wkładki,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

leczenia owrzodzenia podeszwowego i zaburzeń neurowegetatywnych w obrębie stopy w polineuropatii cukrzycowej, leczenie pooperacyjne wymagające odciążenia, alternatywa dla opatrunku gipsowego w celu odciążenia stopy cukrzycowej.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Rozmiar buta	33,0 - 35,5	36,0 - 39,0	39,5 - 44,0	44,5 - 46,5	47,0 - 50,0

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



DH Offloading Post-Op Shoe

But z wkładką dla diabetyków

nr kat. ORRDH1



CECHY PRODUKTU:

- lekka i komfortowa konstrukcja buta,
- wkładka odciążająca z systemem wyjmowanych elementów (sześciokątów) do efektywnego leczenia owrzodzenia podeszwowego,
- wkładka odciążająca została skonstruowana z trójwarstwowego materiału amortyzującego Poron,
- nylonowa górna część cholewki i wzmocniony zapiętek zapewniające stabilizację stawu skokowego,
- zdejmowany nosek umożliwiający szybką kontrolę rany,
- przystosowany również do wielkogabarytowych opatrunków,
- możliwość kupienia osobno wkładki,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

rany i owrzodzenia podeszwowe w przypadku stopy cukrzycowej; alternatywa dla statycznych wkładek (z wełny, gąbki itp.) w celu optymalizacji ucisku na owrzodzenie podeszwowe; inne schorzenia przodostopia jak bólowe guzy czy palce młoteczkowate.

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta	36,0 - 38,0	38,0 - 42,0	42,0 - 45,0	45,0 - 48,5

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



AFO - Fit

Orteza na opadającą stopę

nr kat. DRQ11A



CECHY PRODUKTU:

- lekka,
- wykonana z polipropylenu,
- dodatkowa taśma stabilizująca staw skokowy,
- wolna pięta,
- wysoki poziom higieny,
- wersja prawa i lewa.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie opadaniu stopy w przypadku porażenia nerwu strzałkowego oraz innych schorzeń neurologicznych.

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta	35 - 37	37 - 39	39 - 41	41 - 44

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



Foot up

Orteza na opadającą stopę

nr kat. ORR0781 - orteza

nr kat. ORR2781 - opaska



CECHY PRODUKTU:

- orteza w wersji podstawowej składa się z dwóch elementów: taśmy obejmującej staw skokowy oraz przezroczystej wkładki,
- taśma wykonana jest z miękkiego, hypoalergicznego oddychającego materiału, co zapobiega podrażnieniom skóry,
- wkładka jest umieszczana między językiem a sznurówkami obuwia, jej położenie determinuje stopień wspomagania zgięcia grzbietowego stopy,
- elementy są łączone ze sobą za pomocą mocnej, elastycznej taśmy o łatwym systemie zapięcia,
- możliwość dokupienia dodatkowej opaski pozwalającej na stosowanie ortezy bez obuwia.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie zaburzeniom chodu (opadaniu stopy) w przypadku neuropatii nerwu strzałkowego, porażenia nerwu strzałkowego różnej etiologii.

Wersja podstawowa

Należy zmierzyć obwód stawu skokowego na wysokości kostek.

Rozmiar	M	L	XL
Obwód (cm)	18 - 21	22 - 26	27 - 33

Wersja z dodatkową opaską

Aby wybrać rozmiar wersji do stosowania bez obuwia należy zmierzyć obwód stopy bezpośrednio poniżej śródstopia.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód (cm)	<20	20 - 24	24 - 28	>28

ÖSSUR®
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Ovation Hybrid Night Splint

Orteza na opadającą stopę
nr kat. OV3001

80



CECHY PRODUKTU:

- rama wykonana z polipropylenu,
- wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
- bez dodatku lateksu,
- dzięki zastosowaniu pasów dociągowych oraz unikatowemu systemowi doboru kąta zgięcia, orteza zapewnia niezbędne wsparcie oraz komfort noszenia,
- kolor czarno-niebieski,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

- zapalenie rozciągna podszwawego,
- porażenie nerwu strzałkowego,
- stany pooperacyjne prostowników goleni i stopy.

PRZECIWSKAZANIA:

- żylaki kończyny dolnej,
- stany zapalne i podrażnienia skóry w obrębie działania ortezy,
- obrzęki goleni i stopy,
- stopa cukrzycowa,
- wady wrodzone stóp oraz utrwalone deformacje,
- spastyczność.

TABELA ROZMIARÓW WG NOSZONEGO OBUWIA:

Rozmiar	Mężczyźni	Kobiety
S-M	39-42,5	37,5-42,5
L-XL	43-49	43-48



OvationMedical®



AFO - Night

Orteza na opadającą stopę
nr kat. DRQI3A



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego,
- lekka konstrukcja wykonana z polipropylenu, miękko wyścielana,
- system pasów dociągowo-stabilizujących umożliwia korekcję ustawienia stopy względem goleni,
- możliwość zaopatrzenia w przypadku obecności opatrunków na stopie lub goleni,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny,
- przeznaczona dla osób leżących.

ZASTOSOWANIE:

korygowanie ustawienia stopy względem goleni od pozycji pośredniej w kierunku zgięcia grzbietowego stopy, profilaktyka przykurczy u chorych leżących ze schorzeniami neurologicznymi.

Rozmiar	S	M	L
Długość stopy (cm)	23	24,5	26

Qmed®
BY ŻYCIE STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE



AFO Dynamic

Dynamiczna orteza na opadającą stopę

nr kat. ORRO-1020



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z włókna węglowego,
- kształt zapewnia stabilność i właściwe ustawienie,
- dzięki zastosowaniu wolnej strefy guza piętowego orteza nie wywiera ucisku na wrażliwe części stopy, zezwalając na prawidłowe ruchy inwersji i ewersji guza piętowego,
- otwarta przednia część skorupy na piszczeli umożliwia anatomiczne dopasowanie oraz odprowadzanie ciepła i wilgoci z powierzchni skóry,
- kolor czarny,
- wersja prawa i lewa,
- waga pacjenta do 120 kg.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie zaburzeniom chodu (opadaniu stopy) w przypadku neuropatii nerwu strzałkowego, porażen nerwu strzałkowego różnej etiologii, stany po operacji prostownika łydki i stopy, artretyzm kostki, częściowe amputacje w obrębie stopy.

DOBÓR ROZMIARU:

doboru rozmiaru dokonujemy na podstawie rozmiaru noszonego przez pacjenta obuwia oraz wysokości łydki.

Rozmiar	XS	S	M	L
Rozmiar obuwia	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45
Wysokość łydki (cm)	30 - 34	32 - 36	34 - 38	36 - 40

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



AFO Light

Dynamiczna orteza na opadającą stopę

nr kat. ORRO-1210



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z włókna węglowego,
- bardzo lekka, a jednocześnie bardzo wytrzymała,
- nie powoduje uczucia dyskomfortu, a użytkowanie nie powoduje zmęczenia użytkownika,
- wspiera tylko miejsca które są konieczne, oraz oddaje energię wygenerowaną podczas chodu,
- kolor czarny,
- wersja prawa i lewa,
- waga pacjenta do 100 kg.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie zaburzeniom chodu (opadaniu stopy) w przypadku neuropatii nerwu strzałkowego, porażen nerwu strzałkowego różnej etiologii, stany po operacji prostownika łydki i stopy, artretyzm kostki.

DOBÓR ROZMIARU:

doboru rozmiaru dokonujemy na podstawie długości stopy oraz wysokości łydki.

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar obuwia	35 - 38	38 - 42	42 - 45	45 - 50
Wysokość łydki (cm)	34	36	38	40

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS





MEYRA MEDICAL

Użyte do produkcji materiały spełniają najwyższe wymogi jakościowe i są przyjazne dla skóry. Wykorzystujemy nowoczesne włókna takie jak Lycra, elastan, poliester. Wszystkie materiały używane do produkcji poddawane są regularnym kontrolom.



Acromed

Orteza stawu barkowego

nr kat. DRQJ0B




CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się z tutora wykonanego z oddychającej dzianiny z domieszką Lycry®,
- posiada system taśm sztywnych oraz dodatkowe, elastyczne taśmy,
- wersja na prawy i lewy staw barkowy.

ZASTOSOWANIE:

pooperacyjne leczenie złamań głowy kości ramiennej, wydrążenia stawowego łopatki, zwichnięcia stawu ramiennego, zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego i związane z nimi zespoły bólowe, nawykowe zwichnięcia stawu ramiennego, doleczenie po rekonstrukcji obrąbkowo-torebkowej, zabezpieczenie przed zwichnięciem stawu ramiennego w przypadku porażań kończyny górnej różnej etiologii.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód bicepsa w najszerszym miejscu (cm)	<26	26 - 29	29 - 33	33 - 36	36 - 39



MEYRA *medical* CE

AS-BASICmedical

orteza na ramię i bark

nr kat. MY275101



CECHY PRODUKTU:

- miękko wyściełane ujęcie przedramienia,
- szybkie i łatwe zapinanie na rzepy i sprzączki,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawego i lewego przedramienia,
- dodatkowy pas stabilizujący piersiowy,
- kolor: granatowy.

ZASTOSOWANIE:

- pooperacyjne i pourazowe odciążenie kończyny górnej.

Rozmiar	1	2	3
Długość przedramienia (cm)	30 - 36	36 - 42	42 - 48



MEYRA *medical* CE

AS-15°medical

orteza odwodząca stawu barkowego z rotacją

nr kat. MY275201

86



CECHY PRODUKTU:

- miękko wyściełane ujęcie przedramienia,
- anatomicznie wyprofilowana poduszka odwodząca,
- szybkie i łatwe zapinanie na rzepy i sprzączki,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawego i lewego przedramienia,
- poduszkę można czyścić oddzielnie,
- kolor: granatowy.

ZASTOSOWANIE:

- pooporacyjnie po złamaniach i endoprotezoplastyce,
- złamania kości ramiennej,
- zwichnięcia.

Rozmiar	1	2	3
Długość przedramienia (cm)	30 – 36	36 – 42	42 – 48



MEYRA *medical* CE

EPImedical

orteza stawu łokciowego

z wkładkami silikonowymi

nr kat. MY 273101 - kolor srebrno-niebieski

nr kat. MY 273301 - kolor czarny


CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- dwie wkładki zapewniają optymalną kompresję tkanek miękkich okolicy stawu łokciowego i odciążenie przyczepów mięśniowych,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
- kolor: srebrno-niebieski, czarny.

ZASTOSOWANIE:

- stany zapalne również pochodzenia reumatoidalnego,
- łokieć golfisty i tenisisty,
- skręcenia,
- choroba zwyrodnieniowa stawu łokciowego.

Rozmiar	0	1	2	3	4	5	6
Obwód łokcia (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	29 – 31



MEYRA *medical* CE





Elbow Safe

Orteza stawu łokciowego

nr kat. DRQF0G




CECHY PRODUKTU:

- tutor łokciowy wykonany z oddychającej, elastycznej dzianiny z domieszką Lycry®,
- peloty umiejscowione na wysokości nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej,
- regulacja siły docisku pelot za pomocą dodatkowej taśmy zapinanej na rzep,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny górnej,
- kolor: szaro-fioletowy.

ZASTOSOWANIE:

doleczanie po urazach stawu łokciowego, profilaktyka przeciążeń stawu łokciowego, doleczenie zapaleń nadkłykci kości ramiennej: bocznego (łokieć tenisisty), przyśrodkowego (łokieć golfisty), zespoły bólowe stawu łokciowego o różnej etiologii, stany zapalne tkanek miękkich i aparatu kostno-stawowego.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód poniżej stawu łokciowego ok. 5 cm	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32	32 - 34



MEYRA *medical* CE

Prohand

Orteza stawu nadgarstkowego

nr kat. DRQF0F




CECHY PRODUKTU:

- prosta konstrukcja,
- orteza wykonana z oddychającej, elastycznej dzianiny z domieszką Lycry®,
- zapięcie za pomocą rzepa,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

doleczanie po urazach stawu nadgarstkowego, profilaktyka przeciążeń nadgarstka, stany zapalne stawu nadgarstkowego, zespoły bólowe stawu nadgarstkowego o różnej etiologii, zmiany zwyrodnieniowe okolicy nadgarstka, ochrona stawu nadgarstkowego przed powtórными urazami przy powrocie do aktywności zawodowej i sportowej.

Rozmiar uniwersalny



MEYRA *medical* CE




CECHY PRODUKTU:

- dwie taśmy na rzepy na nadgarstku i kciuku,
- metalowa szyna dopasowana do kształtu kciuka,
- oddychający materiał,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy stawu śródrečno-paliczkowego,
- kciuk narciarza,
- zmiany zwyrodnieniowe także o podłożu reumatoidalnym stawu śródrecznego- paliczko-
wego kciuka,
- niestabilność stawu śródrečno-paliczkowego.

Rozmiar	1	2	3
Obwód nadgarstka (cm)	12,5 – 16	16 – 20	20 – 23



MEYRA *medical* CE

MANUmeyra Comfort

orteza nadgarstka

nr kat. MY2765




CECHY PRODUKTU:

- dopasowuje się do kształtu kończyny,
- oddychający materiał,
- bezuciskowe brzegi,
- przyjazna dla skóry,
- silikonowa wkładka na dystalnej części łokciowej,
- wewnętrzna dłoniowo plastikowa stalka dla lepszej stabilizacji,
- elastyczna taśma stabilizująca,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- stany zapalne okolicy nadgarstka,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- niestabilności stawu nadgarstkowego,
- skręcenia,
- zespół cieśni.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód nadgarstka (cm)	14 – 15	15 – 16	16 – 17	17 – 18	18 – 19	19 – 20



MEYRA *medical* CE

MANUmedical

orteza nadgarstka

nr kat. MY2762




CECHY PRODUKTU:

- orteza zapewnia stabilne ułożenie nadgarstka,
- możliwość regulacji za pomocą trzech zapięć na rzepy,
- stabilna, aluminiowa szyna, której kształt można dopasować,
- materiał przepuszczający powietrze,
- wersja prawa i lewa ,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- stany zapalne okolicy nadgarstka,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- reumatoidalne zapalenie stawu nadgarstkowego,
- niestabilności stawu nadgarstkowego,
- skręcenia,
- zespół cieśni.

Rozmiar	1	2	3	4
Obwód nadgarstka (cm)	13 – 16	16 – 19	19 – 22	22 – 25



MEYRA *medical* CE

MANUmedical Plus

orteza nadgarstka z ujęciem kciuka

nr kat. MY2761




CECHY PRODUKTU:

- orteza zapewnia stabilne ułożenie nadgarstka,
- możliwość regulacji za pomocą trzech zapięć na rzepy,
- stabilna, aluminiowa szyna, której kształt można dopasować,
- materiał przepuszczający powietrze,
- wersja prawa i lewa ,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy stawu siodełkowatego kciuka,
- stany zapalne okolicy nadgarstka,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- reumatoidalne zapalenie stawu nadgarstkowego,
- niestabilności stawu nadgarstkowego,
- skręcenia,
- zespół cieśni.

Rozmiar	1	2	3	4
Obwód nadgarstka (cm)	13 – 16	16 – 19	19 – 22	22 – 25



MEYRA *medical* CE

LUMBOmedical

orteza lędźwiowo-krzyżowa z wkładką masująco-stabilizującą

nr kat. MY274101




CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa z szlufkami,
- wkładka zapewnia efekt masażu mięśni okolicy lędźwiowo-krzyżowej i redukuje ból,
- kolor: srebrno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

- bóle okolicy lędźwiowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód talii (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130



MEYRA *medical* CE

LUMBOmedical Comfort

orteza lędźwiowo-krzyżowa z wkładką masująco-stabilizującą

nr kat. MY274201




CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- podkładka krzyżowa przynosi ulgę i masuje okoliczne mięśnie,
- wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa z szlufkami,
- kolor: srebrno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

- bóle okolicy lędźwiowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód talii (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130



MEYRA *medical* CE

LUMBOmedical PRO

orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. MY 274301




CECHY PRODUKTU:

- materiał dopasowuje się do anatomicznych kształtów i zapewnia wysoki komfort noszenia,
- wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa z szlufkami,
- 4 stalki zapewniające stabilizację odcinka LS,
- kolor: srebrno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

- bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód talii (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130



MEYRA *medical* CE

LUMBOmedical Light

orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. MY274401




CECHY PRODUKTU:

- elastyczna, przepuszczająca powietrze tkanina,
- zapięcie za pomocą rzepa z szlufkami,
- dodatkowe taśmy dociągowe,
- 4 stabilizujące stalki w części lędźwiowej,
- regulowane, elastyczne zapinanie,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód talii (cm)	64 – 72	72 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120



MEYRA *medical* CE

GENUmeyra

orteza stawu kolanowego

Nr kat. MY 2711 - kolor srebrno-niebieski
MY 2714 - kolor czarny

94




CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- silikonowe ujęcie rzepki zapewniające jej odciążenie i stabilizację boczną,
- boczne sprężyste elementy zapewniają większe bezpieczeństwo,
- bezciskowe krawędzie,
- fiszbiny wspomagające boczną stabilizację stawu,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
- kolor: niebiesko-srebrny, czarny.

ZASTOSOWANIE:

- stany zapalne różnego pochodzenia,
- obrzęki i wysięki stawu kolanowego,
- lekkie niestabilności,
- gonartroza,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego okolicy stawu kolanowego
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.



MEYRA *medical* CE

Rozmiar	0	1	2	3	4	5	6	7	3 XL	4 XL	5 XL	6 XL	7 XL
Obwód łydki (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49
Obwód uda (cm)	35 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47	47 – 50	50 – 53	53 – 56	56 – 59	47 – 50	50 – 53	53 – 56	56 – 59	59 – 62

GENUmeyra IMS

orteza unieruchamiająca staw kolanowy

Nr kat. 271201




CECHY PRODUKTU:

- wyściółka z miękkimi brzegami,
- wzmocnienia o anatomicznym kształcie,
- proste i stabilne zapięcia na rzepy,
- zdejmowalna podkładka dla dołu podkolanowego,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
- kolor: granatowy.

ZASTOSOWANIE:

- pooperacyjne i pourazowe unieruchomienie stawu kolanowego.

Rozmiar	0	1	2
Długość (cm)	40	48	58



MEYRA *medical* CE

ACHILLOmedical

stabilizator stawu skokowego

Nr kat. MY 2721 - kolor srebrno-niebieski

MY 27231 - kolor czarny




CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie to kształtu ciała,
- boczne silikonowe wkładki odciążające ścięgno Achillesa,
- silikonowy podpiętek redukujący napięcie ścięgna,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: srebrno-niebieski, czarny.

ZASTOSOWANIE:

- pourazowe i pooperacyjne stany zapalne ścięgna Achillesa,
- przeciążenia ścięgna Achillesa.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód kostki (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27



MEYRA *medical* CE

MALLEOmedical

stabilizator stawu skokowego

Nr kat. MY 2722 - kolor srebrno-niebieski

MY 2724 - kolor czarny




CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- boczne silikonowe wkładki zapewniają optymalną kompresję,
- elastyczne brzegi bezuciskowe,
- wersja prawa i lewa ,
- kolor: niebiesko-srebrny, czarny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy i osłabienie więzadeł,
- choroba zwyrodnieniowa stawów i skręcenia,
- profilaktyka przeciążeń stawu skokowego.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód kostki (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29



MEYRA *medical* CE



TALUmedical

orteza stabilizująca staw skokowy

Nr kat. MY 272131



CECHY PRODUKTU:

- anatomicznie wyprofilowane plastikowe łuski dla lepszego dopasowania,
- dwie taśmy stabilizujące na rzepy ,
- taśma podeszwowa umożliwiająca regulację szerokości,
- piankowa wkładka zapewniająca lepsze dokończanie,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy więzadeł,
- skręcenia stawu skokowego górnego,
- doleczenie pooperacyjne.

Rozmiar uniwersalny

MEYRA *medical* CE

Handwriting practice lines consisting of a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line, repeated down the page.

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI



Numerы telefonów do przedstawicieli handlowych:

1. 605 842 886

2. 609 110 063

3. 695 120 702

4. 609 117 565

5. 606 740 778

6. 607 459 237

7. 605 559 393

8. 782 621 227

*Wprawiamy
świat w ruch*



SPRZĘT
MEDYCZNY

www.mdh.pl

mdh Sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

Dział Handlowy Ortopedia:
Tel. 42 636 81 44
Fax 42 299 69 24
e-mail: ortopedia@mdh.pl

Dział Marketingu Ortopedia:
Tel. 42 674 82 42
e-mail: marketing@mdh.pl

Dział Reklamacji Ortopedia:
Tel. 42 674 16 89; 603 896 199
42 674 83 84 w. 47; 695 120 387
e-mail: reklamacje@mdh.pl