



KATALOG
PRODUKTÓW
ORTOPEDIA

17/18

Qmed[®] **MEYRA** *medical*

Spełniamy oczekiwania Klientów w zakresie jakości, wzornictwa i nowoczesności naszych produktów i usług. Współpraca z nami gwarantuje sukces biznesowy każdemu Partnerowi.

Firma mdh Sp. z o.o. już od kilkunastu lat proponuje rozwiązania medyczne w zakresie ortopedii i rehabilitacji. Inspirują nas Pacjenci i ich potrzeby. W naszej misji zawiera się jakość, design i nowoczesność naszych produktów. Jesteśmy dumni, że możemy pomagać osobom z dysfunkcjami narządów ruchu. Każdego dnia podnosimy jakość życia osób potrzebujących – to przynosi nam ogromną satysfakcję i świadomość, że nasza praca ma sens. Dbamy także o interesy naszych Klientów – profesjonalizm w każdej dziedzinie to kluczowy

wyznacznik naszych działań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie kompleksowej obsługi handlowo-doradczej. Zadowolenie naszych Klientów to nasz priorytet. Staniemy się niekwestionowanym liderem w zakresie największego udziału w portfelu zakupów towarów i usług przez dealerów w Polsce oraz innowacyjnym twórcą i wiodącym dostawcą wartości w zakresie nieinwazyjnych rozwiązań ortotyczno-rehabilitacyjnych w Europie centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej a przez to istotnym uczestnikiem tego rynku w Europie.

Zespół mdh Sp. z o.o.



Qmed jest marką sprzętu ortopedycznego, będącą własnością firmy mdh sp. z o.o., która na łódzkim rynku istnieje od prawie 20-tu lat. Firma mdh proponuje rozwiązania medyczne w zakresie ortopedii i rehabilitacji. Aktywność biznesowa spółki jest widoczna w wielu obszarach działalności (produkcja, import, eksport, dystrybucja).

Jest producentem obuwia profilaktycznego, artykułów ortotycznych, wytwórcą przedmiotów rehabilitacyjnych. Mdh ma największy udział w portfelu zakupowym towarów i usług detalistów medycznych w Polsce. Poprzez konsekwentną realizację strategii buduje pozycję innowacyjnego twórcy i wiodącego dostawcy wartości w zakresie nieinwazyjnych rozwiązań ortotyczno-rehabilitacyjnych w Europie. Dział badawczo-rozwojowy spółki mieści się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Marka Qmed obejmuje kompleksowe zaopatrzenie ortotyczne dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu, są to zarówno ortezy odcinka szyjnego, tułowia jak i kończyn górnych i dolnych. Produkty Qmed efektywnie wspomagają proces leczenia i rehabilitacji różnego typu dysfunkcji narządów ruchu. Wszystkie zastosowane materiały zapewniają komfort użytkowania, a przede wszystkim posiadają niezbędne atesty zezwalające na kontakt z ciałem, mają nowoczesny design, a dzięki szerokiej gamie rozmiarów są bardzo uniwersalne.

Ortezy Qmed znajdują zastosowanie zarówno w leczeniu jak i profilaktyce przeciążeń oraz urazów narządu ruchu.

MEYRA jest częścią Grupy MEDORT – polskiego lidera w branży ortopedyczno-rehabilitacyjnej. Meyra to firma legenda na światowym rynku sprzętu rehabilitacyjnego segmentu premium, osiemdziesięcioletnia tradycja, znakomite produkty oraz prestiż są jej głównymi atutami, a teraz i naszymi.

Po włączeniu Meyry do Grupy Kapitałowej MEDORT, oferta spółki mdh powiększyła się o wszystkie produkty MEYRA występujące dotąd na rynku polskim, włącznie z ortopedyczną linią sprzętu Meyra Medical. Zarówno firma Meyra jak i mdh poza produkcją sprzętu medycznego angażują się od lat we wspieranie osób niepełnosprawnych.

Hasło „Poruszamy ludzi” to coś więcej niż zwykłe stwierdzenie, to filozofia, która określa prowadzenie biznesu. Wspieranie i motywowanie ludzi niepełnosprawnych poprzez pomoc w uzyskaniu mobilności i niezależności – to dewiza naszego działania.

Staramy się by produkty Meyra były nieodłącznym towarzyszem takich osób i pomagały im w wyzwaniach małych i dużych. Łączymy kompetencje i doświadczenie różnych jednostek, aby dostrzec nowe perspektywy, a przez to wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Mamy nieustanny kontakt z osobami niepełnosprawnymi, lekarzami, klinikami, terapeutami, opiekunami, a ściśła współpraca z wykwalifikowanymi firmami medycznymi zapewnia rozwój funkcjonalności produktów.

Dzięki naszym szkoleniom produktowym dla sprzedawców detalicznych i źródlicowanym ofertom usług MEYRA to silna marka, której od 80 lat towarzyszą duże zaangażowanie i doświadczenie.



SPIIS TREŚCI

ORTEZY ODCINKA SZYJNEGO	6	●
ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH	10	●
ORTEZY TUŁOWIA.....	34	●
ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH.....	52	●

ORTEZY ODCINKA SZYJNEGO

Ortezy odcinka szyjnego to kołnierze ortopedyczne różnego rodzaju służące do unieruchomienia tego odcinka kręgosłupa. Kołnierze stosuje się w zmianach zniekształcających odcinek szyjny kręgosłupa, w leczeniu schorzeń mięśni szyi, w zmianach zwyrodnieniowych szyjnego odcinka kręgosłupa oraz w leczeniu uzupełniającym.

Kołnierz ortopedyczny

Typu Schantza (NT-BAC)

nr kat. DRQA0B



CECHY PRODUKTU:

- miękki kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki poliuretanowej,
- zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa,
- obszycie kołnierza posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
- wyprofilowany anatomicznie,
- kolor biały i szary.

ZASTOSOWANIE:

dysfunkcje obszaru szyjnego wymagające względnego unieruchomienia, artrozy, dyskopatia, inne zespoły bólowe, doleczenie stłuczeń, skręceń, stany zapalne i przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego odcinka szyjnego.

*	29,5 - 32,5	32,6 - 35,5	35,6 - 38,5	38,6 - 41,5	41,6 - 44,5	44,6 - 47,5
** 7,0	A1	A2	A3	A4	A5	A6
** 8,5	B1	B2	B3	B4	B5	B6
** 10,0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
** 12,0	D1	D2	D3	D4	D5	D6

* obwód szyi (cm) ** wysokość kołnierza

Qmed® CE

Kołnierz ortopedyczny

Typu Florida (NT-BAC Plus)

nr kat. DRQA0C



CECHY PRODUKTU:

- półsztywny kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki poliuretanowej z wyciepiałną, polipropylenową wkładką usztywniającą,
- zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa,
- obszycie kołnierza posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
- wyprofilowany anatomicznie,
- kolor biały i szary.

ZASTOSOWANIE:

dysfunkcje obszaru szyjnego: uszkodzenia mięśni i więzadeł, przeciążenia i stany zapalne, dysfunkcje stawów międzykręgowych, uszkodzenie krążka międzykręgowego (ból korzeniowy, bóle odniesione), artrozy, choroby reumatoidalne, doleczenie stłuczeń, skręceń, złamań.

*	29,5 - 32,5	32,6 - 35,5	35,6 - 38,5	38,6 - 41,5	41,6 - 44,5	44,6 - 47,5
** 7,0	A1	A2	A3	A4	A5	A6
** 8,5	B1	B2	B3	B4	B5	B6
** 10,0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
** 12,0	D1	D2	D3	D4	D5	D6

* obwód szyi (cm) ** wysokość kołnierza

Qmed® CE

Collar Stark

Kołnierz sztywny

nr kat. MQA2D

8



CECHY PRODUKTU:

- dwuczęściowy sztywny kołnierz ortopedyczny,
- bardzo lekki wykonany z kontaktowo "cieplej" pianki,
- wykonany z nietoksycznej i hipoalergicznego pianki poliuretanowej,
- zapinany dwustronnie taśmami Velcro®,
- posiada otwór tracheotomijny oraz otwory dla swobodnego przepływu powietrza,
- przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI,
- łatwy w użytkowaniu i konserwacji,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

unieruchomienie szyjnego odcinka kręgosłupa, odciążenie dla elementów stawowych, stabilizacja, pomoc w rehabilitacji, w stanach pooperacyjnych, do zastosowania nagłego i transportowego. Możliwość rozbudowy do ortozy półgorsetowej szyjno-piersiowej lub szyjno-czaszkowej (dodatkowe elementy konstrukcyjne).

Rozmiary	5,71 cm	8,25 cm	10,79 cm	13,33 cm
S (25-33)	S1	S2	S3	S4
M (33-40)	M1	M2	M3	M4
L (40-48)	L1	L2	L3	L4
XL (48 i więcej)	XL1	XL2	XL3	XL4

MEYRA
medical



Collar Master

Kołnierz sztywny

nr kat. MQA2B



CECHY PRODUKTU:

- jednoczęściowy kołnierz wykonany z materiałów hipoalergiczych, nie zawiera lateksu ani substancji toksycznych,
- część przednia i tylna kołnierza wykonane z polietylenu zapewniają sztywność i wytrzymałość,
- ograniczenie zgięcia, wyprostu oraz ruchów rotacyjnych w odcinku szyjnym kręgosłupa,
- regulowane napięcie na rzepy typu Velcro® zapewniające dokładne dopasowanie kołnierza,
- posiada otwór tracheotomijny,
- tylny panel poprawiający wentylację i redukuje uczucie nadmiernego ciepła i wilgotności,
- przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI,
- łatwa i szybka aplikacja w pozycji leżącej lub siedzącej,
- 16 stopniowa regulacja wysokości.

ZASTOSOWANIE:

pourazowa konieczność unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa, w przypadku podejrzenia złamania kręgów w odcinku szyjnym, unieruchomienie podczas transportu sanitarnego.

Rozmiar uniwersalny

MEYRA
medical



Collar Stark Stabilizer

Orteza półgorsetowa piersiowa

nr kat. MQA3J



CECHY PRODUKTU:

- konstrukcja półsztywna, wyjątkowo lekka i trwała,
- do stosowania z kołnierzem typu collar Stark,
- polepsza stabilizację odcinka szyjnego względem odcinka piersiowego kręgosłupa,
- nie posiada metalowych części,
- przenikalna dla promieni RTG, CT, MRI,
- zapinana na rzepy,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

unieruchomienie i odciążenie odcinka szyjno-piersiowego do poziomu Th 10-11 – do zastosowania z kołnierzem Collar Stark.

Rozmiar uniwersalny

MEYRA
medical



Collar Stark Halo

Orteza czaszkowa typu Halo

nr kat. MQA4L



CECHY PRODUKTU:

- zwiększa stabilizację uzyskaną przez kołnierz Collar Stark, oddziaływującą na górną część czaszki,
- nie posiada metalowych elementów,
- przenikalna dla promieni RTG, CT, MRI,
- zapinana na rzep,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

element typu Halo zwiększa siłę stabilizacji czaszkowej w połączeniu z kołnierzem sztywnym tworzącym ortezę szyjno-czaszkową lub dodatkowo z ORRNPS ortezę czaszkowo-szyjno-piersiową.

Rozmiar uniwersalny

MEYRA
medical



ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH

Do ortez kończyn górnych zaliczają się: ortozy obojczykowo-ramienne, barkowe, na staw łokciowy i przedramię, a także na dłoń i staw nadgarstkowy. Sprzęt tego typu stosuje się w doleczaniu i rekonwalescencji przy urazach stawów barkowych, łokciowych lub nadgarstka.

Acromed

Orteza stawu barkowego

nr kat. DRQJ08




CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się z tutora wykonanego z oddychającej dzianiny,
- posiada system taśm sztywnych oraz dodatkowe, elastyczne taśmy,
- wersja na prawy i lewy staw barkowy.

ZASTOSOWANIE:

pooperacyjne leczenie złamań głowy kości ramiennej, wydrążenia stawowego łopatki, zwichnięcia stawu ramiennego, zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego i związane z nimi zespoły bólowe, nawykowe zwichnięcia stawu ramiennego, doleczenie po rekonstrukcji obrąbkowo-torebkowej, zabezpieczenie przed zwichnięciem stawu ramiennego w przypadku porażen kończyny górnej różnej etiologii.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód bicepsa w najszerszym miejscu (cm)	<26	26 - 29	29 - 33	33 - 36	36 - 39



MEYRA
medical



Kamizelka ortopedyczna

nr kat. DRQC



CECHY PRODUKTU:

- ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej,
- pozwala na regulację zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90°-120°,
- posiada dodatkowy element zabezpieczająco-odciążający dłoń,
- umożliwia zminimalizowanie okresu stosowania opatrunków gipsowych,
- duże możliwości regulacji,
- konstrukcja maksymalnie zbliżona do klasycznego opatrunku Desaulta,
- wykonana z materiałów o wyjątkowej trwałości, zapewniających jednocześnie maksymalny komfort użytkowania,
- kolor czarny,
- wersja uniwersalna.

ZASTOSOWANIE:

leczenie, doleczenie kontuzji i urazów obszaru barku, obręczy barkowej, stawu ramiennego i łokciowego wymagające unieruchomienia kończyny w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej, stany zapalne i zmiany zwyrodnieniowe wymagające unieruchomienia i odciążenia kończyny górnej, zwichnięcia stawu barkowo-obojęzycznego lub mostkowo-obojęzycznego.

Typ	Dzieci: <3 lat	Dzieci: 3-9 lat	Dzieci: 9-14 lat	Mały dla dorosłych	Średni dla dorosłych	Duży dla dorosłych
Rozmiar	R0	R1	R2	R3	R4	R5
Obwód klatki piersiowej (cm)	<60	60-70	70 - 80	80 - 90	90 - 120	>120

Qmed[®]



AS-BASICmedical

Orteza na ramię i bark

nr kat. MY275101

CECHY PRODUKTU:

- miękko wyściełane ujęcie przedramienia,
- szybkie i łatwe zapinanie na rzepy i sprzączki,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawego i lewego przedramienia,
- dodatkowy pas stabilizujący piersiowy,
- kolor: granatowy.

ZASTOSOWANIE:

- pooperacyjne i pourazowe odciążenie kończyny górnej.

Rozmiar	1	2	3
Długość przedramienia (cm)	30 – 36	36 – 42	42 – 48



MEYRA
medical CE

AS-15°medical

Orteza odwodząca stawu barkowego z rotacją

nr kat. MY275201

CECHY PRODUKTU:

- miękko wyściełane ujęcie przedramienia,
- anatomicznie wyprofilowana poduszka odwodząca,
- szybkie i łatwe zapinanie na rzepy i sprzączki,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawego i lewego przedramienia,
- poduszkę można czyścić oddzielnie,
- kolor: granatowy.

ZASTOSOWANIE:

- pooperacyjnie po złamaniach i endoprotezoplastyce,
- złamania kości ramiennej,
- zwichnięcia.

Rozmiar	1	2	3
Długość przedramienia (cm)	30 – 36	36 – 42	42 – 48



MEYRA
medical CE



Aparat odwodzący kończynę górną

nr kat. QSM00020 - rozm. S
nr kat. QSM00030 - rozm. M
nr kat. QSM00040 - rozm. L
nr kat. QSM00050 - rozm. XL

14



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej pianką poliuretanową,
- dzięki systemowi klinów orteza zapewnia możliwość unieruchomienia ramienia w 15°, 30°, 45° i 60° odwiedzenia,
- otwarta konstrukcja zapewnia możliwość aktywizacji mięśni przedramienia (w trakcie unieruchomienia barku),
- system taśmowy pozwala na łatwe zakładanie ortozy oraz jej regulację zgodnie z potrzebami pacjenta,
- zaopatrzenie zarówno na prawą jak i lewą stronę.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja kończyny górnej w odwiedzeniu w stawie ramiennym po urazach (skręcenia, zwichnięcia) lub zabiegach chirurgicznych, doleczenie po zabiegu rekonstrukcji stożka rotatorów, unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej w przypadku zmian zapalnych w obrębie stawu ramiennego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Długość przedramienia (cm)	25 - 28	28 - 30	30 - 33	33 - 36

Qmed® Silver Line CE

Aparat odwodzący kończynę górną

nr kat. DRQJ0A



CECHY PRODUKTU:

- aparat został wykonany ze stalowej, lekkiej i wytrzymałej ramy z zamkiem umożliwiającym ustabilizowanie ramienia w odpowiednim, terapeutycznym ustawieniu kątowym (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°),
- rama pokryta jest miękką wyściółką wykonaną z oddychającej dzianiny zapewniającej komfort użytkowania,
- dzięki regulowanemu systemowi taśm stabilizujących aparat można idealnie dopasować do wymiarów antropometrycznych pacjenta,
- właściwie usytuowane taśmy zapewniają stabilizację kończyny odwiedzonej oraz równo rozkładają jej ciężar nie przeciążając przeciwnego ramienia oraz odcinka szyjnego kręgosłupa,
- zaopatrzenie zarówno na prawą jak i lewą stronę.

ZASTOSOWANIE:

leczenie po zwichnięciach barku, plastyka lub uszkodzenie stożka rotatorów, artroskopia stawu ramiennego, podgłównikowe złamanie kości ramiennej, uszkodzenie typu Bankarta, pooperacyjna stabilizacja stawu barkowego, endoprotezoplastyka stawu barkowego.

Rozmiar	S	M	L
Wzrost (cm)	150 - 165	165 - 170	Powyżej 170

Qmed® CE

Temblak

4-ARM

nr kat. DRQG0A



CECHY PRODUKTU:

- miękki temblak, wykonany z włókniny polipropylenowej,
- temblak całkowicie ujmuje łokieć, przedramię i rękę,
- szeroka i długa taśma nośna z zapięciem na rzep zapewnia prawidłowe rozłożenie ciężaru kończyny oraz szybkie dopasowanie temblaka,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia, dysfunkcje i urazy wymagające podtrzymania, stabilizacji lub ograniczenia ruchomości w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej, podostre zespoły bólowe, stany zapalne i urazy tkanek miękkich, podtrzymanie opatrunków gipsowych, profilaktyka podwichnięć stawu ramiennego, barkowego przy porażeniach i niedowładach.

Rozmiar ustalamy na podstawie pomiaru przedramienia w centymetrach.

Rozmiar	S	M	L
Długość przedramienia (cm)	<30,0	31,0 - 40,0	>41,0

Qmed® CE

Temblak uniwersalny

nr kat. PHAG011



CECHY PRODUKTU:

temblak uniwersalny marki Qmed Pharma przeznaczony jest do podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej w przypadku konieczności utrzymania kończyny w jednej pozycji.

Temblak jest lekki i nie wywołuje uczucia dyskomfortu.

ZASTOSOWANIE:

- temblak podtrzymuje ramię w przypadku skręceń, złamań lub do odciążenia po zabiegach operacyjnych
- pomaga utrzymać ramię w neutralnej pozycji

Rozmiar	S	M	L	XL
Długość przedramienia (cm)	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40

Qmed+pharma CE

Stabilizator stawu łokciowego

nr kat. PHAF011

16



CECHY PRODUKTU:

stabilizator stawu łokciowego marki Qmed Pharma nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw łokciowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu łokciowego.

ZASTOSOWANIE:

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu łokciowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód stawu łokciowego (cm)	19 - 21	22 - 24	25 - 28	29 - 32

Qmed+pharma 

EPImedical

Orteza stawu łokciowego

z wkładkami silikonowymi

nr kat. MY 273101 - kolor srebrno-niebieski

nr kat. MY 273301 - kolor czarny




CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- dwie wkładki zapewniają optymalną kompresję tkanek miękkich okolicy stawu łokciowego i odciążenie przyczepów mięśniowych,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
- kolor: srebrno-niebieski, czarny.

ZASTOSOWANIE:

- stany zapalne również pochodzenia reumatoidalnego,
- łokieć golfisty i tenisisty,
- skręcenia,
- choroba zwyrodnieniowa stawu łokciowego.

Rozmiar	0	1	2	3	4	5	6
Obwód łokcia (cm)	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 31



MEYRA *medical* 



Elbow Safe

Orteza stawu łokciowego

nr kat. DRQF0G

CECHY PRODUKTU:


- tutor łokciowy wykonany z oddychającej, elastycznej dzianiny,
- peloty umiejscowione na wysokości nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej,
- regulacja siły docisku pelot za pomocą dodatkowej taśmy zapinanej na rzep,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny górnej,
- kolor: szaro-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

doleczanie po urazach stawu łokciowego, profilaktyka przeciążeń stawu łokciowego, doleczenie zapaleń nadkłykci kości ramiennej: bocznego (łokieć tenisisty), przyśrodkowego (łokieć golfisty), zespoły bólowe stawu łokciowego o różnej etiologii, stany zapalne tkanek miękkich i aparatu kostno-stawowego.



Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód poniżej stawu łokciowego ok. 5 cm	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32	32 - 34



MEYRA
medical



Orteza stawu łokciowego

nr kat. QEM061/62

CECHY PRODUKTU:

- aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10°),
- możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
- możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu leczenia,
- dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny,
- możliwość regulacji długości i obwodów,
- wersja prawa i lewa,
- kolor szary.

ZASTOSOWANIE:

leczenie, doleczenie i rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych, wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z kontrolą zakresu ruchu w stawie łokciowym.

Rozmiar uniwersalny

Długość aparatu od 34 cm do 43 cm



Qmed[®]

Silver Line



Elbow Rush

Orteza stawu łokciowego

nr kat. DRQ0F



CECHY PRODUKTU:

- aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10°),
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°
- możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
- możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu leczenia,
- dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny,
- możliwość regulacji długości i obwodów,
- możliwość zastosowania z uchwytem na dłoń
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie, doleczenie, rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z regulacją ruchów zgięcia i wyprostu w stawie łokciowym.

Rozmiar uniwersalny

Długość aparatu od 35 cm do 48 cm

Qmed® CE

Elbow Pro Elbow Pro Plus (z uchwytem na dłoń)

Orteza stawu łokciowego

nr kat. Elbow Pro: MQC3G

Elbow Pro Plus: MQC3H



CECHY PRODUKTU:

- aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10°),
- możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
- możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu leczenia,
- dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kooczyny,
- możliwość regulacji długości i obwodów,
- możliwość zastosowania z uchwytem na dłoń (wersja Elbow Pro Plus),
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie, doleczenie, rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z regulacją ruchów zgięcia i wyprostu w stawie łokciowym.

Rozmiar uniwersalny

Długość aparatu od 34 cm do 43 cm

MEYRA
medical CE





Stabilizator nadgarstka

nr kat. PHAF021

CECHY PRODUKTU:

stabilizator stawu nadgarstkowego marki Qmed Pharma nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw nadgarstkowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu nadgarstkowego.

ZASTOSOWANIE:

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu nadgarstkowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka (cm)	15 - 16	17 - 18	19 - 20	21 - 22



Qmed+pharma CE

Prohand

Orteza stawu nadgarstkowego

nr kat. DRQF0F


CECHY PRODUKTU:

- prosta konstrukcja,
- orteza wykonana z oddychającej, elastycznej dzianiny,
- zapięcie za pomocą rzepa,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

doleczanie po urazach stawu nadgarstkowego, profilaktyka przeciążeń nadgarstka, stany zapalne stawu nadgarstkowego, zespoły bólowe stawu nadgarstkowego o różnej etiologii, zmiany zwyrodnieniowe okolicy nadgarstka, ochrona stawu nadgarstkowego przed powtórными urazami przy powrocie do aktywności zawodowej i sportowej.

Rozmiar uniwersalny



MEYRA *medical* CE



RHIZOmedical

Orteza nadgarstka unieruchamiająca kciuk

nr kat. MY2763

24




CECHY PRODUKTU:

- dwie taśmy na rzepy na nadgarstku i kciuku,
- metalowa szyna dopasowana do kształtu kciuka,
- oddychający materiał,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy stawu śródręczno-paliczkowego,
- kciuk narciarza,
- zmiany zwyrodnieniowe także o podłożu reumatoidalnym stawu śródręcznego- paliczko-
wego kciuka,
- niestabilność stawu śródręczno-paliczkowego.

Rozmiar	1	2	3
Obwód nadgarstka (cm)	12,5 – 16	16 – 20	20 – 23



MEYRA
medical



MANUmeyra Comfort

Orteza nadgarstka

nr kat. MY2765




CECHY PRODUKTU:

- dopasowuje się do kształtu kończyny,
- oddychający materiał,
- bezuciskowe brzegi,
- przyjazna dla skóry,
- silikonowa wkładka na dystalnej części łokciowej,
- wewnętrzna dłoniowo plastikowa stalka dla lepszej stabilizacji,
- elastyczna taśma stabilizująca,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- stany zapalne okolicy nadgarstka,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- niestabilności stawu nadgarstkowego,
- skręcenia,
- zespół cieśni.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód nadgarstka (cm)	14 – 15	15 – 16	16 – 17	17 – 18	18 – 19	19 – 20



MEYRA
medical







VEOLIA



OVENTUS
Zdrowie i kapitał



MANUmedical

Orteza nadgarstka

nr kat. MY2762




CECHY PRODUKTU:

- orteza zapewnia stabilne ułożenie nadgarstka,
- możliwość regulacji za pomocą trzech zapiek na rzepy,
- stabilna, aluminiowa szyna, której kształt można dopasować,
- materiał przepuszczający powietrze,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- stany zapalne okolicy nadgarstka,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- reumatoidalne zapalenie stawu nadgarstkowego,
- niestabilności stawu nadgarstkowego,
- skręcenia,
- zespół cieśni.

Rozmiar	1	2	3	4
Obwód nadgarstka (cm)	13 – 16	16 – 19	19 – 22	22 – 25



MEYRA
medical



Manu Universal

Orteza nadgarstka z ujęciem kciuka

nr kat. DRQF3C



CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
- anatomicznie profilowana aluminiowa stalca wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- orteza zapewnia stabilizację kciuka dzięki dodatkowej uniwersalnej stalce z ujęciem kciukiem,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie do kończyny,
- miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania,
- zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazu (przeciążeń).

ROZMIAR:

Uniwersalny

Qmed®



Orteza na rękę i przedramię

nr. kat. Q41301

28



CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu , poliestru oraz lycry wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- konstrukcja zapewnia swobodne ruchy kciuka,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- wyjmowalna anatomicznie wyprofilowana stalka,
- zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
- kolor czarno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

zmiany zwyrodnieniowe i stany przeciążeniowe nadgarstka, zespoły bólowe lub stany zapalne w przebiegu uszkodzeń nadgarstka, ochrona nadgarstka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów (przeciążeń).

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka (cm)	13-15	15-18	18-20	20-22

Qmed® Silver Line CE

Versa Fit

Orteza na rękę i przedramię

nr kat. MQ2CE



CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
- anatomicznie profilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie,
- miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania,
- możliwość wyciągnięcia aluminiowych stalek,
- wyrób dostępny dla prawej i lewej kończyny górnej,
- kolor: niebiesko-czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów nadgarstka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów i/lub przeciążeń

Rozmiar	XS	STANDARD	XL
Obwód nadgarstka (cm)	<9	9-25	>22

MEYRA medical CE

Thumb Versa Fit

Orteza na rękę i przedramię (z ujęciem kciuka)

nr kat. MQ2C2



CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
- anatomicznie profilowana aluminiowa stalca wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- orteza zapewnia stabilizację kciuka dzięki specjalnie wyprofilowanej aluminiowej stalce,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie,
- miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania,
- możliwość wyciągnięcia aluminiowych stalek,
- wyrób dostępny dla prawej i lewej kończyny górnej,
- kolor: niebiesko-czarny.

ZASTOSOWANIE:

Leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportu lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstawania urazów i/lub przeciążeń.

Rozmiar	XS	STANDARD	XL
Obwód nadgarstka (cm)	<9	9-25	>22

MEYRA
medical



MANUmedical Plus

Orteza nadgarstka z ujęciem kciuka

nr kat. MY2761




CECHY PRODUKTU:

- orteza zapewnia stabilne ułożenie nadgarstka,
- możliwość regulacji za pomocą trzech zapiek na rzepy,
- stabilna, aluminiowa szyna, której kształt można dopasować,
- materiał przepuszczający powietrze,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy stawu siodełkowatego kciuka,
- stany zapalne okolicy nadgarstka,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- reumatoidalne zapalenie stawu nadgarstkowego,
- niestabilności stawu nadgarstkowego,
- skręcenia,
- zespół cieśni.

Rozmiar	1	2	3	4
Obwód nadgarstka (cm)	13 – 16	16 – 19	19 – 22	22 – 25



MEYRA
medical



Uni Hand

Szyna na dłoń i przedramię

nr kat. DRQF3D

30



CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja wyściełana miękką, hypoalergiczną dzianiną zapewniającą komfort użytkowania,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- wyjmowana, anatomicznie wyprofilowana stalka,
- zapinana przy pomocy taśm z rzepem,
- zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia nadgarstka, śródreżca, placów wymagające unieruchomienia, stabilizacji i obciążenia zaopatrywanego obszaru. Zabiegi chirurgiczne, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, uszkodzenia nerwów obwodowych oraz CUN (z porażeniem kończyny), reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów.

Rozmiar	S	M	L
Obwód nadgarstka (cm)	12,5 - 15,5	15,5 - 17,5	17,5 - 20,5
Szerokość dłoni (cm)	8	9	10

Qmed® CE

Szyna na dłoń i przedramię

z ujęciem kciuka

nr kat. Q42006



CECHY PRODUKTU:

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja lewa i prawa.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródreżczno-paliczkowych.

Rozmiar	XS	S	M	L
Szerokość ręki (cm)	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10

Qmed® Silver Line CE

WHOSP - F

Szyna na dłoń i przedramię

nr kat. DRQF0C



CECHY PRODUKTU:

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa bez ujęcia kciuka,
- możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postępami leczenia i usprawniania - dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA,
- konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja uniwersalna.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródręczno-paliczkowych.

Rozmiar	S	M	L
Szerokość ręki (cm)	6,5 - 8,0	8,0 - 9,5	Powyżej 9,5

Qmed® CE

WHOSP - FT

Szyna na dłoń i przedramię z ujęciem kciuka

nr kat. DRQF0D



CECHY PRODUKTU:

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka,
- możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postępami leczenia i usprawniania - dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA,
- konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja lewa i prawa.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródręczno-paliczkowych.

Rozmiar	S	M	L
Szerokość ręki (cm)	6,5 - 8,0	8,0 - 9,5	Powyżej 9,5

Qmed® CE

Aparat Stacka

nr kat. DRQF3A

CECHY PRODUKTU:

- lekka, higieniczna orteza palcowa ręki z szyną naparstkową do natychmiastowego zastosowania,
- skuteczna w terapii,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

unieruchomienie stawów międzypaliczkowych dalszych ręki, uszkodzenie prostownika palca, złamania awulsyjne, złamania kości paliczków dalszych.

Rozmiar	2	3	4	5	5,5	6	7
Obwód palca w stawie							
międzypaliczkowym	5,5-6,0	6,0-6,5	6,5-7,0	7,5-8,0	8,5-9,0	9,5-10,0	10,5-11,0
dalszym (cm)							



Qmed® CE



ORTEZY TUŁOWIA

Grupa ortez tułowia to zarówno zaopatrzenie odcinka piersiowego jak i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Należą do nich różnego rodzaju gorsety, mniej lub bardziej sztywne, odpowiednio wyprofilowane. Wyroby z tej grupy winny być stosowane w przebiegu ostrych lub przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego i piersiowo-lędźwiowego.

Pas brzuszny

nr kat.: DRQH6



CECHY PRODUKTU:

- pas został wykonany z elastycznej taśmy,
- zapinany przy pomocy rzepa,
- szeroki zakres obwodu w jednym rozmiarze,
- kolor: biały.

ZASTOSOWANIE:

ochrona i stabilizacja po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej i w okresie poporodowym.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122

Wysokość: 26 cm

Qmed® life ce

Pas brzuszny z otworem stomijnym

nr kat.: DRQH0T1FG



CECHY PRODUKTU:

- pas został wykonany z elastycznej taśmy,
- ze specjalnym otworem do stomi,
- zapinany przy pomocy rzepa,
- szeroka tabela rozmiarów,
- kolor: biały.

ZASTOSOWANIE:

- dla osób z przetoką jelita wytworzoną na brzuchu (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym) pas zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny w okolicy przetoki,
- przy już powstałych przepuklinach w okolicy przetoki,
- pas wzmacnia mięśnie brzucha podczas wysiłku fizycznego,
- pas można stosować w przypadkach różnego umiejscowienia przetoki.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha (cm)	<80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-140	>140

Wysokość: 24 cm

Qmed® life ce





Gorset lędźwiowo-krzyżowy

nr kat. PHAH011

38



CECHY PRODUKTU:

gorset lędźwiowo - krzyżowy marki Qmed Pharma efektywnie wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji stawów międzykręgowych, krążka międzykręgowego, przyczepów mięśniowych oraz więzadeł odcinka lędźwiowego i przejścia lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa

ZASTOSOWANIE:

- zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa o różnej etiologii (dyskopatie, spondylartozy, kręgozmyk),
- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w odcinku lędźwiowym,
- wzmożone napięcia mięśniowe przy dyskopatii.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	80 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130

Qmed+pharma 

Orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. QBE010



CECHY PRODUKTU:

- sznurówka została wykonana z elastycznych taśm,
- dwie taśmy dociągowe dają lepszą możliwość regulacji docisku grzbietowego z uwzględnieniem poziomu uszkodzenia,
- bierną stabilizację zapewniają metalowe stalki.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122

Wysokość: 24 cm

Qmed[®] Silver Line 

Spincare Flex III

Orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0B1FG



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- cztery półelastyczne stalki z tworzywa sztucznego zapewniające bierną stabilizację (możliwość wyjęcia stałek do prania),
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurologicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód pasa (cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122	120 - 135

Wysokość: 27 cm

Qmed® CE

Spinactive

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg. Wiliamsa

nr kat. DRQH0A



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- cztery półelastyczne stalki z tworzywa sztucznego oraz dodatkowo stalki wymienne (2szt. PCV i 2szt. metalowe),
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- system wyczepialnych taśm dodatkowych, umożliwiających regulację docisku grzbietowego (siły oraz miejsca przyłożenia),
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

ostre i podostre bóle lędźwiowe, dyskopatia, rwa kulszowa, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe, stabilizacja okolicy lędźwiowej po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, zaburzenia napięcia mięśniowego powłok brzusznych (interwencja chirurgiczna, zagrożenie przepuklinami).

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

Wysokość: 25,5 cm

Qmed® CE

Spinactive - LS II

Orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0K

40



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- cztery metalowe, profilowane stalki zapewniające bierną stabilizację,
- taśmy dociągowe umożliwiające regulację i kierunek siły docisku,
- kolor szaro-czarny.

ZASTOSOWANIE:

ostre i podostre bóle lędźwiowe, dyskopatia, rwa kulszowa, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe, stabilizacja okolicy lędźwiowej po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, zaburzenia napięcia mięśniowego powłok brzusznych (interwencja chirurgiczna, zagrożenie przepuklinami).

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

Wysokość: 25,5 cm

Qmed® CE

Spincare Frame

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa

nr kat. DRQH0I



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznej dzianiny,
- materiał umożliwia odprowadzanie wilgoci i ciepła z miejsca przylegania,
- bierną stabilizację zapewniają cztery metalowe, profilowane stalki,
- szlufki ułatwiające zapięcie,
- kolor szaro-biały.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowo-krzyżowego (LS), dyskopatie, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa okolicy L-S z zespołem bólowym, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, niestabilność obszaru L-S.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120

Wysokość: 26 cm

Qmed® CE

LUMBOmedical

Orteza lędźwiowo-krzyżowa z wkładką masującą-stabilizującą

nr kat. MY274101



CECHY PRODUKTU:


- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa z szlufkami,
- wkładka zapewnia efekt masażu mięśni okolicy lędźwiowo-krzyżowej i redukuje ból,
- kolor: srebrno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

- bóle okolicy lędźwiowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód talii (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130

MEYRA
medical



LUMBOmedical Comfort

Orteza lędźwiowo-krzyżowa z wkładką masującą-stabilizującą

nr kat. MY274201



CECHY PRODUKTU:


- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- podkładka krzyżowa przynosi ulgę i masuje okoliczne mięśnie,
- wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa z szlufkami,
- kolor: srebrno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

- bóle okolicy lędźwiowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód talii (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130

MEYRA
medical



LUMBOmedical PRO

Orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. MY 274301

42




CECHY PRODUKTU:

- materiał dopasowuje się do anatomicznych kształtów i zapewnia wysoki komfort noszenia,
- wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa z szlufkami,
- 4 stalki zapewniające stabilizację odcinka LS,
- kolor: srebrno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

- bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód talii (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130



MEYRA
medical



LUMBOmedical Light

Orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. MY274401




CECHY PRODUKTU:

- elastyczna, przepuszczająca powietrze tkanina,
- zapięcie za pomocą rzepa z szlufkami,
- dodatkowe taśmy dociągowe,
- 4 stabilizujące stalki w części lędźwiowej,
- regulowane, elastyczne zapinanie,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód talii (cm)	64 – 72	72 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120



MEYRA
medical



Premium S

Gorset lędźwiowo-krzyżowy

nr kat. DRQH0R



CECHY PRODUKTU:

- sznurówka wykonana z miękkiej, elastycznej, oddychającej i hipoalergicznnej dzianiny,
- dwie półsztywne stalki z tworzywa oraz dwie fiszbiny w części grzbietowej oraz dwie fiszbiny w części brzusznej (umieszczone na pasach dociągowych zapewniają zewnętrzną stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego),
- dodatkowe taśmy dociągowe dają możliwość regulacji docisku grzbietowego z uwzględnieniem poziomu uszkodzenia oraz kontroli kierunku działania dynamicznej korekty postawy,
- posiada wymienne stalki (półsztywne PCV 2 szt. lub profilowane metalowe 2 szt.),
- kolor jasnoszary.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 135

Wysokość: 29 cm

Qmed®

Spincare PIN

Orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. QBE23020



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z miękkiej i przewiewnej dzianiny dystansowej o podwójnej strukturze,
- intuicyjny system dociągowy zapewniający indywidualną siłę kompresji w zależności od wymagań pacjenta,
- poliamidowa linka dociągowa wytrzymuje siłę rozciągającą o wartości nie przekraczającej 16 kg,
- szeroki wybór rozmiarów,
- kolor czarny,
- wysokość 24 cm.

ZASTOSOWANIE:

przepuklina odcinka lędźwiowego kręgosłupa, stabilizacja odcinka lędźwiowego w przypadku niestabilności segmentarnej, profilaktyka ponownych urazów, przewlekłe dolegliwości bólowe o różnej etiologii, intuicyjna i niezwykle prosta konstrukcja zapewnia optymalne dopasowanie siły kompresji.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód talii (cm)	56-71	69-84	81-96	94-109	107-122	120-135

Qmed® Silver Line

Spincare Flex

Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0B1AA

44



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- dynamiczna kontrola zakresu ruchu,
- bierną stabilizację zapewnia pięć półelastycznych, wykonanych z tworzywa stałego (stalki wszyto asymetrycznie),
- pełne dopasowanie anatomiczne,
- doskonała przepuszczalność powietrza i wilgoci,
- możliwość regulacji wysokości i siły stabilizacji odcinka T-L-S,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe bóle lędźwiowe, dyskopatia, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, stenozę kanału kręgowego.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

Wysokość: 31 cm

Qmed® CE

Spincare Flex II

Wysoka sznurówka

piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0B



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- w części grzbietowej zastosowano dzianinę dystansową, a także dwie dodatkowe taśmy skośne,
- możliwość kontroli siły docisku za pomocą systemu taśm dociągowych,
- bierną stabilizację zapewnią cztery półelastyczne stalki,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

Wysokość: 31 cm

Qmed® CE

Gorset Premium

Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0U



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznej pianki laminowanej z jednej strony dzianiną siatkową z miękkich włókien poliamidowych oraz z drugiej strony dzianiną bawełnianą,
- elastyczny materiał nie ogranicza konwekcyjnego odprowadzania ciepła, odprowadza wilgoć z powierzchni skóry,
- dwie profilowane aluminiowe stalki pozwalają na ograniczenie ruchomości i odciążenie elementów mięśniowo-więzadłowych oraz na idealne dopasowanie się ortezy do pacjenta,
- zastosowanie czterech tworzywowych fiszbin w części brzusznej i grzbietowej wspomaga stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- system taśm dociągowych zapewnia możliwość regulacji siły stabilizacji,
- może być stosowany jako sznürówka lędźwiowo-krzyżowa, w tym celu posiada wymienne fiszbiny tworzywowe, kolor jasnoszary.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy piersiowo lędźwiowo krzyżowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka piersiowo- lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	85 – 95	95 – 105	105 – 115	115 – 125	125 – 135
Wysokość (cm)	33	33	35	35	35

Qmed® **CE**

Spincare Rigid II

Sznürówka wysoka

nr kat. DRQH0J



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznej, rozciągliwej dzianiny, materiał ten posiada zdolność odprowadzania wilgoci z powierzchni skóry i nie utrudnia oddawania nadmiaru ciepła w miejscu przylegania ortezy,
- bierną stabilizację tułowia zapewniają cztery metalowe, profilowane stalki,
- fiszbiny umieszczone po bokach tułowia zapewniają stabilizację boczną,
- regulację kierunku i siły docisku umożliwiają dodatkowe elastyczne taśmy dociągowe,
- kolor szaro-czarny.

ZASTOSOWANIE:

zapobieganie i leczenie zespołów bólowych obszaru piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego (rozłożenie stref nacisku na grzbietowej powierzchni kręgosłupa), choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, podtrzymanie ściany brzucha przy opuszczaniu trzewi, kontrola ruchomości odcinka TLS.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 115

Wysokość: do rozm. 3: 33 cm, od rozm. 4: 35 cm

Qmed® **CE**



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

Spincare High

Sznurówka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0N

46



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- dwie wysokie, metalowe stalki, dwie wykonane z tworzywa oraz fiszbiny,
- pełne dopasowanie anatomiczne,
- taśmy dociągowe - regulacja siły stabilizacji,
- dodatkowe szelki wspomagające stabilizację odcinka piersiowego oraz korekcję postawy,
- bardzo dobra przepuszczalność powietrza i wilgoci,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowego, dyskopatie - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stenoza kanału kręgowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, w trakcie leczenia czynnościowego, hiperkifoza, choroba Scheuermanna, osteoporoza, wady postawy (okrągłe plecy).

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód pasa (cm)	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130	130 - 140

Wysokość korpusu: 30 cm, wysokość całości: 54 cm

Qmed® CE

Spincare High Plus

Sznurówka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0P



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- składa się z dwóch części: sznurówki lędźwiowo-krzyżowej oraz prostotrzemczaka (dopinany przy pomocy rzepów),
- w części lędźwiowo-krzyżowej znajdują się dwie metalowe, profilowane stalki, dwie półelastyczne stalki oraz dwie fiszbiny, w części prostotrzemczaka znajdują się dwie możliwe do profilowania stalki,
- miękkie wyściełanie dołu pachowego zapobiegające otarciom i podrażnieniom,
- trzy taśmy dociągowe umożliwiające regulację siły docisku,
- możliwość stosowania w dwóch wariantach: samej sznurówki lub wraz z prostotrzemczaczem.
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowego, dyskopatie, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stenoza kanału kręgowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, hiperkifoza piersiowa, choroba Scheuermanna, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), osteoporoza, osłabienie mięśni brzucha, wady postawy (okrągłe plecy).

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód pasa (cm)	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130	130 - 140

Wysokość korpusu: 31 cm

Wysokość z prostotrzemczaczem: 54 cm

Qmed® CE

Premium TLS

Wysoka orteza kręgową

nr kat. DRQH05



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznej pianki laminowanej z jednej strony dzianiną siatkową z miękkich włókien poliamidowych oraz z drugiej strony dzianiną bawełnianą,
- elastyczny materiał nie ogranicza konwekcyjnego odprowadzania ciepła, odprowadza wilgoć z powierzchni skóry,
- cztery elastyczne stalki w części grzbietowej pozwalają na ograniczenie ruchomości i odciążenie elementów mięśniowo-więzadłowych oraz na idealne dopasowanie się ortezy do pacjenta,
- dwie dodatkowe elastyczne stalki w części LS wzmacniają siłę stabilizacji tego odcinka,
- zastosowanie czterech tworzywowych fiszbin w części brzusznej wspomaga stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- dodatkowe taśmy naramienne wspomagają korekcję i utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
- system taśm dociągowych zapewnia możliwość regulacji siły stabilizacji,
- kolor jasnoszary.

ZASTOSOWANIE:

wielopoziomowa dyskopatia, niestabilność kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa z zespołami bólowymi, dolegliwości bólowe w obszarze TLS o różnej etiologii, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, doleczenie pogorsetowe.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 135

Wysokość: 51 cm





Gorset ortopedyczny HX-3

typu Jewetta

nr kat. DRQB0D,

nr kat. DRQB0C - pelota w kształcie litery V



CECHY PRODUKTU:

- lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyściełanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiające regulację jej docisku grzbietowego,
- gorset dostępny w wersji z pelotą V.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6-L-S) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja odcinka T6-L-S po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

Rozmiar	S	M	L
Wysokość od rękocyści mostka do spojenia łonowego (cm)	37,0 - 44,0	41,0 - 48,0	45,0 - 52,0

Qmed® CE

Gorset ortopedyczny HX-3

typu Jewetta z uchylną ramą

nr kat. DRQ0B



CECHY PRODUKTU:

- lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyściełanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiające regulację jej docisku grzbietowego,
- przystosowany do pozycji siedzącej (powyżej 90° zgięcia w stawach biodrowych).

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6-L-S) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja odcinka T6-L-S po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

Rozmiar	S	M	L
Wysokość od rękocyści mostka do spojenia łonowego (cm)	37,0 - 44,0	41,0 - 48,0	45,0 - 52,0

Qmed® CE

Prostotrzymacz ósemkowy

nr kat. QSM00091

50



CECHY PRODUKTU:

- wykonany z taśm z dzianiny welurowej laminowanej pianką,
- konstrukcja ortezy posiada duże możliwości regulacyjne, co pozwala na korekcję wad postawy u osób w różnym wieku.

ZASTOSOWANIE:

urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa, hyperkifoza piersiowa.

Rozmiar uniwersalny

Qmed® Silver Line CE

Spincare Extensor

Prostotrzymacz

nr kat. DRQH0L



CECHY PRODUKTU:

- wykonany z elastycznych taśm,
- cztery półelastyczne stalki zapewniające stabilizację,
- materiał umożliwia odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- zaopatrzone w peloty chroniące doły pachowe.

ZASTOSOWANIE:

urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa, hiperkifoza piersiowa.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód klatki piersiowej (cm)	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100

Qmed® CE



ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

Grupa ortez kończyn dolnych, które w zależności od typu doskonale stabilizują, unieruchamiają lub zabezpieczają stawy kolanowy lub skokowy. To sprzęt o szerokim zakresie zastosowania – od prostych ortez uciskowych do skomplikowanych aparatów pooperacyjnych z regulacją kąta zgięcia.

Orteza stabilizująca rzepekę

nr kat. QKN00091



CECHY PRODUKTU:

- opaska wykonana z miękkiej dzianiny,
- zawiera silikonową wkładkę wywierającą miejscowy nacisk na więzadło własne rzepek,
- regulowana taśma pozwala na dopasowanie obwodowe ortezy oraz aplikacje właściwej kompresji.

ZASTOSOWANIE:

zespół rzepkowo-udowy, zapalenie więzadła rzepek, zapalenia przyczepu więzadła do szczytu rzepek, choroba Osgood-schlattera, kolano skoczka.

Rozmiar uniwersalny

53

Qmed[®] Silver Line CE

Stabilizator stawu kolanowego

nr kat. PHAI021



CECHY PRODUKTU:

stabilizator stawu kolanowego marki Qmed Pharma nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw kolanowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu kolanowego.

ZASTOSOWANIE:

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód stawu kolanowego (cm)	27 - 33	30 - 38	39 - 45	46 - 49

Qmed+pharma CE





Orteza stawu kolanowego

nr kat. DRQI5B

CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się z tutora wykonanego z wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny,
- pierścień otaczający rzepkę ogranicza jej boczną ruchomość przy zachowaniu pełnej amplitudy ruchów stawu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.

ZASTOSOWANIE:

profilaktyka zespołów przeciążeniowych stawu kolanowego, zespoły bólowe stawu kolanowego o różnej etiologii, stany zapalne stawu kolanowego (również przebiegające z obrzękiem), stabilizacja i odciążenie struktur mięśniowo-więzadłowych w przypadku zmian zwyrodnieniowych, ochrona stawu podczas aktywności sportowych i zawodowych, odciążenie oraz stabilizacja rzepki.



Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód stawu kolanowego na wysokości środka rzepki (cm)	33 - 36	36 - 38	38 - 41	41 - 43

Qmed® 3D Line **CE**

GENUmeyra

Orteza stawu kolanowego


Nr kat. MY 2711 - kolor srebrno-niebieski
MY 2714 - kolor czarny

CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- silikonowe ujęcie rzepki zapewniające jej odciążenie i stabilizację boczną,
- boczne sprężyste elementy zapewniają większe bezpieczeństwo,
- bezciskowe krawędzie,
- fiszbiny wspomagające boczną stabilizację stawu,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
- kolor: niebiesko-srebrny, czarny.

ZASTOSOWANIE:

- stany zapalne różnego pochodzenia,
- obrzęki i wysięki stawu kolanowego,
- lekkie niestabilności,
- gonartroza,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego okolicy stawu kolanowego,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.



MEYRA *medical* **CE**

Rozmiar	0	1	2	3	4	5	6	7	3 XL	4 XL	5 XL	6 XL	7 XL
Obwód łydki (cm)	25 - 28	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49
Obwód uda (cm)	35 - 38	38 - 41	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	53 - 56	56 - 59	47 - 50	50 - 53	53 - 56	56 - 59	59 - 62

Motive

Orteza stawu kolanowego otwarta

nr kat. DRQIOC



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego wykonana z nowoczesnej dzianiny dystansowej AIR-X (elastyczna, oddychająca),
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu wyprostu: 0°, 20°, 30°, 40° i zgięcia: 45°, 60°, 75°, 90°,
- wycięcie na rzepkę wykończone lamówką,
- zamknięty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki, zapobiegają one także przed przeprostem,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód uda* (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

Długość ortezy 32,5 cm

Qmed® **CE**

Reflex

Orteza stabilizująca stawu kolanowego

nr kat.: Wersja otwarta: MQB3K

Wersja zamknięta: MQB3M



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z oddychającego materiału, o strukturze przestrzennej (dystansowej),
- materiał odprowadza wilgoć, dzięki czemu poprawia komfort użytkowania,
- szyny boczne umożliwiają doksztaltowanie do anatomicznych kształtów kończyny co wpływa na poprawę kontroli ruchu i wygodę użytkowania,
- wyjmowane taśmy umożliwiają aplikację z prawej i lewej strony, a umiejscowione na nich oznaczenia zapewniają pacjentom ich prawidłowe zapięcie,
- delikatny, nie marszczący się materiał o specjalnym naprężeniu zapobiega podrażnieniom i uciskom w dole podkolanowym,
- dla wszystkich wersji zamkniętych występuje dodatkowo pierścień stabilizujący rzepkę,
- wersja otwarta i zamknięta,
- długość ortezy 31 cm.

ZASTOSOWANIE:

łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL**
Obwód uda* (cm)	30 - 36	36 - 44	44 - 50	50 - 57	57 - 64	64 - 72	72 - 78

* pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki

** dotyczy ortezy otwartej

MEYRA *medical* **CE**

Orteza stawu kolanowego stabilizująca

typ: bez regulacji kąta zgięcia

nr kat. QKN01021, QKN01031, QKN01041, QKN01051

CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej neoprenem,
- boczną stabilizację stawu zapewniają policentryczne stalki,
- system taśm dociągowych umożliwia regulację siły docisku,
- otwór na rzepkę oraz odkryty dół podkolanowy zapewniający swobodny ruch zgięcia stawu.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe o względnie niewielkim nasileniu o różnej etiologii, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego, urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu, wspomaganie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód uda (cm)	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53

Doboru rozmiaru dokonuje się na podstawie pomiaru obwodu uda (w cm) 15 cm powyżej środka rzepki.

Długość ortezy 31 cm



Qmed® Silver Line CE

Orteza stawu kolanowego stabilizująca

typ: z regulacją kąta zgięcia

nr kat. QKN04020, QKN04030, QKN04040, QKN04050

CECHY PRODUKTU:

- wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej neoprenem,
- zegar daje możliwość blokady zgięcia i wyprostu w kątach 15°, 30°, 60°, 90°,
- boczną stabilizację stawu zapewniają stalki z policentrycznymi zamkami dającymi możliwość podwójnego ograniczenia kąta zgięcia i wyprostu,
- system taśm dociągowych umożliwia regulację siły docisku,
- otwór na rzepkę oraz odkryty dół podkolanowy zapewniający swobodny ruch zgięcia stawu.

WSKAZANIA:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe o względnie niewielkim nasileniu o różnej etiologii, leczenie czynnościowe urazów stawu kolanowego wymagające ograniczenia zakresu ruchu, urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu, wspomaganie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód uda* (cm)	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

Długość ortezy 31 cm



Qmed® Silver Line CE

S-move

Orteza stawu kolanowego otwarta

nr kat. DRQI01



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z nowoczesnej, wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny AirX z wykończeniem „moisture management” - szybko schnąca, odprowadzająca wilgoć, nie tracąca właściwości po praniu,
- korpus dzianinowy profilowany anatomicznie do kształtu kończyny z uwzględnieniem fizjologicznej pozycji rzepki,
- otwarta konstrukcja korpusu zapewnia łatwe i szybkie zakładanie, a także możliwość regulacji obwodowej,
- boczną stabilizację stawu zapewniają dwie aluminiowe stalki,
- czteroosiowy opatentowany zegar pozwala na ograniczenie zakresu ruchu w wybranym terapeutycznym, zakresie wyprostu: 10°, 20°, 30°, zgięcia: 45°, 60°, 90° oraz unieruchomienia w 0°,
- dodatkowe taśmy stabilizujące o przeciwnym przebiegu zapewniają właściwe umiejscowienie stałek oraz zapobiegają przemieszczaniu i obracaniu się ortezy względem kończyny,

59

ZASTOSOWANIE:

przeciążenia i mikrourazy aparatu mięśniowo-więzadłowego, dolegliwości bólowe w obrębie stawu kolanowego różnej etiologii, zmiany zwyrodnieniowe, niestabilności bocznej stawu kolanowego różnej etiologii, doleczenie uszkodzeń więzadeł pobocznych stawu kolanowego.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód uda* (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60

* obwód mierzony 15 cm powyżej środka rzepki

Długość ortezy 34,5 cm

Qmed® CE

S-move

Orteza stawu kolanowego zamknięta

nr kat. DRQI0D



CECHY PRODUKTU:

- orteza została wykonana z nowoczesnej, wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny AirX,
- boczną stabilizację stawu zapewniają policentryczne stalki,
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 10°, 20°, 30° i zgięcia 45°, 60°, 90° oraz unieruchomienia 0°,
- dwie dodatkowe taśmy stabilizujące pozwalają na regulację siły kompresji,
- orteza posiada wyprofilowany otwór na rzepkę, który zapewnia jej boczną stabilizację oraz odciążenie stawu rzepkowo-udowego.

ZASTOSOWANIE:

podostre, przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód uda* (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60

* obwód mierzony 15 cm powyżej środka rzepki

Długość ortezy 35,5 cm

Qmed® CE





Motive Plus

Orteza długa stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia
nr kat. DRQ10S

62



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego wykonana z nowoczesnej dzianiny dystansowej AIR-X (elastyczna, oddychająca),
- wycięcie na rzepkę wykooczone lamówką,
- zamknięty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki, zapobiegają one także przed przeprostem,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- kolor czarny,
- długość 40 cm.

ZASTOSOWANIE:

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód uda* (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

Qmed® CE

Reflex Long

Orteza stabilizująca stawu kolanowego

nr kat.: Wersja otwarta: MQB3N

Wersja zamknięta: MQB3O



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z oddychającego materiału, o strukturze przestrzennej (dystansowej),
- materiał odprowadza wilgoć, dzięki czemu poprawia komfort użytkowania,
- szyny boczne umożliwiają dokształtowanie do anatomicznych kształtów kończyny co wpływa na poprawę kontroli ruchu i wygodę użytkowania,
- wyjmowane taśmy umożliwiają aplikację z prawej i lewej strony, a umiejscowione na nich oznaczenia zapewniają pacjentom ich prawidłowe zapięcie,
- delikatny, nie marszczący się materiał o specjalnym naprężeniu zapobiega podrażnieniom i uciskom w dole podkolanowym,
- dla wszystkich wersji zamkniętych występuje dodatkowo pierścień stabilizujący rzepkę,
- wersja otwarta i zamknięta,
- długość ortezy 40 cm.

ZASTOSOWANIE:

łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL**
Obwód uda* (cm)	30 - 36	36 - 44	44 - 50	50 - 57	57 - 64	64 - 72	72 - 78

* pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki

** dotyczy ortezy otwartej

MEYRA *medical* CE

GENUmeyra IMS

Orteza unieruchamiająca staw kolanowy

Nr kat. 271201



CECHY PRODUKTU:

- wyściółka z miękkimi brzegami,
- wzmocnienia o anatomicznym kształcie,
- proste i stabilne zapięcia na rzepy,
- zdejmowalna podkładka dla dołu podkolanowego,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
- kolor: granatowy.

ZASTOSOWANIE:

- pooperacyjne i pourazowe unieruchomienie stawu kolanowego.

Rozmiar	0	1	2	...
Długość (cm)	40	48	58	

MEYRA
medical



Aparat na goleń i udo

nr kat. QKM010



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z welurowej dzianiny poliamidowej,
- wewnątrz ortezy wyścielane jest miękką dzianiną frotte,
- trzy stalki (jedna z tyłu i dwie symetrycznie z boków stawu),
- dzięki systemowi taśm dociągowych oraz możliwości przepinania stulek bocznych orteza daje duże możliwości regulacji obwodu oraz idealnego dopasowania do kształtu kończyny,
- orteza posiada wyprofilowany otwór na rzepkę.

ZASTOSOWANIE:

stany wymagające unieruchomienia stawu kolanowego po zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	...
Obwód uda* (cm)	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	>53	

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

UWAGA! Produkt występuje w trzech długościach: 45, 50 i 56 cm.

Qmed[®]

Silver Line



Orteza pooperacyjna stawu kolanowego z zegarem

64

nr kat. QKM06090



CECHY PRODUKTU:

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiegająca otarciom i odparzeniom skóry,
- cztery taśmy stabilizujące, samoprzyczepne,
- łatwy w obsłudze zamek, możliwość ograniczenia kąta zgięcia/wyprostu (zgięcia 0°-120° co 10°, wyprostu 0-90° co 10°),
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.

WSKAZANIA:

stany wymagające unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu w stawie kolanowym po zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.

Rozmiar uniwersalny

Regulacja długości od 49,5 do 62 cm

Qmed® Silver Line CE

Orteza stawu kolanowego obejmująca goleń i udo

Z regulacją ruchomości

numer katalogowy: DRQI3S



CECHY PRODUKTU:

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiegająca otarciom i odparzeniom skóry,
- cztery taśmy stabilizujące samoprzyczepne,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne
- ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- płaska konstrukcja zamka,
- możliwość zablokowania zamka w 0°, 15°, 30°, 45°,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.

ZASTOSOWANIE:

stany wymagające unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu w stawie kolanowym po zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.

Długość ortezy od 56 do 72 cm

Qmed® CE

Rush

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego (Aparat na goleń i udo)

nr kat. DRQ10N



CECHY PRODUKTU:

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- pięć samoprzyczepnych niezależnie regulowanych taśm stabilizujących w tym pas podrzepkowy,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia: od 0° do 120°, co 10° i wyprostu: od -10° do 90° co 10°,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
- panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
- możliwość podpięcia opaski chłodzącej do konstrukcji zegara,
- miękkie wyściełanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- waga ortezy nie przekracza 800 g,
- regulacja długości w przedziale: 48 – 61 cm (udo: 22 – 28 cm, goleń: 26 – 33 cm).

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i dołączenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar uniwersalny



Qmed® CE



Compact Pro

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego
(Aparat na goleń i udo)

nr kat. OV51600

66



CECHY PRODUKTU:

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- cztery samoprzyczepne niezależnie regulowane taśmy stabilizujące,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcia: od 0° do 120°, wyprostu: od 0° do 90°,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°,
- płaska konstrukcja zegara
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
- panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
- miękkie wyściełanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- regulacja długości w przedziale: 49 – 66cm.

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i dołączenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagające kontroli zakresu ruchu.

ROZMIAR:

Uniwersalny

MEYRA
medical



Follow

Orteza stawu kolanowego z regulacją zakresu
ruchomości

nr kat. DRQ10E



CECHY PRODUKTU:

- specjalnie wyprofilowana lekka konstrukcja,
- rama wykonana z aluminium o podwyższonej wytrzymałości stosowanej w przemyśle lotniczym,
- opatentowany czteroosiowy zegar odzwierciedlający fizjologiczny ruch stawu kolanowego (toczenia i poślizgu),
- czteropunktowy system podparcia,
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 10°, 20°, 30° i zgięcia 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 110° oraz unieruchomienia w 0°,
- ruchome uchwyty pasów,
- orteza wykonana z materiałów nierdzewnych, odpornych na substancje takie jak: woda, chlor, sól, niska temperatura,
- wersja na prawą i lewą nogę.

ZASTOSOWANIE:

orteza przeznaczona dla osób z niestabilnością stawu kolanowego różnej etiologii, stosowana w przypadku uszkodzeń więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, pomaga w procesie rehabilitacji po zabiegu i powrocie do pełnej sprawności.

Rozmiar	Obwód uda* (cm)	Obwód kolana (cm)	Obwód łydki** (cm)
XS	33 - 39	30 - 33	25 - 30
S	39 - 47	33 - 35	30 - 35
M	47 - 53	35 - 38	35 - 40
L	53 - 59	38 - 43	40 - 47
XL	59 - 67	43 - 48	47 - 50

* mierzony 15 cm powyżej środka rzepki, ** mierzony 15 cm poniżej środka rzepki

Qmed[®]



Game Changer

Orteza OA

nr kat. lewa - OV 49001

prawa - OV 49002



CECHY PRODUKTU:

- lekka, perforowana, elastyczna rama,
- podkładki z nowoczesnej dzianiny zapewniające stabilne umiejscowienie ortezy (system antymigracyjny dzięki poduszkom z silikonem),
- system jednorazowego dopasowywania taśm stabilizujących, wygodne w użytkowaniu zapięcia,
- powtarzalny, łatwo mierzalny system aplikacji siły korygującej,
- płaski, lekki zamek z blokadą przeprostu,
- wersja na prawą i lewą kończynę.

ZASTOSOWANIE:

jednoprzędziałowe zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego, doleczenie pooperacyjne lub okres rehabilitacji wymagający jednoprzędziałowego odciążenia stawu, korekcja osi stawu i jego stabilizacja, wskazany dla pacjentów podejmujących aktywności o małej i średniej intensywności.

ROZMIAR:

Uniwersalny



Ovation Medical®



First

Orteza stabilizująco-korygująca stawu kolanowego

nr kat. DRQI5A



CECHY PRODUKTU:

- anatomicznie wyprofilowana, niezwykle lekka rama aluminiowa,
- policentryczny zamek dający możliwość podwójnego ograniczenia zakresu kątownego ruchu zgięcia 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, wyprostu 0°, 10°, 20°, 30°, 40° oraz unieruchomienia w 0°,
- taśmy stabilizujące zapewniające właściwe umiejscowienie oraz skuteczność działania ortezy,
- przepuszczające powietrze podkładki kłykciowe (pod zegarem) zapewniające komfort użytkowania - zapobiegające podrażnieniom skóry i otarciom,
- w zestawie wymienne elementy wyściółki,
- orteza w wersji na prawą i lewą kończynę.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja po urazach ACL, PCL, MCL, LCL, ochrona stawu kolanowego podczas pourazowego powrotu do aktywności sportowej, doleczenie po zabiegach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego.

Rozmiar	XS	S	M	L
Obwód uda* (cm)	33 - 39	39 - 47	47 - 53	53 - 60

* pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzęпки

Długość ortezy dla rozm. XS, S - 35 cm, dla rozm. M i L - 36 cm







Orteza typu KAFO

Aparat szynowo-opaskowy na kończynę dolną

nr kat. DRQI5D

70



CECHY PRODUKTU:

- cztery taśmy stabilizujące samoprzyczepne,
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiega otarciom i odparzeniom skóry,
- element stabilizujący stopę wykonany z aluminium i pianki EVA,
- możliwość regulacji wysokości elementu stabilizującego stopę,
- dwuszynowa boczna stabilizacja wykonana ze stopów aluminium,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcie:
- 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- płaska konstrukcja zamka 0°, 15°, 30°, 45°,
- możliwość wsunięcia elementu stabilizującego stopę w but.

ZASTOSOWANIE:

stany po zabiegach operacyjnych stawu kolanowego z koniecznością wyłączenia ruchów stawu skokowego dla lepszego efektu stabilizacyjnego, urazy bądź stany chorobowe stawu kolanowego pochodzenia neurologicznego bądź ortopedycznego wymagające jego stabilizacji, unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu połączone z niedowładem stopy.

TABELA ROZMIARÓW:

Rozmiar uniwersalny


Długość ortezi od 56 do 72 cm (A)

Element stabilizujący stopę od 13,5 do 16 cm (B)

Długość ortezi z elementem stabilizującym stopę od 69,5 do 88 cm (C)

Długość elementu unieruchamiającego stopę (D)

Rozmiar	cm	Długość stopy (cm)
S	16	< 22
M	17,5	22 - 25
L	19	> 25



Orteza stawu biodrowego

nr kat. DRQI0B



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się z elastycznej taśmy obejmującej biodra oraz taśmy udowej wykonanej z dzianiny poliamidowej, zakończonej rzepem,
- pomiędzy taśmami znajduje się pelota biodrowa wykonana z pianki poliuretanowej laminowanej dzianiną welurową,
- dodatkowo orteza posiada dopinane usztywnienie wykonane z folii pentapro obszytej dzianiną welurową,
- dzięki swojej konstrukcji orteza zapewnia stabilizację stawu biodrowego, jego kontrolowany ruch oraz kompresję tkanek miękkich w obrębie biodra i górnej części uda,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

orteza wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji stawu biodrowego poprzez zapewnienie kontroli zakresu ruchów oraz kompresję tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego. Pooperacyjna kompresja biodra po zespoleńiach złamań międzykrętarzowych, pooperacyjna kompresja biodra po osteotomiach międzykrętarzowych oraz endoprotezoplastyce, zmiany przeciążeniowe stawu biodrowego, zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego, zespoły bólowe stawu biodrowego różnej etiologii.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód biodra (cm)	75 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 140

Stabilizator stawu skokowego

nr kat. PHAI011



CECHY PRODUKTU:

stabilizator stawu skokowego marki Qmed Pharma nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw skokowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu skokowego.

ZASTOSOWANIE:

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu skokowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód stawu skokowego (cm)	19 - 21	22 - 24	25 - 27	28 - 30

Qmed+pharma CE

ACHILLOmedical

Stabilizator stawu skokowego

Nr kat. MY 2721 - kolor srebrno-niebieski

MY 2723 - kolor czarny




CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie to kształtu ciała,
- boczne silikonowe wkładki odciążające ścięgno Achillesa,
- silikonowy podpiętek redukujący napięcie ścięgna,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: srebrno-niebieski, czarny.

ZASTOSOWANIE:

- pourazowe i pooperacyjne stany zapalne ścięgna Achillesa,
- przeciążenia ścięgna Achillesa.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód kostki (cm)	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27



MEYRA medical CE





MALLEOmedical

Stabilizator stawu skokowego

Nr kat. MY 2722 - kolor srebrno-niebieski

MY 2724 - kolor czarny


CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- boczne silikonowe wkładki zapewniają optymalną kompresję,
- elastyczne brzozy bezuciskowe,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: niebiesko-srebrny, czarny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy i osłabienie więzadeł,
- choroba zwyrodnieniowa stawów i skręcenia,
- profilaktyka przeciążeń stawu skokowego.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód kostki (cm)	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29



MEYRA
medical



AFO - Soft

Orteza stawu skokowego

nr kat. DRQI0H

CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego, wykonana z dzianiny dystansowej AIR-X charakteryzującej się bardzo dobrą przepuszczalnością powietrza i wilgoci,
- „strefy komfortu” umieszczone w miejscach wrażliwych w celu zabezpieczenia przed otarciami oraz lepszej stabilizacji,
- zapinana na rzepy,
- dodatkowa elastyczna taśma umożliwiająca regulację siły stabilizacji oraz ustawienie stopy w zgięciu grzbietowym,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego.

ZASTOSOWANIE:

orteza o szerokim zastosowaniu terapeutycznym, efektywnie wspomaga proces leczenia i rehabilitacji urazów stawu skokowego lub dysfunkcji tego obszaru, wspomaga pośrednie ustawienie stopy.

Rozmiar	S	M	L
Obwód nogi nad kostką (cm)	19,0 - 22,0	23,0 - 25,0	26,0 - 28,0



Qmed®



Orteza stabilizująca staw skokowy

(pneumatyczno-żelowa)

nr kat. QAR03091



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z tworzywa,
- taśma podeszwowa o regulowalnej długości dająca możliwość dopasowania obwodowego ortezy oraz zapewniająca swobodny ruch zgięcia podeszwowego i grzbietowego,
- część wewnętrzna ortezy składa się z dwóch elementów: górny wypełniony powietrzem, dolny wypełniony żelom (możliwość schładzania i ogrzewania).

ZASTOSOWANIE:

stany pourazowe stawów skokowych (skręcenia, zwichnięcia) w fazie leczenia czynnościowego, niestabilność stawu skokowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, ochrona stawów skokowych podczas pourazowego powrotu do czynności sportowych lub zawodowych.

Rozmiar uniwersalny

Qmed® Silver Line CE

TALUmedical

Orteza stabilizująca staw skokowy

Nr kat. MY 272131



CECHY PRODUKTU:

- anatomicznie wyprofilowane plastikowe łuski dla lepszego dopasowania,
- dwie taśmy stabilizujące na rzepy,
- taśma podeszwowa umożliwiająca regulację szerokości,
- piankowa wkładka zapewniająca lepsze doksztaltowanie,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy więzadeł,
- skręcenia stawu skokowego górnego,
- doleczenie pooperacyjne.

Rozmiar uniwersalny

MEYRA medical CE



AeroStab

Orteza stabilizująca staw skokowy

nr kat. DRQ10P



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana jest z elastycznej pianki laminowanej wewnątrz dzianiną z miękkich włókien poliamidowych, zaś na zewnątrz dzianiną welurową,
- intuicyjny system sznurowania zapewnia indywidualną siłę kompresji w zależności od wymagań pacjenta,
- stabilizację zapewniają wyprofilowane stalki wzmocnione dodatkowo termoplastycznym tworzywem,
- miękkie wyściełanie chroni tkanki miękkie w obrębie stawu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego,
- kolor czarny,

ZASTOSOWANIE:

- skrócenie stawu piszczelowo - skokowego I° i II°,
- zabezpiecza staw przed nadmiernymi ruchami ewersyjnymi i inwersyjnymi,
- nawykowe skrócenie stawu piszczelowo - skokowego,
- wsparcie w procesie rekonwalescencji po przebytym urazie,
- profilaktyka występowania urazów.

Rozmiar	S	M	L
Obwód stawu skokowego przez piętę (cm)	27-30	30-33	33-36

Qmed® CE

Pro8

Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy

nr kat. MQB2A



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z trójwarstwowej oddychającej tkaniny,
- wzmocniona wyprofilowanymi fiszbinami zapewniającymi unieruchomienie stawu skokowego,
- sznurowanie na grzbietowej stronie stopy dające możliwość lepszego dopasowania do kształtu kończyny,
- dwie dodatkowe taśmy stabilizujące dla bocznego i przyśrodkowego wzmocnienia więzadeł stawów skokowych,
- odkryta pięta, wolne przodostopie,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego.

ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów stawów skokowych: skręceń, przeciążeń, uszkodzeń więzadłowych. Stabilizacja w przypadku trwałej lub czasowej niestabilności stawu skokowego. Profilaktyka urazów i przeciążeń tej okolicy.

Rozmiar	S	M	L
Obwód przez guza piętowego i podbicie (cm)	28-31	31-33	33-36

MEYRA *medical* CE

AFO-Walker 3/4

Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. DRQI3H

CECHY PRODUKTU:

- orteza stopowo-goleniowa krótka o lekkiej, sztywnej i wytrzymałej konstrukcji,
- osłonięty zegar umożliwia ograniczenie zgięcia podszewowego i grzbietowego w zakresie 0° - 70° co 10° ,
- wypinana miękka wyściółka,
- zapięcie przy pomocy taśm samoprzyczepnych,
- wysokość ortezy 25,4 cm,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym, leczenie zachowawcze po zabiegach operacyjnych.

Rozmiar	S	M	L
Rozmiar buta	36 - 37	38 - 40	41 - 44



Qmed® **CE**

Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. QAM04010, QAM04020,
QAM04030, QAM04040, QAM04050

CECHY PRODUKTU:

- wyjmowana wyściółka wykonana z welurowej dzianiny podklejanej pianką,
- pięć taśm dociągowych z rzepów twardych,
- dwie szyny, które zapewniają odpowiednią stabilizację boczną,
- osłonięty zegar umożliwiający regulację kąta zgięcia w zakresie 0° - 45° co 15° ,
- profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

złamania i pęknięcia kości śródstopia w stanach ostrych lub leczeniu pooperacyjnym, pęknięcie kości stępu, kości piętowej, pęknięcia kości palucha, zabieg operacyjny na stawie palucha, uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, poważne skręcenie, zwichnięcie stawu skokowego, ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym, leczenie zachowawcze po zabiegach operacyjnych.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Rozmiar buta:	<32	32 - 36	36 - 41	41 - 46	46 - 50

Wysokość ortezy: XS - 42 cm, S/M - 43 cm, L/XL - 45 cm



Qmed® Silver Line **CE**

Orteza stopowo-goleniowa

(pneumatyczna)

nr kat. QAM04011, QAM04021, QAM04031,
QAM04041, QAM04051



CECHY PRODUKTU:

- miękka, pneumatyczna wyściółka pozwalająca na regulację stopnia kompresji tkanek miękkich,
- zapinana przy pomocy taśm rzepowych,
- osłonięty zegar umożliwiający podwójne ograniczenie zakresu kątownego ruchu zgięcia podeszwowego i grzbietowego od 0° - 45° co 15°,
- profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja oraz przeciwdziałanie obrzękom w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego drugiego i trzeciego stopnia, doleczanie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego, śródstopia, unieruchomienie w wybranym zakresie terapeutycznym po zabiegach operacyjnych, zabieg operacyjny na stawie palucha, uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Rozmiar buta:	<32	32 - 36	36 - 41	41 - 46	46 - 50

Wysokość ortez: XS - 42 cm, S/M - 43 cm, L/XL - 45 cm

Qmed® Silver Line **CE**

Ovation Gen 2 Walker

Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. OV1000



CECHY PRODUKTU:

- rama buta wykonana z włókna szklanego, specjalnie wzmocnionego nylonem,
- wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
- bez dodatku lateksu,
- unikalnie zaprojektowana podeszwa zapewnia zachowanie naturalnych właściwości przetoczenia stopy, wspierając przy tym stabilizację na każdej powierzchni,
- kolor czarno-niebieski,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy, goleni,
- skręcenia stawu skokowego II i III stopnia,
- doleczanie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

PRZECIWSKAZANIA:

- zaburzenia czucia,
- owrzodzenia skóry, rany otwarte,
- odrętwienia, objawy bólowe.

Wysokość ortezi 43 cm

TABELA ROZMIARÓW:

Rozmiar	Rozmiar obuwia
XS	34-36
S	37-39
M	40-44
L	45-47



OvationMedical®





Ovation Gen 2 Walker

Orteza stopowo-goleniowa krótka

nr kat. OV1010



CECHY PRODUKTU:

- rama buta wykonana z włókna szklanego, specjalnie wzmacnianego nylonem,
- wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
- bez dodatku lateksu,
- unikalnie zaprojektowana podeszwa zapewnia zachowanie naturalnych właściwości przetoczenia stopy, wspierając przy tym stabilizację na każdej powierzchni.
- kolor czarno-niebieski,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy tkanek miękkich okolicy stawu skokowego i stopy,
- doleczenie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

PRZECIWSKAZANIA:

- zaburzenia czucia,
- owrzodzenia skóry, rany otwarte,
- Odrętwienia, objawy bólowe.

Wysokość ortezy 32 cm

TABELA ROZMIARÓW:

Rozmiar	Rozmiar obuwia
XS	34-36
S	37-39
M	40-44
L	45-47



OvationMedical®



Air Walking Boot

Orteza stopowo - goleniowa

Orteza krótka nr kat. DRQ15F



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
- korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
- dwie komory powietrzne zapewniają możliwość regulacji siły kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- regulowana osłona zapewnia ochronę palców,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

air Walking Boot zapewni stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

PRZECIWSKAZANIA:

wyrób nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia owrzodzenia skóry lub otwartych ran oraz otwartych lub niestabilnych złamań.

ROZMIAR:

Orteza niska	S	M	L	XL
Wysokość (cm)	19,5	21,5	22,5	25
Wkładka rozmiar	36-38	38-40	40-43	43-46
Waga (kg)	0,8	0,93	1,05	1,40



Air Walking Boot

Orteza stopowo - goleniowa

Orteza długa nr kat. DRQ15E

82



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
- korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
- dwie komory powietrzne zapewniają możliwość regulacji siły kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- regulowana osłona zapewnia ochronę palców,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

air Walking Boot zapewni stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

PRZECIWSKAZANIA:

wyrób nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia owrzodzenia skóry lub otwartych ran oraz otwartych lub niestabilnych złamań.

ROZMIAR:

Orteza wysoka	S	M	L	XL
Wysokość (cm)	33	37	39	41
Wkładka rozmiar	36-38	38-40	40-43	43-46
Waga (kg)	1,00	1,16	1,32	1,76

Qmed® 

Power Walking Boot

Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. Q62011



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację, ale umożliwia jednocześnie swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka wykonana z miękkiego, oddychającego materiału zawierająca dodatkową ochronę palców oraz wewnętrzne komory powietrzne umożliwiające regulację kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie obrzękom i stabilizacja w przypadku: urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy i dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego, śródstopia i stępu drugiego i trzeciego stopnia, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia, po zabiegach operacyjnych w/w okolicy, zmian zapalnych ścięgien Achillesa oraz ścięgien prostowników i zginaczy stopy.

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta	36 - 39	38 - 42	42 - 46	> 46

Wysokość ortez: S - 42 cm, M - 46 cm, L/XL - 48 cm

Qmed® Silver Line 





Podpiętki do ortezy stopowo-goleniowej

nr kat.: DRQR5A1



CECHY PRODUKTU:

- podpiętki wykonane z pianki EVA pokrytej włókniną,
- w zestawie pięć różnych rozmiarów,
- dostępna wersja prawa i lewa,
- kolor: biały.

ZASTOSOWANIE:

stosowane w leczeniu i rehabilitacji urazów i dysfunkcji ścięgna Achillesa, stosowane z ortezą stopowo-goleniową pozwalają na uniesienie pięty oraz dają możliwość końskiego ustawienia stopy co zapobiega jej rotacji, wyjmowanie kolejnych podpiętek pozwala stopniowo rozciągać ścięgno Achillesa.

85

Qmed® CE

Scamper

But pneumatyczny z kontrolą ciśnienia

nr kat. DRQ13T



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację, ale umożliwia jednocześnie swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka wykonana z miękkiego, oddychającego materiału zawierająca dodatkową ochronę palców oraz wewnętrzne komory powietrzne umożliwiające regulację kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- zastosowany system kontroli ciśnienia zapobiega niekontrolowanej aplikacji zbyt silnej kompresji, a w efekcie zaburzeniom trofiki skóry zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czucia, krążenia w obszarze działania ortezy czy diabetyków,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie obrzękom i stabilizacja w przypadku: urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy i dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego, śródstopia i stępu drugiego i trzeciego stopnia, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia, po zabiegach operacyjnych w/w okolicy, zmian zapalnych ścięgna Achillesa oraz ścięgien prostowników i zginaczy stopy.

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta	36 - 38	38 - 42	42 - 46	>46

Qmed® CE



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

AFO - Fit

Orteza na opadającą stopę

nr kat. DRQ11A

CECHY PRODUKTU:

- lekka,
- wykonana z polipropylenu,
- dodatkowa taśma stabilizująca staw skokowy,
- wolna pięta,
- wysoki poziom higieny,
- wersja prawa i lewa.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie opadaniu stopy w przypadku porażenia nerwu strzałkowego oraz innych schorzeń neurologicznych.

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta	35 - 37	37 - 39	39 - 41	41 - 44



Qmed® CE

Foot-rise

Orteza na opadającą stopę

nr kat. MQB1F

CECHY PRODUKTU:

- orteza w wersji podstawowej składa się z taśmy obejmującej staw skokowy, przezroczystej wkładki oraz opaski pozwalającej na stosowanie ortezy bez obuwia,
- taśma wykonana jest z dzianiny dystansowej oraz elastycznej pianki,
- wkładka jest umieszczana między językiem a sznurówkami obuwia, jej położenie determinuje stopień wspomagania zgięcia grzbietowego stopy,
- elementy są łączone ze sobą za pomocą mocnej, elastycznej taśmy o łatwym systemie zapięcia.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie zaburzeniom chodu (opadaniu stopy) w przypadku neuropatii nerwu strzałkowego, porażenia nerwu strzałkowego różnej etiologii.

WERSJA PODSTAWOWA

Należy zmierzyć obwód stawu skokowego na wysokości kostek.

Rozmiar	S	M	L
Obwód (cm)	18 - 21	22 - 26	27 - 33



MEYRA medical CE

Ovation Hybrid Night Splint

Orteza na opadającą stopę

nr kat. OV3001



CECHY PRODUKTU:

- rama wykonana z polipropylenu,
- wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
- bez dodatku lateksu,
- dzięki zastosowaniu pasów dociągowych oraz unikatowemu systemowi doboru kąta zgięcia, orteza zapewnia niezbędne wsparcie oraz komfort noszenia,
- kolor czarno-niebieski,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

- zapalenie rozciągna podszwowego,
- porażenie nerwu strzałkowego,
- stany pooperacyjne prostowników goleni i stopy.

PRZECIWSKAZANIA:

- żylaki kończyny dolnej,
- stany zapalne i podrażnienia skóry w obrębie działania ortezy,
- obrzęki goleni i stopy,
- stopa cukrzycowa,
- wady wrodzone stóp oraz utrwalone deformacje,
- spastyczność.

TABELA ROZMIARÓW WG NOSZONEGO OBUWIA:

Rozmiar	Mężczyźni	Kobiety
S-M	39-42,5	37,5-42,5
L-XL	43-49	43-48



OvationMedical®



AFO - Night

Orteza na opadającą stopę

nr kat. DRQ13A



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego,
- lekka konstrukcja wykonana z polipropylenu, miękko wyściełana,
- system pasów dociągowo-stabilizujących umożliwia korekcję ustawienia stopy względem goleni,
- możliwość zaopatrzenia w przypadku obecności opatrunków na stopie lub goleni,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny,
- przeznaczona dla osób leżących.

ZASTOSOWANIE:

korygowanie ustawienia stopy względem goleni od pozycji pośredniej w kierunku zgięcia grzbietowego stopy, profilaktyka przykurczy u chorych leżących ze schorzeniami neurologicznymi.

Rozmiar	S	M	L
Długość stopy (cm)	23	24,5	26

Qmed®



PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI



Numery telefonów do przedstawicieli handlowych:

1. 605 842 886

2. 609 110 063


3. 695 120 702

4. 609 117 565

5. 606 740 778

6. 607 459 237

7. 605 559 393



WWW.MDH.PL

MDH SP. Z O.O.
UL. KS. W. TYMIENIECKIEGO 22/24
90-349 ŁÓDŹ

DZIAŁ HANDLOWY ORTOPEDIA:
TEL. 42 636 81 44
FAX 42 299 69 24
E-MAIL: ORTOPEDIA@MDH.PL

DZIAŁ MARKETINGU ORTOPEDIA:
TEL. 42 674 82 42
E-MAIL: MARKETING@MDH.PL

DZIAŁ REKLAMACJI ORTOPEDIA:
TEL. 42 674 16 89; 603 896 199
42 674 83 84 W. 47; 695 120 387
E-MAIL: REKLAMACJE@MDH.PL