

WHOSP-F



SZYNA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ

Numer katalogowy: DRQF0C

CECHY PRODUKTU:

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa bez ujęcia kciuka,
- możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postępami leczenia i usprawniania - dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA,
- konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja uniwersalna.

ZASTOSOWANIE:

Schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

| Rozmiar | S | M | L |
|----------------------|-----------|-----------|-------|
| Szerokość dłoni (cm) | 6,5 - 8,0 | 8,0 - 9,5 | > 9,5 |

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródręczno-paliczkowych.

